

جمهورية العراق

وزارة الزراعة

مديرية زراعة النجف الأشرف

مختبر وقاية النبات

Plant Protection Laboratory



إعداد

مروة علوان منى

معاون رئيس مهندسين زراعيين

2022

المحتويات

3	المقدمة
	الفصل الأول
4	أهمية المختبر
	الفصل الثاني
6	كيفية التعامل مع المواد الكيميائية والأوساط الغذائية
	الفصل الثالث
15	الأجهزة والأدوات المختبرية
	الفصل الرابع
46	جمع وحفظ الحشرات Collecting and preserving insects
	الفصل الخامس
69	عزل وتنقية وحفظ الأحياء المجهرية Isolation and preserving Microorganism
	الفصل السادس
111	جمع وحفظ الحلم والعناكب Collecting and preserving Spider and Mites
	الفصل السابع
116	عزل وحفظ الديدان الثعبانية Isolation and preserving Nematodes
	الفصل الثامن
131	الأدغال The Weeds
	الفصل التاسع
137	نقص العناصر lack of elements in plants
148	المصادر

المقدمة :

ظللت فكرة إصدار هذا الدليل تراودني لسنوات إلى أن تم بعون الله وب توفيقه أن يكون بين يدي المهتمين بمجال العمل في المختبرات وهو أول دليل مصور ومبسط عن ماهية العمل المختبري عموماً موضحة به أهم طرق العزل الشائعة للافات التي تصيب النباتات والمحاصيل الإقتصادية المهمة ، وإعطاء مبادئ أساسية في مجال الأمان لدى التعامل مع الكيميائيات . في هذا الدليل حاولت الإشارة إلى ضرورة حماية المختبر كونه الإطار الذي يحوي العمل الكيميائي والبيولوجي ونظراً لكون علوم الحياة أصبحت علماً يستهوي العديد من الناس كما أنها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالحياة العملية ومواكبة بل ملزمة لروح العصر والتقدم .

يعتبر النبات مهدداً بالخطر منذ لحظة زراعة البذرة وحتى حصاد المحصول واستغلاله حيث يتعرض لأربعة عوامل مضادة وهي: (الحشرات Insects – الأمراض Diseases – الأدغال Weeds – الظروف البيئية Environmental Conditions والديدان الثعبانية Nematode) .

لذلك سوف يتم التطرق في هذا الدليل إلى طرق عزل وحفظ المسببات المذكورة أعلاه بإعتبارها المشاكل الرئيسية التي تواجه النبات أثناء نموه وتطوره . وإن حالة المعاناة التي يتعرض لها النبات من جراء الإصابة بهذه المسببات تؤدي إلى التأثير في وظائفه الحيوية والفيسيولوجية للأعضاء النباتية المختلفة .

كما إن أي مرض من الأمراض النباتية التي تظهر في منطقة ما لا يمكن التعرف عليه وتشخيصه بسهولة في الحقل إلا بإجراء بعض الدراسات المختبرية كالفحص المجهرى للعينات المرضية أو عزل المسببات المرضية على أوساط غذائية أو دراسة المسبب مظهرياً وتشريحياً ، أو تحديد طرق المقاومة ، وغيرها من الدراسات المختبرية .

أخيراً أود أن ألفت النظر إلى إنني أشرت إلى موضوعات شتى بشكل مجمل وأظن إن الصواب أن يؤخذ كل موضوع منها على حدة بكثير من الشرح والتفصيل لكن غاليتي هي تقديم مرجع ومرشد أول يستند إليه الطلاب والباحثون والعلماء فيه .

الفصل الأول

أهمية المختبر :

هو المكان الذي تجري فيه كثير من العروض العملية والتجارب ، وتوجد به مواد كيميائية صلبة وسائلة ، وقد توجد به غازات وأبخرة ويمكن أن يكون العمل في المختبر آمناً غاية الأمان لو كان جيد التصميم وتتوفر فيه إشتراطات الأمن والسلامة . كما إن للمختبر مكانة جليلة ، فهو المكان الحيوي الذي يستطيع فيه الطلاب والباحثين تفهم العلم طالما إنهم يمارسونه فعلياً ، والمختبر العلمي وحدة محكمة التنظيم لتحقيق الأهداف بتوجيهات من قبل إناس متخصصين متقدمين لقيمه أخلاقياً وللمسؤوليات الشرعية لسبل الأمان فيه ، إن أهم ميزة للمختبر هي إنه يخلق الشغف والرغبة لدى الطلاب والباحثين في تحصيل العلوم لذلك يجب تصميم المختبر بحيث يمكن إجراء أي عمل فيه وبشكل يتم فيه التقليل من نسبة الحوادث إلى الحد الأدنى .

ينشأ الخطر في المختبرات من :

- 1- الإهمال في الصيانة لتوصيلات الغاز أو المواقف أو الأجهزة والزجاجات .
- 2- الإهمال في الإستخدام مثل الإهمال في التأكد من نوعية وصلاحية المواد أو مقاديرها أو التراثي في ارتداء الملابس المناسبة .

الشروط الواجب توفرها في إنشاء مختبر

1- إعداد مختبر الأمراض النباتية إعداداً علمياً جيداً وذلك من حيث اختيار الموقع والتصميم المناسب الذي يسمح بإجراء التجارب المختبرية .

2- يجب أن يكون تصميم البناء وتجهيزه بمواد يسهل نظافتها وتعقيمها بسهولة ويفضل أن يبني بمواد غير قابلة للإشتعال . كما يجب أن تكون جميع أسطح العمل كالكاونترات والمقاعد مقاومة للمواد الكيميائية . والتأكد من خلو دهان الجدران من مادة الرصاص ، حيث تتحول مركبات الرصاص إلى لون أسود عند تعرضها للغازات عند تشكيل غاز كبريت الهيدروجين في هواء المختبر .

3- توفر مصدر للماء والغاز والإضاءة الكافية والتهوية الجيدة .

4- يجب أن يلحق بالمختبر غرفة صغيرة لإجراء تجارب العزل والتنقية والعدوى تعرف بغرفة العزل Isolation room حيث يمكن تعقيمها بسهولة بواسطة مصباح أشعة فوق البنفسجية Ultra Violet U.V.) كذلك ممكن تطهيرها بالمواد الكيميائية كالفورمالين أو الكحول المركز 100% قبل بدء العزل

بفترة كافية إضافة إلى وجود مروحة تعمل بإدخال هواء نقى عبر مرشحات إلى داخل الغرفة ودفع الهواء إلى الخارج وبصورة مستمرة من هذه الغرفة كي نضمن عدم دخول الهواء الملوث أثناء العمل فيها .

5- يلحق بالمخبر غرفة صغيرة خاصة بأعمال التصوير إن أمكن .

6- يجب أن تكون في المختبر دواليب لعرض النماذج المرضية وحفظها بصورة جيدة بعد تشخيصها لكي تكون مرجعاً للمشتغلين في علم الأمراض النباتية .

7- يجب أن يزود مختبر الأمراض النباتية ببعض الأدوات والتجهيزات الخاصة بالدراسة وهذه تختلف حسب الغرض والهدف من الدراسة .

8- من المستحسن وضع أبواب للمختبر ذاتية الفتح والإغلاق وذلك للحيلولة دون لمس الأبواب ومقابضها بالأيدي الملوثة .

9- يجب أن لا يقل عرض الممر عن 6 أقدام وذلك للسماح للمعدات الكبيرة للحركة بسهولة .

10- يجب فصل المكاتب عن المختبرات .

11- يجب توفير حواف للرفوف الحاملة للزجاجيات والمواد الكيميائية بقدر 1.5 بوصة والرفوف الحاملة للكتب 4/3 بوصة وذلك تجنباً لسقوطها .

12- يجهز المختبر بطفايات حريق وغسول للعين وأطقم إسعافات أولية كاملة وأغطية .

13- وجود لوحات علمية لها علاقة بالأعمال الفنية يمكن أن يضفي شيئاً من البهجة إلى المكان وإلى النفوس التي تعمل في هذا المكان .

14- يجب وضع ساحب الهواء للأدخنة الكيميائية في كل مختبر أو منطقة عمل تستعمل فيها مواد قابلة للإحتراق أو سامة .

15- تنقيف العاملين في المختبر على موقع واستخدام جميع معدات الطوارئ والسلامة قبل ممارسة النشاط داخل المختبر . وتحديد إجراءات السلامة التي ينبغي إتباعها في حال وقوع حادث / الطواريء .

16- معرفة موقع وكيفية قفل صمامات الغاز والمياه والكهرباء في المختبر بالإضافة إلى معرفة كيفية استخدام جميع المعدات في حالات الطواريء والسلامة (الدش وغسل العين ومجموعة الإسعافات الأولية وبطانية الحريق وطفايات الحريق و الخ)

17- الحفاظ على قائمة أرقام هاتف الطواريء بالقرب من الهاتف.

الفصل الثاني

كيفية التعامل مع المواد الكيميائية والأوساط الغذائية

هناك بعض القواعد العامة للعمل في المختبرات الكيميائية ، وإتباعها يجعل من عملك وعمل زملائك الآخرين أكثر تنظيماً ودقة وأماناً ويمكن تلخيصها بالنقطات التالية :

1- النظافة : أنت المسئول عن إزالة كافة المواد الكيميائية التي تقع في موقع عملك أو حول الموازين أو حجرات الغازات . تأكد من تنظيف المكان المحدد لعملك قبل مغادرة المختبر وخطط لعملك المختبري بحيث يتوفّر لديك الوقت الكافي للتنظيف .

2- لا تنقل حاويات المواد الكيميائية إلى مكان عملك ، حيث أن نقل هذه الحاويات يسبب في تأخير العمل نتيجة البحث عن المواد الكيميائية المفقودة ، وأفضل طريقة هوأخذ المادة المطلوبة للاستعمال في زجاجة صغيرة نظيفة إذا كان سائلاً أو صلباً وإرجاع الحاويات إلى مواقعها الأصلية في الدواليب أو المخازن الكيميائية .

3- لا تسرف في صرف المواد الكيميائية وحاول استخدام الكمية المناسبة التي لا تزيد عن حاجتك ، وتنظر أن المواد الكيميائية الفائضة عن الحاجة والتي ترمى خارجاً هي مصدر لتلوث الهواء والماء إضافة إلى الخسارة المادية .

4- لا ترجع المواد الكيميائية الفائضة إلى الحاويات الأصلية. إن الخطأ في هذه الحالة وارد جداً ويأتي من خلال إرجاع المواد الكيميائية الفائضة إلى حاوية أخرى مختلفة أو تلوث المادة الكيميائية أثناء استخدامها، وقد تكون المادة تلوثت بالماء أو بالكيماويات الأخرى . وقد تخلط هذه المادة مع المواد الأخرى الموجودة على طاولة العمل مما يسبب في تلوث المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية . ويمكن تجاوز هذه المشكلة وذلك بالتخلص من المواد الفائضة بطريقة عملية مناسبة وحسب توجيهات المختصين.

5- لا تضع أي شيء داخل زجاجات المواد الكيميائية والسبب الرئيسي في هذا التحذير هو تقليل احتمالية التلوث بمواد أخرى. لذلك يفضل سكب Pour السائل من الحاوية الرئيسية إلى حاوية أخرى أو كأس زجاجي ولا تضع غطاء الحاوية على طاولة العمل الملوثة . وفي حالة تفريغ جزء من المادة الصلبة حاول قلب Tip الزجاجة ببطء مع التدوير ولا تحاول استخدام الملاعق فقد تكون مصدر التلوث .

6- يتوجب تعقيم المهملات بالحرق أو بالتعقيم الحراري بالأوتوكيلف.

7- تنظيف وغسل الأدوات الزجاجية بواسطة مذيب عضوي مثل الأسيتون لإزالة بقايا المواد العضوية وإذا تطلب الأمر يمكن استخدام حامض الكروميك لإزالة المواد الصلبة اللاصقة وكبيرة الكمية .

8- تحضير خطة البحث قبل البدء بالعمل بها .

9- لا تعمل وحيداً في المختبر .

10- عند تسخين المحاليل تأكد من عدم إرتفاع درجة حرارة محلول لذلك يجب تحريكه بقوة لتجنب فورانه .

11- عند تخفيف حامض معين يجب إضافته إلى الماء البارد شيئاً فشيئاً وليس العكس كذلك يجب إضافة الحامض بشكل بطيء إلى أسفل القضيب الزجاجي مع التحريك الحذر للتقليل من أي عنف للتفاعل .

12- عدم غمس الماصة في المحاليل السامة والحامض القوية والسوائل الحيوية وكذلك تجنب السحب بالفم لذلك إستخدم الماصة الأوتوماتيكية أو ذات المضخة .

13- السوائل المتطايرة السامة يجب التعامل معها تحت هود بخاري .

14- يجب تخزين السوائل القابلة للإشتعال مثل الإيثر والكحول والبنزين في أماكن بعيدة عن مصادر الحرارة واللهم .

15- عدم دخول المختبر في حال عدم وجود أي من العاملين فيه .

16- عدم نقل أي شيء من المختبر دون علم المسؤولين عن هذا المختبر . والتصريح عن كل المكسورات وعن الحوادث مهما بدت تافهة .

17- يجب تحديد منطقة لخزن وإستهلاك الطعام والشراب وعدم خزن أو إستهلاك أي طعام خارج هذه المنطقة . كما يشار للمناطق المسموح فيها بتناول الطعام بلوحة بارزة (مثلاً : منطقة طعام) حيث لا يسمح في هذه المنطقة بوجود أو استخدام أي مادة كيميائية .

18- عدم إستعمال الزجاجيات أو الأدوات المختبرية في تحضير الطعام أو الشراب وكذلك عدم إستعمال البرادات المختبرية في حفظ الأطعمة .

19- عدم فحص الكيميائيات عن طريق شمها أو تذوقها .

20- عدم وضع المواد الكيميائية الصلبة مباشرة على طاولة العمل بل يوضع تحتها ورق ترشيح و عند إمتصاص ورق الترشيح للسائل توضع أسفلها زجاجة ساعة أو أي سطح عازل مشابه لها .

21- يجب وضع بطاقات لاصقة للتحذير مثل مواد مشعة ، سامة ، سموم حيوية ، سموم محرقة ، ليزر وغيرها وهناك إشارات أخرى تشير إلى مكان دوش الأمان ومحطة غسل العين ومخارج وأدوات إطفاء الحريق والأخيرة أيضاً يجب وضع بطاقات لاصقة عليها تحوي معلومات تشير فيها إلى أي من الحرائق يمكن إستعمالها .

22- يجب أن تحتوي حاويات الفضلات على بطاقات تشير فيها إلى نوع الفضلات وكيف يتم تصرفها بأمان ، وتوضع أيضاً بطاقات على الحاويات الكيميائية يشار فيها إلى السمية الناجمة عن إستعمال هذه الكيميائيات حيث توضع على حاوية حامض الكبريتيك لون أصفر وحامض الأزوت لون أحمر وماءات الأمونيوم (الصودا الكاوية) لون أخضر وحامض كلور الماء لون أزرق .

23- يزود كل مختبر أدوات سلامة مهنية مثل نظارات الأمان وواقيات الوجه وقفازات وبدلات أمان .

24- تنفيذ عمليات التفتيش العادية لجرد المواد الكيميائية .

25- تحديث المخزون للمواد الكيميائية سنوياً على الأقل .

26- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة الكميات المسموح بها .

27- الإحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة .

القواعد العامة في حالة حدوث الحوادث والإصابات :

أ- دخول مواد كيميائية للعين :

تفتح العين بإصبعي الإبهام والسبابة وتغسل بكمية كبيرة من الماء ، وأيضاً تغسل بمادة NaHCO_3 بتركيز 1% وحامض البوريك بتركيز 1% أيضاً على التوالي .

ب- الحروق :

لا تعامل بقع الحروق بالماء وإنما وضع ضمادات خاصة على المنطقة المصابة .

ج- التسمم :

ينقل المصاب فوراً إلى المستشفى .

طرق التخلص من المواد الكيميائية :

لقد غدا التحكم بما ينسكب من المواد الكيميائية موضوعاً شائعاً جداً وعلى قدر كبير من الأهمية طالما أن المشاكل المترافقه مع التحرر المستقل للكيمايات الخطرة في غرف الكيميائيات بات يحدث بشكل كبير ويزداد يوماً بعد يوم . يحدث التفريغ إلى البيئة على مستوى محدد تماماً كما حين يتم التساقط من برميل يسرق إلى البالوعة مباشرة . لا يقتصر الحذر على الخزن اليومي للكيميائيات الخطرة غير المستعملة لكن كذلك على خزن كميات كبيرة من الفضلات الخطرة يمكن للكيميائيات المتتساقطة أن تهدىء تهدىء فورياً للصحة والحياة لأشخاص غرفة الخزن .

خزن المواد الكيميائية :

يمكن للخزن الجيد للكيميائيات أن يقلل من المخاطر التي تهدىء أمان وصحة الأشخاص والأجهزة والأبنية والبيئة . كما يتطلب الخزن الآمن إجراءات مناسبة عن طريق تحديد الكيميائيات الواجب خزنها ومدى خطورتها ، كذلك استخدام أجهزة معينة والتمرين على إستعمال هذه الأجهزة .

1- يجب خزن حاويات المواد الكيميائية في مكان جيد التهوية .

2- منع أي كسر أو تسرب من الممكن أن يسبب أي خطر لأي شخص يعمل في منطقة الخزن أو يسبب تلفاً للكيميائيات أو يلحق الأذى والضرر بالحاويات والأجهزة أو البناء .

3- يجب أن تفصل مناطق الخزن وتحمى من الحرائق أو من تساقط أي من الكيميائيات .

4- يجب أن يتم الحصر ويمنع الإنقال إلى أية بقعة خارج منطقة الخزن .

5- عدم إستعمال الأدراج والممرات كأماكن للخزن مما يؤدي إلى إغلاق المخارج وسبل الوصول لأدوات الإسعاف والتحكم .

6- عدم إستعمال المستودعات كمناطق للتحضير بسبب إمكانية حدوث أي حادث وإمكانية حدوث التلوث غير الضروري لكميات كبيرة من المواد حيث يتم التحضير والتعليق في منطقة منفصلة .

7- يجب أن تفتح مستودعات الخزن طيلة ساعات العمل النظمي فلا يضطر العمال لخزن المزيد من كميات المواد الكيميائية في مختبراتهم .

8- يجب أن توضع مسؤولية الأمان والتحكم ب مجرد المخزن في يد شخص واحد وإذا كان ذلك غير ممكن فلا بد من توظيف موظف خزن بدوام كامل .

9- تخزن الحوامض في حاويات واقية من الإنفجار كما يجب تزويده مناطق خزن الكيميائيات بمطفئات حريق أوتوماتيكية وبأجهزة إنذار (كاشفات) للدخان وأجهزة تنفس ذاتي وأجهزة تحكم بالمتسلقات .

10- قبل تسلم أية مادة جديدة معروفة عنها أو يفترض أنها خطيرة تعطى معلومات عن طرق التعامل المناسب بما في ذلك إجراءات التصريف المناسبة .

الرموز العامة للأمن والسلامة :

هناك بعض الإشارات التحذيرية التي توضع على عبوات المواد الكيميائية والتي يجب معرفتها حتى نتمكن من التعامل مع هذه المواد بالشكل الصحيح.

وفيما يأتي جدول يبين بعض الإشارات التحذيرية التي توضع على عبوات المواد الكيميائية، وما تدل عليه، والتحذير الواجب إتباعه عند التعامل مع العبوات التي تحمل هذه الإشارات.

جدول رقم (1)

الإشارات التحذيرية ومدلولاتها، وخطورة المادة الكيميائية وكيفية التعامل معها

التحذير	خطورة المادة الكيميائية	الإشارة التحذيرية ومدلولها
تعامل معها بحذر شديد، وتجنب ملامستها للجلد أو محاولة استنشاق أبخرتها، أو تذوقها، أو استخدام طريقة السحب بالفم عندأخذ كمية منها باستخدام الماصة، ويجب استدعاء الطبيب فوراً في حالة حصول ذلك.	تتمثل خطورة هذه المادة على الصحة في استنشاقها أو ابتلاعها أو ملامستها للجلد، حيث من الممكن أن تسبب الوفاة.	 مادة سامة جدا
ابعد عن أبخرتها، وتجنب ملامستها للجلد والملابس، وسقوطها على الأدوات.	إذا لامست المواد الكيميائية التي تحمل هذه الإشارة الأدوات أو الأنسجة الحية فإنها تؤدي إلى قرضاها أو تأكلها وتخربيها.	 مادة آكلة أو



		قارضة
ابعد عن أبخرتها، وتجنب ملامستها للجلد أو العين.	يكون للمواد الكيميائية التي تحمل هذه الإشارة آثار مهيجية على الجلد والعين والأعضاء التنفسية.	 مادة مهيجية
تجنب الأبخرة المتصاعدة منها، وابعد عن ملامستها للجلد والعين، وراجع الطبيب فوراً عند التأدي بها.	تسبب المواد الكيميائية التي تحمل هذه الإشارة تلفاً وضرراً لأنسجة الجسم في حال استنشاقها أو ملامستها.	 مادة مؤذية وضارة
تعامل مع هذه المواد بحذر شديد، وتجنب الاحتكاك والصدمات والشرارات الكهربائية أو الحرارة، عند التعامل معها.	يكون للمواد الكيميائية التي تحمل هذه الإشارة خاصية الانفجار إذا تعرضت لظروف معينة.	 مادة متفجرة
تجنب وضعها بالقرب من اللهب أو ملامستها للنار، أو وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.	مواد تشتعل تلقائياً.	 غازات قابلة للاشتعال.
احفظها بعيداً عن مصادر الحرارة، وتجنب تكون مزيج من غازات مشتعلة. احفظها بعيداً عن النار ومصادر الحرارة، ومصادر الشرارة.	سوائل قابلة للاشتعال.	 مادة قابلة للاشتعال بسرعة
احفظها بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال، وعن مصادر الحرارة	يمكن أن تشكل المواد المؤكسدة مواد قابلة للاحتراق، وبالتالي تزيد من اشتعال النار في	



واللهب .	الحرائق، مما يجعل عملية إطفائها صعبة .	
لا ترفعها من أوعية الحفظ الخاصة بها . لا تمسكتها باليد، واستخدم ملقطاً لذلك، واغسل يديك جيداً بعد كل تجربة تستخدم فيها المواد المشعة. تجنب الأكل والشرب في الأماكن التي توجد فيها مواد مشعة. أبعد النظائر المشعة عن العين والفم وبثور الجلد المفتوحة.	تسبب خطرًا على الشخص الذي يتعامل معها، ومن الممكن أن تظهر أعراض هذا الخطر متأخرة بعض الشيء .	

كما توجد رموز وعلامات خاصة لتحذير العاملين في المختبرات هي :

1- إشارات المنع : عادة تكون هذه الإشارات بلون أحمر مثل :



2- الإشارات الإجبارية : تدل هذه الإشارات على الاحتياطات الواجب إتخاذها قبل البدء بالعمل المختبري وتكون ذات لون أزرق مثل :



3- إشارات الإستدلال والمعلومات : هي إشارات توجيهية لما يجب إتباعه في الحالات الطارئة وهي ذات لون أخضر مثل :



4- إشارات خطورة المواد الكيميائية : تدل هذه الإشارات على نوع الخطر المتوقع من المواد الكيميائية مثل :



5- إشارات التحذير : تدل الإشارات أدناه على إحتمالات الخطر الموجود في المنطقة المشار إليها :





علامات خذيرية للمواد الكيميائية Chemical Warning Signs

الرمز	نوع المادة الخطرة	أمثلة المواد الكيميائية
	مادة قابلة للاشتعال	بنزين، كيروسين، كحول
	مادة متفجرة	مخلوط من الهيدروجين والاكسجين
	مادة تساعد على التآكل	أحماض وقلويات قوية مثل: حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريتิก، حمض النيتراتيك، هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد اليوتاسيوم
	مادة سامة	الزئبق، سيانيد، غاز الكلور، الزرنيخ
	مادة مهيجية ومنبهة للحواس	الكحول، كلوروفوروم، بخار البروم، عوادم من حمض الكبريتيك المركز، الأمونيا
	مادة مشعة	كريون مشع، يورانيوم، بلوتونيوم

الفصل الثالث

الأجهزة والأدوات المختبرية

أولاً : الأجهزة

1- فرن كهربائي **Oven** : يستخدم في تجفيف العينات النباتية والتربة وتعقيم الأدوات الزجاجية

والمعدنية



2- حمام مائي **Water Bath** : يستخدم في عمليات التسخين غير المباشر تفاديا للنتائج السلبية

التي قد ترافق عمليات التسخين المباشرة مثلا انكسار الأواني الزجاجية، أو انسكاب المواد

كما يستعمل الحمام المائي للتسخين لفترات طويلة وهو يؤمن درجات حرارة أقل من 100

سيلزية .



3- حاضنات **Incubator** : وهي أجهزة يمكن التحكم في درجات حرارتها وتستخدم لتنمية


الفطريات والبكتيريا وتربيبة الحشرات، ويفضل استخدام الحاضنات التي تعطي درجات حرارة

ذات مدى واسع يبدأ من الصفر إلى +50 م° لكي يمكن استخدامها في كافة الدراسات التي تتطلب

مدى حراري واسع ويفضل أن يكون بالمختبر أكثر من حاضنة .



4- مازج مغناطيسي حراري : عبارة عن جهاز خلط يستخدم في المختبرات الكيميائية. يتكون في الأساس من مغناطيس دوار بفعل مغناطيس أو مجال مغناطيسي آخر غير متصل معه. عادة يكون أحد المغناطيسين الدائمين متصلة بمحرك كهربائي بينما يغمر القصبي المغناطيسي الآخر في السائل. عند دوران المغناطيس السفلي يتأثر القصبي المغناطيسي المغمور في السائل ويحاول الدوران بنفس اتجاه المغناطيس المدار دون أي اتصال ميكانيكي بينهما. هذا النوع من الخلطات مهم جدا في المعامل الكيميائية والأماكن التي تتطلب عزل تام بين الأجزاء الميكانيكية (تجنب للاحتكاك، أو التأكسد، أو تسرب المادة السائلة عبر محاور الدوران). يشار إلى أن المحرك المغناطيسي كان قد اخترع عام 1917 في الولايات المتحدة الأمريكية ثم ظهر اختراع وتطبيق آخر له في الأربعينات ثم السبعينات حيث استخدمت المغناط المتعدد النقط.



الأقضبة المغناطيسية بأحجام مختلفة

5- المجاهر Microscopes : المجهر هو جهاز يستخدم لتشخيص الأحياء المجهرية المنقولة على الشريحة أو ما يسمى (Slide) ويتم استخدام بشكل خاص العدسة الزيتية Oil immersion من

خالل استخدام زيت السدر Cedar oil الذي له خاصية هي معامل إنكساره يشبه معامل إنكسار الزجاج ويحوي على مادة عازلة بين الزجاجة والعدسة مما يسهل عمل الجهاز في تكبير الأحياء

إن فائدة المجهر لا تقتصر على التكبير بل تتحدد بقدرة التمييز Resolving Power وتعرف بأنها أقل مسافة بين شيئين ممكن رؤيتهم منفصلين عن بعضهما . وهي تعتمد على نوعية العدسات وقوة التكبير وطريقة تحضير الشريحة كذلك تتحدد قوة التمييز عند التكبير العالي بالطول الموجي للضوء إذ كلما كان الطول الموجي قصير كانت قوة التمييز أعلى وعلى هذا الأساس إن الحد الأعلى لقوة التمييز في المجاهر الضوئية تساوي 0.2 Micrometer وهي تكفي لدراسة المظاهر العام للخلية ولكن لا تكفي للحصول على أعلى قوة تمييز بإستخدام العدسة الزيتية X 100X

أنواع المجاهر :

1- المجهر البسيط : Simple microscope

وهو عدسة مفردة محدبة الوجهين ذات قوة تكبيرية بسيطة .



2- المجهر المركب : compound microscope

أو ما يعرف بالمجهر الضوئي حيث أنه يستخدم الأشعة الضوئية للتمكن من رؤية العينات وسمى

بالمجهر المركب لأنّه يتكون من عدة عدسات مرکبة وذات خواص معينة . و يوجد له نظامان منفصلان من العدسات لتكبير الجزء المفحوص والمسمى بالعدسات العينية Eye-piece والعدسات الشبيهة Objective كما ويحتوي على مصدر للضوء إما على شكل مرآة أو مصدر إضاءة كهربائي . ولفهم طريقة عمل كلا النظامين من العدسات يجب أن نفهم الأسس والعلاقات بين كل من التكبير

Magnification والقدرة التوضيحية Resolving power وكذلك الإضاءة Illumination سذكرها مفصلاً لاحقاً. ويعود هذا النوع من أكثر المجاهر استخداماً في معامل الأحياء الدقيقة.



3- المجهر ذو الحقل المظلم : Dark-field microscope

استعمال الحقل المظلم في الفحص المجاري يسهل رؤية العينة وهي في حالة إضاءة زاهية في حين أن باقي الحقل المجاري يظهر مظلاً. ويمكن الحصول على هذه الميزة بتزويد المجهر بمكثفات يمكنها توجيه الضوء الصادر من مصدر الإضاءة باتجاه العينة حيث تتعكس الأشعة منها وتتم خال العدسة الشبئية فيبدو حقل الرؤية مظلاً والصورة شديدة الإضاءة لامعة.

ويمكن رؤية بعض الخلايا التي لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر الضوئي العادي ومن الإستخدامات الطبيعية لهذا المجهر رؤية *Treponema pallidum* المسبب لمرض الزهري وذلك لصعوبة رؤيته باستخدام المجهر الضوئي العادي.



4- مجهر الأشعة فوق البنفسجية : Ultra-violet microscope

حيث يتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية ذات الطول الموجي الأقصر من الطول الموجي للضوء المرئي فيعطي تكبيراً ووضوحاً للعينة بشكل أكبر بمرتين أو ثلاثة وهو لا يستخدم عدسات عينية بل


يكون مجهز بكامeras تصور العينات ثم تحمض وتكرر لاحقا . ويستعمل هذا المجهر عند استعمال أصباغ فلورسنتية لها قدرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية.



5- المجهر الفلورسينتي : Flurecence microscope

حيث يعامل خليط من البكتيريا بممواد لها ميزة الإشعاع إذا ما تعرضت لأشعة فوق بنفسجية تكسبها البكتيريا وتصبح مشعة .

Fluorescence Microscopy



6 - المجاهر الإلكترونية: Electron microscope

تستخدم الإلكترونات بدلاً من الأشعة الضوئية في هذا النوع من المجاهر حيث أن الإلكترونات ذات طول موجي قصير فتعطي هذه المجاهر قوة تكبيرية عالية تصل لأكثر من نصف مليون مرة أي حوالي 1000 ضعف عن المجاهر العادية.

وفي микروسکوب الإلكتروني تمر الإلكترونات من خلال سلسلة من المجالات المغناطيسية تشبه في عملها نظام العدسات في المجهر الضوئي وبذلك فالإلكترونات التي تتبع عن العينة والتي تنفذ من خلالها تبعاً لكثافة التراكيب في العينة المفحوصة يمكن استقبالها على لوحات حساسة أو مشاهدتها على شاشات خاصة مفسّرة تسمح برؤيه الصورة لامعة. وهي على عدة أنواع منها:



المجهر الإلكتروني الماسح: Scanning electron microscope

تقوم كمية قليلة من الإشعاع الإلكتروني بمسح العينة فتجمع الإلكترونات المنبعثة من العينة لتكون الصورة المنبعثة على أنبوبة أشعة المهبط



المجهر الإلكتروني النافذ: Transmission electron microscope

في حالة المجهر النافذ تتعرض العينة كلية للإشعاع الإلكتروني الذي ينفذ أو يمر من العينة ليكون الصورة على شاشة العرض ويأتي التباين في الصورة من الاختلافات في الكثافة الإلكترونية للعينة، أو من كمية الإلكترونات التي تمر من خلال العينة.



ومما هو جدير بالذكر أن الفحص بالمجهر الإلكتروني يحتاج إلى معاملات خاصة سواءً في تحضير العينة أو في إعداد المجهر للفحص.

7 - المجهر ذو الأطوار المتباينة:

يساعد هذا المجهر كثيراً في دراسة التراكيب الداخلية للخلية الحية على عكس المجاهر الأخرى التي يلزم قتل وصبغ الخلايا . وهذا المجهر له القدرة على زيادة التباين بين الجزيئات الشفافة داخل الخلية الحية حسب اختلاف كثافة هذه الجزيئات فتظهر إما زاهية مضيئة أو معتمة تبعاً للكثافة لهذه التراكيب المكونة للخلية الحية واختلاف هذه الكثافة الضوئية ناتج من استخدام مكثفات خاصة تعمل على ترشيح الضوء المار خلال العينة.

وبالرغم من تعدد أنواع وأشكال المجاهر إلا أن المجاهر المستخدمة في مختبرات الأحياء الدقيقة تكاد تكون متشابهة ويعود المجهر المركب من أهم هذه الأنواع .

ونأتي الآن على توضيح هذه الأمور بالنسبة للمجهر المركب الأكثر انتشاراً في مختبرات الأحياء:

Magnification:

يتم التكبير في المجهر المركب من خلال نظامين من العدسات:

أ- العدسات الشيئية : **Objective Lens** وهي العدسات القريبة من العينة المراد فحصها وتكون قوية التكبير محفورة على حاملها المعدني وتعطي صورة حقيقة للعينة المكبرة .

وتشمل العدسات الشيئية على عدة أنواع منها : الماسحة scaning x4 و الصغرى X 10 low power والكبيرى X40 high power والعدسة الزيتية . oil-immersion . التي يستخدم فيها أحد أنواع الزيوت المستخرجة من خشب نبات Cedarwood Oil ليحل محل الهواء بين الشريحة والعدسة وفائدة هذا الزيت تكمن في أن معامل إنكسار الزيت يساوي معامل إنكسار الزجاج وبالتالي يمنع تشتت أو تغيير مسار الأشعة الضوئية أي إنه يعمل على تجميع الحزمة الضوئية المارة خلال العينة ويجب أن يكون

الزيت رائق خالٍ من التصبب ، ويمكن وضع العدسة الشبيهة المناسبة بتدوير القطعة الأنفية للحصول على العدسة المناسبة. هذه العدسات تعمل معاً لتعطي تكبير يساوي حاصل ضرب تكبير العدسة العينية × تكبير العدسة الشبيهة .

بـ- العدسات العينية : Eye-piece : وهي العدسات القريبة من العين تكبر الصورة الناتجة من العدسة الشبيهة وتكون قوتها التكبيرية مكتوبة عليها وتنتروح بين $x5$ و $x35$ ولحساب القوة التكبيرية للمجهر نستخدم المعادلة التالية:

التكبير الكلي = قوة تكبير العدسة الشبيهة × قوة تكبير العدسة العينية
ويلاحظ وجود ضوابط تعمل على تعديل البعد بين العدسة الشبيهة والعينة من خلال تحريك العمود الحامل للعدسات وهو الضابط التقريري Coarse adjustment الذي يحرك أنبوبة الميكروскоп بسرعة فتحصل على رؤية تقريرية وأيضا يوجد الضابط الدقيق Fine adjustment الذي يعمل على تحريك أنبوبة الميكروскоп ببطء لضبط العينة عند البعد البؤري الصحيح.

تركيب المجهر:

يتربّك المجهر من عدة أجزاء رئيسية وهي:

1- القاعدة : base تستخدم لثبيت المجهر ويوجد عليها مفتاح الإضاءة وسلك لمرور التيار الكهربائي ومصباح للإضاءة.

2- ذراع المجهر : arm يثبت التركيبات العليا من المجهر كالعدسات و المسرح و منخار المجهر والضوابط وفي الجزء السفلي منه يحوي على مصدر الضوء ويساعد كذلك في حمل المجهر بشكل آمن وصحيح.

3- مسرح المجهر : stage توضع عليه شرائح العينات وتثبت بواسطة ملقط خاصة ويوجد أسفله مسامير يتم بهما تحديد الموضع المراد فحصه من العينة بتحريك العينة في جميع الإتجاهات بسهولة ، بالإضافة لوجود الحجاب القرحي والمكثف أسفل المسرح للتحكم في شدة الإضاءة.

4- منخار المجهر : Revolving nose-piece ويستخدم في ثبيت العدسات العينية والشبيهة .

5- مصدر الإضاءة : يوجد في قاعدة الميكروскоп ويتم التحكم في شدة الإضاءة بمفتاح للتحكم في شدة الإضاءة ويعطي كمية الضوء المناسبة المساعدة على رؤية العينات بوضوح.

6- المكثف : condenser يعمل على إعطاء كثافة مناسبة من الضوء لتوضيح الرؤية عن طريق تجميع وتركيز الضوء على العينة المراد فحصها و يتكون من عدة عدسات.

7- الضابط الدقيق coarse adjustment و الضابط التقريري (الكبير) fine adjustment knob : يوجدان أسفل المسرح ومثبتان على ذراع المجهر ويعلمان على ضبط رؤية العينة بدقة.

- 8- العدسة العينية :** Eye-piece من خلالها يستطيع الإنسان رؤية العينة ، وهي مكونة من عدستين:
أ- العدسة السفلية (عدسة المجال).
ب-العدسة العليا (عدسة العين).

- 9- العدسات الشيئية :** objective تتحكم بها في رؤية الشرائح وتنقسم إلى العدسة الماسحة وقوه تكبيرها $4\times$ و العدسة الصغرى $10\times$ والعدسة الكبري $40\times$ أو $60\times$ والعدسة الزيتية $100\times$ و تكون قريبة من العينة.



الضوء المار لإيصال الضوء.
ملاحظات هامة:
يتم التحكم في شدة الإضاءة كما يلي:
مفتاح التحكم في شدة الضوء.
خفض ورفع المكثف.
التحكم في فتحة المكثف.
المرشحات.

طريقة استخدام المجهر:


- 1- تضبط المسافة بين العدسات العينية بتحريكها لليمين أو اليسار بحسب بعد بين العينين المستخدم
- 2- توضح الرؤية في العدسات العينية بتدويرها لتعديل الفارق البصري في العينين إلى أن تعطي أوضاع صورة.
- 3- عند استخدام العدسة الشيئية الماسحة $\times 4$ والعدسة الصغرى $\times 10$ توضع في مكانها الصحيح وذلك بأن تسمع صوت عند ثبات العدسة وباستعمال الضابط الكبير توضح العينة ولكن بدرجة قليلة ثم يستخدم الضابط الدقيق للحصول على أفضل رؤية وتضبط شدة الإضاءة باستخدام المكثف وكذلك باستعمال الحجاب القرحي أو باستخدام مفتاح الإضاءة بزيادة كمية الضوء أو تقليلها.

- 4- عند استخدام العدسة الزيتية $\times 100$ يوجد طريقتين لذلك:
 - أ- توضع قطرتين من الزيت (زيت السيدر Cedar oil) على الشريحة والذي له دور كبير في تجميع الضوء وتوضيح الرؤية بسبب حدوث تشتت للضوء عند استخدام عدسات ذات تكبير عالي والزيت يكون له عامل انكسار مماثل لمعامل انكسار الزجاج ولهذه الخاصية يستخدم الزيت ثم تدار العدسة الشيئية والتقارب بالضابط الكبير ببطء حتى تلامس العدسة قطرة الزيت ويجب الحذر بسبب قرب العدسة من الشريحة ، ثم تضبط الشريحة بواسطة الضابط الصغير حتى ترى العينة بوضوح.

بـ- توضع قطرتين من الزيت (زيت السيدر) على الشريحة ثم تدار العدسة الشيئية الصغرى وتضبط بالضابط الكبير حتى ترى العينة ، ثم تدار العدسات إلى العدسة الزيئية وتضبط الشريحة بواسطة الضابط الصغير بحركة باتجاه الشخص الفاحص حتى تعطي أفضل رؤية.
ملاحظة : تسمى المنطقة التي تظهر في الميكروسكوب بالحقل المجهر.

بعض الإجراءات الهامة لصيانة وحماية المجهر :

- 1- عند نقل المجهر من مكان إلى آخر يرفع المجهر من الذراع بيد وتوضع اليد الأخرى تحت القاعدة .
- 2- يحفظ في دولاب مغلق بعيداً عن الأتربة .
- 3- تنظف العدسات قبل وبعد الإستخدام بورق تنظيف العدسات والزايلين Xylene أو الأسيتون + الكحول¹ . كما يمكن إستخدام Cotton Swab بدلاً من ورق العدسات .



6- ميزان حساس Electric Balance : يستخدم في وزن الأوساط الغذائية والمواد الكيميائية الجافة ويكون بعدة مراتب .


¹ تحذير : الأسيتون لوحده مذيب قوي قد يؤذى المادة اللاصقة للعدسات لذلك يحذر من إستخدامه .



7- طاحونة : تستخدم لطحن الأجزاء النباتية المجففة مسبقاً لغرض إجراء البحوث عليها .



8- راجج Shaker : يستخدم لرج الأوساط الغذائية والمستخلصات النباتية وغيرها من الاستخدامات .



9- كاميرا : لتصوير العينات المصابة والآفات

10- جهاز تقطير : يستفاد من الجهاز في الحصول على ماء منزوع الأملاح والعناصر المعدنية وذلك لإستخدامه في مختلف التجارب المختبرية وتحضير الأوساط الزرعية .



11- غرفة عزل : عبارة عن غرفة صغيرة تجرى فيها تجارب العزل والتقية والعدوى تعرف بغرفة العزل Isolation room ويمكن تعقيمها بسهولة بواسطة مصباح أشعة فوق البنفسجية Ultra Violet U.V كذلك تطهر بالمواد الكيميائية كالفورمالين أو الكحول المركز 100% قبل بدء العزل بفترة كافية إضافة إلى وجود مروحة تعمل بإدخال هواء نقى عبر مرشحات إلى داخل الغرفة ودفع الهواء إلى الخارج وبصورة مستمرة من هذه الغرفة كي نضمن عدم دخول الهواء الملوث أثناء العمل فيها ومزودة بمصباح لهب ومصباح إضاءة .



12- المؤصلة Autoclave : جهاز تعقيم بالبخار تحت الضغط Steam under pressure وينظم على درجة حرارة 121° م وضغط 15 باوند / إنج ولمدة 15 دقيقة ، يستخدم لتعقيم السوائل والأوساط الزرعية وجميع المواد التي تتألف بالحرارة الجافة عدا المحاليل السكرية .



13- ثلاثة : تستخدم لحفظ العينات .

14- جهاز الإستخلاص بالكحول : جهاز سوكسلت (بالإنجليزية: Soxhlet extractor) هو جهاز مختبري اخترعه فرانز فون سوكسلت عام 1879. صمم الجهاز أصلاً لـإستخلاص الليبيات من المواد الصلبة، ولكن السوكسلت ليس محدوداً بـإستخلاص الليبيات. عادة ما يكون السوكسلت مطلوباً فقط عندما يكون المركب المرغوب محدود الذوبان في المذيب والشوائب غير ذاتية في هذا المذيب. إذا كان المركب المطلوب له ذوبانية عالية في المذيب إذن يمكن استعمال الترشيح البسيط لفصل المركب من المواد غير الذائية.

توضع المادة الصلبة المحتوية على المركب المرغوب داخل أنبوبة مصنوعة من ورق ترشيح سميك والذي يوضع في الغرفة الرئيسية لجهاز سوكسلت. يركب جهاز سوكسلت في دورق يحتوي على مذيب الإستخلاص. ثم يركب المكثف يسخن المذيب لإعادة الإذابة يتتساعد بخار المذيب في ذراع تقطير، ثم يفيض إلى الغرفة المحتوية على المادة الصلبة المراد الإستخلاص منها. يضمن المكثف تبريد أي بخار للمذيب حيث يقطر على الغرفة المحتوية المادة الصلبة. تمتلئ الغرفة المحتوية على المادة الصلبة ببطء بالمذيب الدافئ. وذلك سوف يجعل بعض المادة المرغوبة تذوب في المذيب الدافئ. عندما تكاد أن تمتلئ غرفة سوكسلت، فإن الغرفة تفرغ تلقائياً بواسطة ذراع سيفون جانبية والمذيب يرجع مرة أخرى لدورق التقطير. ربما تترك هذه الدورة لتتكرر عدة مرات، تترك ساعات أو أيام.

خلال كل دورة فإن جزء من المركب غير الطيار يذوب في المذيب. بعد عدة دورات فإن المركب يكون تركز في دورق التقطير. ميزة هذا النظام أنه بدلاً من إمرار عدة أجزاء من المذيب الدافئ خلال العينة فإنه يتم استعمال كمية ثابتة من المذيب يعاد تدويرها.

يزال المذيب بعد الإستخلاص، عادة يكون باستعمال المبخر الدوراني حيث يعطي المركب المستخلص. يتبقى الجزء غير الذائب من المادة الصلبة في الأنبوبة وعادة ما يتخلص منه.

حفظ الزجاجات في المختبر وتنظيمها :

التنظيم والحفظ آلية يجب علينا إتباعها وهي دليل على المهارة العلمية والدقة في التوزيع الصحيح لما نمتلك وتجنبنا الكثير من الحوادث مستقبلاً ، لذا ينبغي علينا عند حفظ الأدوات الزجاجية إتباع الآتي :

1- حفظ الأدوات ذات الصنف الواحد معاً على رف واحد .

2- ترك حيز مناسب بين كل صنف وآخر .

3- وضع الزجاجيات ذات الأحجام الكبيرة في الخلف والصغيرة في المقدمة .

4- وضع الأصناف الثقيلة في الرف السفلي ، والأخف في الرف العلوي .

5- وضع الزجاجيات ذات الصنف الواحد المستخدمة باستمرار في مقدمة الصنف والزجاجيات الجديدة غير المستخدمة في الصفوف الأخيرة .

6- تغطية الزجاجيات الفارغة ذات الفوهه الواسعة بقطن لمنع تجمع الغبار فيها .

7- تجنب حفظ الزجاجيات في الرفوف وهي مليئة بالمحاليل حيث يفضل أن تكون ممتلئة إلى منتصفها فقط .

8- يجب ترك الزجاجيات بعد تنظيفها جانباً لتجف أو وضعها على حامل التجفيف .

9- لبس القفازات الواقية أمراً ضرورياً لتجنب مخاطر الجروح أثناء التعامل مع الزجاجيات .

10- وضع أنابيب الإختبار والماسنات على الحوامل الخاصة بها لضمان سلامتها .

11- التأكد من عدم وجود شروخ أو كسور في الزجاجيات أثناء تعبيتها بالأحماض والمحاليل .

12- عدم ترك أي قنينة أو زجاجة مليئة بالمحاليل الكيميائية بدون غطاء فقد يعرضها ذلك للإنسكاب أو التبخّر .


13- ترطيب فوهات الأنابيب والسدادات التابعة لها بالجلسيرين والماء لتفادي عدم القدرة على فتحها .

14- إعادة الأدوات الزجاجية إلى المكان المخصص لها بعد الإنتهاء من استخدامها وعدم تركها على منضدة العمل حتى لا تتعرض للسقوط والكسر .

15- عدم تكديس الزجاجيات مع بعضها البعض .

16- حفظ الشرائح الزجاجية الجاهزة داخل صناديق بلاستيكية أو خشبية مناسبة بوضعها متباude قليلاً عن بعضها بشكل جانبي لضمان سلامتها من الكسر ، وكذلك بالنسبة للمرآيا والعدسات .

17- عدم حمل الزجاجة من عنقها لأسباب عديدة واضحة بل يجب مسك جسمها بين الإبهام وبقية الأصابع دون لمس كف اليد لجسم الزجاجة حيث أن أي أذى يصيب كف اليد بحاجة إلى مدة معينة للشفاء.



18- يحمل أنبوب الإختبار بشكل سوي بين أصابع الإبهام والوسطى (وإذا أردت البنصر) تاركاً الأصبع الأول حر الحركة لأي عملية تحكم أو عملية بسيطة .

19- عند سكب بضعة قطرات لأي سائل من زجاجة ذات عنق ضيق إلى أنبوب اختبار تحمل الزجاجة باليد اليمنى بالطريقة المبينة بالرسم أعلاه وأنبوب الإختبار بين الإبهام والأصابع الأخرى على اليسار ، كما يجب وضع غطاء الزجاجة بين كرة الإبهام الأيسر والقسم اللحمي الأسفل للإصبع الصغير وإبقاء أنبوب الإختبار عالياً عند سكب السائل المطلوب ويعاد الغطاء حالاً .

20- لدى السكب من إناء آخر يجب إبقاء كلا الوعاءين بشكل بعيد عن الجسم لتجنب تساقط أي قطرة على الشخص .

21- من المفيد إستعمال قضيب زجاجي للتوجيه سيلان السائل لدى سكبه من الزجاجة خصوصاً لدى وضع الإناء على طاولة العمل فهذا يزيد من ميل السائل داخل الوعاء وتجنب الرشم .


22- عدم إعادة أية زجاجة إلى الرفوف ما لم تكن نظيفة بشكل تام . كما يجب عدم وضع أغطية الزجاجيات بعيداً عن الزجاجيات بل وضع الأغطية إلى جانب الزجاجيات العائدة لها بشكل مقلوب لضمان عدم تلوث الأغطية .

23- يجب حمل فوهة أنبوب الإختبار أخفض بقليل من الحنفيه لدى ملئه أو ملء أي إناء آخر بالماء أو أي سائل آخر فهذا التصرف لا يؤدي إلى تلوث للحنفيه فحسب بل إنه لدى سحب الإناء فإنه لا يكون منخفضاً بالشكل الكافي لتجنب الكسر وحدوث حادث .

طريقة صحيحة وطريقة خاطئة لاستعمال صنبور المياه





24- تحمل الماصة بين الوسطى والإبهام ويكون التجويف بعيداً عن كف اليد والأصبع الأول حر لاستعمال بالتحكم في مستوى السائل لأنه أكثر مرونة من الإبهام .



25- تجنب مص السائل المطلوب بالماصة لأن هنالك خطر من مص زيادة من السائل ودخوله الفم إضافة إلى دخول القليل من اللعاب إلى الماصة وتلوث كل من الم المص والسائل .

26- عند تفريغ السوائل من الماصة إلى وعاء ما ، ضع الوعاء بشكل مائل وضع فوهة الماصة بشكل يلامس العنق الجاف للوعاء وإستمر في ذلك لبعض الوقت تقريباً 5 ثوان إلى أن يتم النقل ولا تحاول النفح بالماصة لتجنب التلوث .



27- لا ينصح بإستخدام أغطية زجاجية للزجاجات الحاوية على سوائل قلوية كاوية كماءات الصوديوم أو البوتاسيوم وذلك لصعوبة فتحها مما يؤدي إلى كسر عنق الزجاجة ، وإذا حصل هذا الشيء تمرر الأغطية على لهب خفيف أو بتغطيتها بماء حار . وفي حالة إستخدام السدادات المطاطية وأيضاً هناك صعوبة في فتحها تتفق بالماء لمدة 1-2 دقيقة وتعاد الكرة من جديد إذا لم تفتح . مع تجنب وضع السدادات على طاولة العمل لحفظها عليها من التلوث ومنعاً لحدوث الإشتباہ بين السدادات والزجاجات العائنة لها .

28- يحمل الوعاء أو الأنابيب الزجاجي بقطعة قماش مبللة لحماية اليد في حال كسر الزجاج .


29- في حالة وجود حافة زجاجية مكسورة توضع فوق مصدر حراري لإزالة الشقوق والحواف الجارحة.

30- توضع الزجاجيات الحاوية على الأحماس في شبک من البلاستيك لحمايتها وكذلك وضع حشوة على الأرض أو على الطاولة حيث يتم خزن أو إستعمال هذه الزجاجيات ويمكن إستعمال بلاستيك مثل بولي كاربونات عوضاً عن الزجاج لبعض الأنواع كما يجب عدم خزن الزجاجيات عالياً على الرف حيث من الممكن أن تكسر حين وقوعها على الأرض أو تجعل من الصعب على عامل المختبر الوصول إليها .

31- تستعمل عربة المختبر لدى حمل أكثر من زجاجة واحدة وعدم الجري في المكان الذي يتم فيه حمل الكيمياویات ويجب إستعمال الملاقط والماسکات العازلة لدى حمل الزجاجات الحارة لأنه من أحد أسباب تحطم وتناثر الزجاجيات مسکها وهي حارة جداً .

تنظيف الزجاجيات :

1- توضع الزجاجيات المتتسخة في حوض به ماء ومسحوق أو سائل تنظيف ويتم تنظيفها بإستخدام الفرشاة .



2- ترك في حوض به ماء عادي لمدة ساعة وبعدها تشنطف جيداً تحت الماء الجاري .

3- تشنطف بالماء المقطر حسب الحاجة .

4- تجفف وذلك بوضعها في حامل التجفيف .

تنظف السحاحات والماصات جيداً بغسلها ومن ثم تشنطف بالماء المقطر وتحفظ بعد الإستعمال بصورة

عمودية على رفوف خاصة حيث توضع السحاحات بوضع الحنفيه متوجهة إلى الأعلى ونفس الشيء بالنسبة للإسطوانات المدرجة توضع رأساً على عقب على حوامل تحوي فوهات لحملها بعد غسلها بالماء المقطر بصورة جيدة .

أما بالنسبة للشرائح فإنها بعد غسلها بالماء المقطر تمسح بقليل من الكحول أو الزايلين وتجفف بورق خاص ، أو ترك لتجف . وفي حالة عدم فاعلية هذه الطريقة يجب إتباع بعض طرق التنظيف على حسب المادة العالقة بالزجاج ، أو نوع المواد المتتسخة عليه ، كما في الجدول التالي :

جدول (1) المحاليل الكيميائية المستخدمة في تنظيف الزجاجيات المختبرية

النوع	طريقة التحضير	المحلول المستخدم في التنظيف	الرقم
يوضع محلول المحضر في حوض زجاجي ثم يتم نقع الزجاجات المتتسخة به ثم تشنطف بالماء المقطر.	1- ضع 2 مل من حامض الهيدروكلوريك المركز في كأس زجاجي 2- أضاف 100 مل من الماء المقطر	حامض الهيدروكلوريك المركز	1
يستخدم في تنظيف الزجاجيات المتتسخة بمواد عضوية بعدها تشنطف بالماء المقطر .	المتوفر في المختبرات	الأسيتون	2
تنظيف الأدوات الزجاجية المتتسخة بالشمع أو الرواسب الصعبة العالقة .	يخفف الحامض قليلاً	حامض النترريك المركز	3

<p>تنظيف الأدوات الزجاجية المتسخة التي إستخدمت في التسخين فقط (يمكن إستخدام ثاني كرومات البوتاسيوم عدة مرات طالما لم يتغير لونه من البني المحمر إلى الأخضر (الزيتوني)</p>	<p>1- ضع حوالي 100 غم من ثاني كرومات البوتاسيوم في كأس زجاجي . 2- أضف 1 لتر من حامض النتريك .</p>	<p>حامض النتريك المركز وثاني كرومات البوتاسيوم ²</p>	4
<p>يستخدم في التنظيف السريع للأدوات الزجاجية لإزالة التلوث أو المواد العالقة ثم تشفط بالماء المقطر .</p>	<p>1- ضع 6% من حامض الهيدروكلوريك في كأس زجاجي . 2- أضف 5% من محلول فوق أوكسيد الهيدروجين . 3- سخن هذا المزيج قبل إستخدامه .</p>	<p>حامض الهيدروكلوريك فوق أوكسيد الهيدروجين</p>	5
<p>يحسن سكبه في الأدوات الزجاجية المراد تنظيفها بعد غسلها بالماء الساخن ثم غسلها بالماء وتجفيفها .</p>	<p>1- ضع 100 مل من محلول برمغناط البوتاسيوم بتركيز .%5 2- أضف له (50-25) مل من حامض الكبريتيك المركز .</p>	<p>برمنغانات البوتاسيوم</p>	6

Petry Dishes -1 : طبق بتري هو وعاء مسطح دائري الشكل وشفاف مع غطاء، يصنع من الزجاج أو من اللدائن، ويستعمل من قبل علماء الأحياء لزراعة الخلايا ، ويستعمله علماء الكيمياء لحفظ بعض المركبات وزنها. يأتي أصل التسمية من عالم البكتيريا الألماني يوليوس ريتشارد بتري الذي قام باختراعه عام 1887 ، عندما كان مساعدًا لروبرت كوخ. طبق البتري المصنوع من الزجاج يمكن إعادة استخدامه بعد تعقيميه أما المصنوع من اللدائن فيجب رمييه بعد الاستعمال.

² محلول المكون مادة ضارة بالإنسان والبيئة لذا يجب تقليل إستخدامه والحرص الشديد عند التعامل معه .



Conical flask -2 : دورق إرلنجير (بالإنجليزية: Erlenmeyer flask)، (يسمى في بعض الأحيان دورق مخروطي أو أرلينة)، وهو دورق له قاعدة مخروطية الشكل وعنق أسطواني يستعمل بكثرة في المختبرات الكيميائية، وهو يشبه الكأس الزجاجي ، إلا أن له عنقاً أضيق، مما يمكن من إحكام إغلاق الدورق باستخدام سدادة مطاطية ، ويستخدم في الخلط والمعايير. يصنع دورق إرلنجير من زجاج البوروسيليكات، ويكون مدرجاً من الخارج لـإعطاء تقدير تقريري عن حجم المحتويات. سمي دورق إرلنجير بهذا الاسم نسبة إلى الكيميائي الألماني إميل إرلنجير Emil Erlenmeyer الذي ابتكر تصميم الدورق عام 1861



Volumetric flask -3 : دورق زجاجي شبه كروي مسطح من أسفله ذو عنق طويل يستخدم في المختبرات الكيميائية والكيمياء التحليلية لتجهيز المحاليل. يصنع الدورق عادة من الزجاج أو البلاستيك، ويكون العنق مزوداً بمصد مصنوع من البروبيلين بدلاً عن الزجاج. كما أن عنق الدورق يحتوي على تدريج وملصق معنون فيه الحجم الاسمي ودرجة حرارة المعايرة.



4- دورق كروي Round-bottom flask : عبارة عن دورق اسفله كروي الشكل قد يكون بغطاء أو سدادة ويستعمل في المعامل الكيميائية. تصنع هذه الدوارق غالباً من الزجاج للأغراض الكيميائية وتوجد أنواع جديدة مصنوعة من البوروسيليكا المقاومة للحرارة. تتوافر الدوارق الكروية بأحجام مختلفة من 5 ملي لتر إلى 5 لتر وتكون نهاية الدورق مخروطية الشكل لتمكن توصيلها بالأنابيب والتوصيلات . يوضع الدورق الكروي فوق حلقة دائرية لضمان استقراره ويقبض من عنقه بواسطة كلابات خاصة بالمختبرات.



4- الكأس الزجاجي أو البيشر Beakers : الكأس الزجاجي أو البيشر (من الألمانية Becherglas) أو "البيكر" (من الإنجليزية Beaker)، وهو وعاء يصنع غالباً من الزجاج ويستخدم لتحريك وخلط ومزج السوائل في المختبرات الكيميائية. الكؤوس الزجاجية المستخدمة في المختبرات لها شكل أسطواني ذات قعر مسطح، ولها قياسات مختلفة من بعض الميلليلترات إلى العديد من الليترات. يتم صنع الكأس الزجاجي المختبري من زجاج البوروسيليكات الذي يمتاز أنه متين و مقاوم للحرارة وشفاف.



5- Fennels : القمع أو المِحْقَان أداة تتكون من قسم علوي مخروطي الشكل (فم القمع) ينتهي بقسم أسطواني ضيق يسهل استخدام القمع عملية صب السوائل أو ملء حبيبات المواد المختلفة في الأواني والأوعية. تصنع الأقماع من الصلب غير قابل للصدأ أو من الزجاج أو من اللدائن المختلفة.




6- Pipette : الممص أو الماصة، (Pipette) هي أداة مختبرية يتم استخدامها في نقل أو قياس حجم سائل ما. تستخدم هذه الأداة غالباً في الكيمياء وعلم الأحياء العضوية إضافة إلى الصناعات الدوائية والطب. تتوفر هذه الأداة بعدة قياسات كما يمكن أن تصنع من عدة مواد كما تختلف في مدى دقتها في القياس. قد تكون شفافة أو غير شفافة. يعتمد مبدأ الماصة على تشكيل فراغ (عملية تفريغ) فوق الحجرة الحاوية على السائل، ومن ثم تحرير هذا الفراغ بشكل انتقائي لسحب السائل ونقله.

الماسات الزجاجية

أول ما ظهرت الماسات كانت مصنوعة من الزجاج. وهي عادة أكثر استعمالاً في الكيمياء في المحاليل المائية. يوجد هناك نوعين منها. الأولى لها انتفاخ في الوسط، له حجم معين ومحدد بدقة. يوجد منها

قياسات مختلفة، غالباً 10 مل أو 25 مل. أما النوع الثاني من الماصلات فلا تكون حاوية على انتفاخ، إنما مستقيمة الجدران، وتكون مدرجة لحجم مختلف مثل 5 مل بتدريجات لكل 0.5 مل. الماصلات ذات الانتفاخ أكثر دقة، حيث أن نسبة الخطأ فيها ± 0.1 إلى 0.2 مل.

يتم ملء الماصة بغمس رأسها المدبب في السائل المراد سحبه، ووضع (بصيلة مطاطية ، أي أداة بلاستيكية يؤدي الضغط عليها إلى توليد فراغ) على الطرف الآخر ثم بالضغط عليها حتى الحجم المطلوب ، حيث تركب البصيلة في أعلى الماصة وتحتوي على ثلاثة صمامات (A , E , S) وتعمل بالضغط عليها من قبل الإبهام والسبابة ، فعند الضغط على A يتم طرد الهواء من البصيلة بعدها يتم إغلاق A وفتح الصمام S بالضغط عليه أيضاً وأخذ الكمية المرغوبة من السائل (الشفط) أما عند الضغط على الصمام E سوف يدخل الهواء للبصيلة ومن ثم سكب الكمية المرغوبة من السائل . والبصيلة الصغيرة المجاورة للصمام E تستعمل لطرد آخر قطرة من السائل المتبقى في الماصة بترتبط أحياناً بالماصلات الزجاجية عتلات تستخدم في تفريغ السوائل دون استخدام الفم كما موضح بالصور التالية





8 : الأسطوانة المدرجة أو المخار المدرج أو المقاييس المدرج هي إحدى تجهيزات

المختبرات الكيميائية، تستخدم لقياس حجم السوائل بدقة جيدة نسبياً تصل إلى 0.5 مل من أجل التطبيقات الكيميائية المختلفة، حيث أنها تعد أكثر دقة من الدوارق المختلفة، لكنها ليست بدقة الماصة.

كما يوحي الاسم فإن الأسطوانة المدرجة عبارة عن إناء زجاجي على الغالب له شكل أسطوانة عليها تدريجات من الخارج كل منها يساوي 1 مل، وله قاعدة متصلة. عند قراءة الحجم الموجود في الأسطوانة المدرجة يجب الانتباه إلى القراءة السليمة، وهي النظر إلى أسفل تقع السائل الموجود في الأسطوانة.



9 : دورق تفريغ أو دورق بوخنر (بالإنجليزية: Buchner flask) وله

سميات أخرى مثل دورق تصفيية، دورق ذراع جانبي - عبارة عن دورق مخروطي سميك الجدران مع أنبوبة فرعية قصيرة بالقرب من العنق. يوصل أحد طرفي خرطوم بالأنبوب القصير بينما الطرف الآخر للخرطوم بمصدر تفريغ (مضخة تفريغ مثلاً) وكاحتياط أمان يوضع محبس لمنع تسرب السائل من آلة التفريغ إلى الدورق وهذه وظيفة أخرى للدورق لمنع تسرب سوائل الات التفريغ إلى الأجهزة.



-10 **Burner** أو مصباح بنزين : وهو من المعدات المختبرية الضروري وجودها في أي مختبر كيميائي، وهو موقد يعمل على الغاز ويصدر لهب ناري منفرد. يستخدم للتسخين أو للتعقيم. يعتبر موقد بنزين من أنظف الطرق العملية لحرق الغازات الطبيعية وغاز الفحم لإنتاج مصدر حراري ذو لهب ساخن تزيد حرارته عن 1000 درجة مئوية. سمي موقد بنزين بهذا الاسم نسبة إلى الكيميائي الألماني روبرت بنسن الذي ابتكر تصميمه في عام 1854.



-11 **spatula** ملاعق : هي أدوات صغيرة تصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتستخدم للكشط ، ونقل ، أو إضافة المساحيق للمواد الكيميائية أو العلاجات. العديد من ماركات الملاعق مقاومة أيضًا للأحماض والقواعد والحرارة والمذيبات ، مما يجعلها مثالية للاستخدام مع مجموعة واسعة من المركبات. النوع الشائع هو ملاعق الفولاذ المقاوم للصدأ ، والتي تستخدم على نطاق واسع لأنها متينة وميسورة التكلفة. فهي مقاومة للتلف عند وضعها في الماء المغلي والأحماض والقواعد ومعظم المذيبات.



12- سحاحات : Burette أداة مختبرية زجاجية ذات شكل اسطواني شاقولي مع تدريج حجمي على طول السحاحة وصنبور صغير محكم أسفلها. تستخدم السحاحة عادة في التجارب التي تتطلب نسبة عالية من الدقة في القياس مثل عمليات المعايرة في الكيمياء. يتم عادة تثبيت السحاحة بواسطة ملزمة موصولة بعمود وقاعدة معدنية خاصة حتى يتم الحفاظ على الشكل العمودي المطلوب للسحاحة خلال العمل المختبري.

إن تاريخ السحاحة هو مواز لتاريخ التحليل الحجمي وأول من قام بصنع السحاحة هو الفرنسي فرانسوا أنطوان هنري ديكروازيه (كان شكلها يشبه الأسطوانة المدرجة أكثر من السحاحة) وذلك في عام 1791. قام جوزيف لويس غاي لوساك بصنع نسخة محسنة من السحاحة كانت متضمنة لذراع جانبي، بعدها أضاف العالم الألماني كارل فريدريش مور إضافة مهمة جداً في أسلوب عملها بإضافة ملقط وبجعل نهايتها مدببة. وتوجد أنواع متقدمة من السحاحات تسمى بالسحاحة الرقمية Digital burettes



Burettes



Digital burettes

13- قاني زجاجية حرارية : قناني مصنوعة من زجاج البوروسيليكات المتحمل للحرارة العالية و تستخد لتعقيم السوائل والأوساط الغذائية .



عصا زجاجية لخلط وتحريك السوائل وتكون ذو نهاية مستديرة . **Glass Rod -14**



- **Test Tubes -15** أنابيب اختبار : هو أداة مختبرية زجاجية ذات فتحة من الأعلى تستخدم لصب أو نقل أو خلط المحاليل والمواد الكيميائية والسوائل. في بعض الحالات يكون أنبوب الاختبار مصنوعاً من البلاستيك. وتتوفر أنابيب الاختبار بأحجام وقياسات مختلفة .



Wash Bottle -19 قنية غسل : أو الغاسلة البلاستيكية هي قنية عصر مزودة بفوهة، تستخدم لشطف الأجزاء المختلفة من الزجاجيات المختبرية، مثل أنابيب الاختبار، والدوارق الكروية. تغطى بقطاء ملولب عند ضغط أو عصر القنية باليد ينضغط السائل داخل القنية فيندفع خارجاً عبر الفوهة تيار رفيع من السائل. تصنع معظم قناني الغسل من متعدد الإيثيلين، وهو مادة بلاستيكية مرنة ومقاومة للمذيبات العضوية ذات المصدر البترولي. معظم القناني تحتوي أنبوباً داخلياً يسمح باستعمال القنية منتصبةً.

تملئ قناني الغسل بإحدى مذيبات المختبر المعروفة وفقاً للعمل المنجز في ذلك المختبر. وتشمل هذه المذيبات: ماء مقطر، محليل المنظفات والمذيبات المستخدمة في الشطف مثل الأسيتون، وإيزوبروبانول أو إيثانول. في المختبرات الأحيائية، يستخدم محلول هيبوكlorيت الصوديوم من أجل التعقيم والقضاء على الأحياء المجهرية غير المرغوبة.



الفصل الرابع

Collecting and preserving insects

جمع وحفظ الحشرات

إن من أحسن الطرق لدراسة الحشرات هو القيام بجمعها من بيئاتها الطبيعية التي تعيش فيها مما سينتني للشخص الذي يقوم بالجمع معرفة أماكن تواجد كل نوع والعوائل النباتية التي يتغذى عليها وسلوك عادات النوع المراد جمعه .

الوقت الذي تجمع فيه الحشرات :

- 1- في الصيف تكون درجات الحرارة عالية وهذا يلائم بعض الأنواع الحشرية ، كما أن الأمطار الصيفية تلائم نمو بعض الحشائش والنباتات البرية والتي تعتبر عوائل أساسية لتغذية هذه الأنواع الحشرية . أو أن هذه الحشائش والنباتات يتکاثر فيها نوع معين من الحشرات أي يضع فيها البيض ، ونتيجة لذلك يزداد تعداد هذا النوع من الحشرات خلال هذا الفصل .
- 2- في الربيع تظهر أنواع أخرى من الحشرات ، وفي معظم الحالات تكون هذه الأنواع قد قضت فصل الشتاء في سبات في أحد أطوارها كالبيض كما في دودة الحرير ، أو اليرقة كما في ثاقبة ساق الذرة ، فتخرج من السبات في الربيع كما في الحالة الأولى ، أو في الصيف كما في الحالة الثانية .
- 3- يمكن جمع الحشرات خلال ساعات معينة من اليوم أي في وقت نشاطها فنجد أن بعض الأنواع الحشرية تنشط نهاراً بينما البعض الآخر ينشط ليلاً .

الأماكن التي تجمع منها الحشرات :

- 1- النباتات والأشجار
- 2- في أوراق النباتات الجافة
- 3- تحت الأحجار أو الغلف أو كتل الأشجار
- 4- في المواد المتعفنة كجثث الحيوانات أو الفاكهة التالفة أو روث الحيوانات
- 5- في المنازل
- 6- في الماء
- 7- في التربة

الأدوات التي تستعمل في جمع الحشرات :

1- شبكة جمع الحشرات : Sweep net

وهي شبكة مصنوعة من القماش والذي يحاك بطريقة معينة ومقاسات مختلفة فالقماش بعد أن يحاك فإنه يركب على سلك دائري ويربط السلك على عصا من الخشب بحيث تعطي الشبكة في النهاية شكلًا مخروطياً كما في الشكل التالي .




وتختلف أحجام الشبكات بإختلاف نوع الحشرة التي يراد جمعها فمثلاً الشبكات الكبيرة تستعمل لجمع الحشرات الكبيرة مثل الجراد بأنواعه أو أبو الدقيق والزنابير . كما أن هناك أحجام صغيرة تستعمل لجمع الحشرات الصغيرة كالجاسيد والخنافس البرغوثية والذبابة البيضاء .

2- أنبوبة الشفط (شفاطة) Aspirator

تستعمل لجمع الحشرات الصغيرة مثل الجاسيد والذباب الأبيض وغيرها . وفي معظم الأحيان تستعمل لجمع الحشرات التي يراد جمعها حية بعرض تربيتها وإستعمالها في التجارب ، ويوجد منه أنواع عديدة إلا أن أشهرها الأنواع التالية :


أ- النوع الأول : يتكون من الأجزاء التالية :

أنبوبة شفط – أنبوبة جمع – أنبوبة زجاجية ، والأنبوبة الأخيرة مغطاة بفلين به ثقبين يمر من خلالهما الإنبوتين (الشفط والجمع) وعند شفط الهواء خلال أنبوبة الشفط تدخل الحشرات خلال أنبوبة الجمع وتستقر في قاع الأنابيب الزجاجية . تكون فتحة أنبوبة الشفط التي تقع داخل الأنابيب الزجاجية مغطاة بقطعة من القماش لمنع وصول الحشرات إلى الفم أثناء عملية الشفط .




بـ- النوع الثاني :

نفس النموذج أعلاه لكن هناك اختلاف بسيط حيث أن الأنبوة الرجاجية مفتوحة في نهايتي الأمامية والخلفية وتُقلل أحد النهايات بعطايا فليني به ثقب واحد تمر من خلاله أنبوة الشفط ، كما تُقلل النهاية الثانية بعطايا فليني مماثل به ثقب واحد أيضاً تمر من خلاله أنبوة الجمع ويراعى أن تغطى فتحة أنبوبة الشفط الموجودة داخل الأنبوة الرجاجية بقطعة قماش لمنع وصول الحشرات إلى الفم .



جـ - النوع الثالث :

يختلف قليلاً عن النوعين السابقين ويكون من أنبوة رجاجية مفتوحة في نهايتيها الأمامية والخلفية . يوجد في منتصف الأنبوة خزان أو إنفاخ يوضع في أحد النهايات أنبوة من المطاط للشفط ، وتغطى أيضاً بقطعة من القماش . والنهاية الثانية يوضع فيها أنبوة بلاستيك شفافة لجمع الحشرات . الخزان الموجود في منتصف الأنبوة يمنع إصطدام الحشرات بجدار الأنبوة أثناء عملية الشفط حيث تستقر الحشرات في هذا الخزان .




3- الغرابيل Sifters

بعض الحشرات الصغيرة والتي توجد في التربة أو الدقيق أو التبن أو الردة أو الأوراق النباتية الجافة يمكن جمعها بواسطة أنواع معينة من الغرابيل وذلك كما يلي :

يوضع قماش أبيض أسفل الغربال ، ثم تؤخذ كمية من المادة المحتوية على الحشرة التي يراد جمعها وتوضع في الغربال . وعند إجراء الغربلة تقع الحشرات في القماش أسفل الغربال وعندئذ يمكن جمعها بإستعمال جهاز الشفط أو بإستعمال فرشاة مبللة بالماء .

4- قمع برليز Berlese Funnel

يستعمل لجمع الحشرات متاهية الصغر ، الأكاروس والطفيليات الخارجية التي تصيب الطيور أو الحشرات الموجودة في التربة . ويكون الجهاز من قمع زجاجي يثبت عليه من الداخل قطعة من القماش . وفي الفتحة السفلى للقمع يوضع إناء به كحول أو زجاجة قتل الحشرات . ووضع مصدراً للضوء في أعلى القمع . تؤخذ المادة المحتوية على الحشرات كالتربة مثلاً وتوضع في القماش أو سلك النملية المثبت على القمع . يلاحظ بعد فترة أن الحشرات التي تهرب من الحرارة المنبعثة من مصدر الضوء ترتفع إلى أسفل القمع وتستقر أخيراً في الإناء المحتوي على الكحول .



5- المصائد Traps

تعتبر المصائد من أسهل وأكفاء الوسائل لجمع العديد من الأنواع الحشرية . والمصيدة في العادة تصمم بحيث تسمح بدخول الحشرة وتمكن خروجها . ويوضع داخل المصيدة مادة جاذبة للحشرة . فالشكل العام للمصيدة والمادة الجاذبة للحشرة يختلفان بإختلاف نوع الحشرات التي يراد جمعها وأيضاً بإختلاف الغرض الذي من أجله ستجمع الحشرات .

أولاً : المصائد الضوئية Light Traps

إستعملت المصائد الضوئية لجمع الحشرات التي تنشط ليلاً مثل بعض أنواع الفراشات ومنها :

أ- المصائد التي تضاء بفوانيس الكيروسين

هي المصائد التي كانت تستعمل قديماً ، وكان مصدر الضوء فيها هو مصابيح مزودة بالكيروسين مثل الفوانيس وقد عرف منها نوعان :

1- يوضع الفانوس فوق قماش أبيض وعندما تنجذب الحشرات للضوء فإنها تسقط في القماش حول الفانوس ويمكن جمعها بشبكات جمع الحشرات العادية .

2- مصيدة ديميران Demeran : وهي عبارة عن صندوق قاعدته من الخشب ، يغطي سقفه بسلاك من النيلي ، أما جوانب الصندوق الأربع فـإنها تحاط بقماش أبيض ، يوضع الفانوس في داخل الصندوق ثم يوضع الصندوق فوق صينية بها ماء وعندما تنجذب الحشرات للضوء فإنها تسقط في الماء الموجود في الصينية وعندئذ تجمع وتحفظ .

ب- المصائد الضوئية الكهربائية Electric Light Traps

بدأ إستخدام هذا النوع في عام 1925 فقد إستخدمت لمبات كهربائية ذات ألوان خضراء أو زرقاء إلا أن مثل هذه اللامبات قد يستبدل بلامبات زئبقيّة تعطي أشعة فوق بنفسجية UV ذات موجات قصيرة تجذب الحشرات أكثر من اللامبات ذات الموجات الطويلة .


ج - مصيدة الصندوق الضوئي

تتكون هذه المصيدة من صندوق قاعدته من الخشب مكسوف من أعلى وله ثلاثة جوانب مصنوعة من الخشب والجانب الرابع عبارة عن لوح من الزجاج . يوضع داخل الصندوق مصباح كهربائي وزجاجة

تحتوي على مادة سامة . عند إضاءة اللمة فإن الحشرات تنجذب إلى الضوء المنبعث خلال الجانب الزجاجي وتسقط داخل الصندوق ويمكن جمعها بسهولة .


د- مصيدة هايستاند الضوئية

تتركب المصيدة من غطاء معدني في شكل مخروط توجد به ثلاثة أذرع (ريش) معدنية مثبتة أسفل الغطاء ومصباح كهربائي مثبت بين الريش الثلاثة يوضع الغطاء فوق قمع معدني ويوضع في نهاية القمع زجاجة بها مادة سامة . الحشرات التي تنجذب للضوء تصطدم بالريش وتقع في القمع وتسתר في الزجاجة المحتوية على المادة السامة وبذا يمكن جمعها بسهولة مثل هذه المصيدة يمكن أن تعلق على الأشجار بواسطة حبل .




كل المصائد السابق ذكرها كانت كفافتها في جمع الحشرات منخفضة ولا يمكن الاعتماد عليها في جمع الحشرات للأغراض البحثية أو العلمية وبهذا فقد طورت فكرة المصائد الضوئية وأدخلت بعض التعديلات على بعض المصائد السابقة وتم إختراع نوعين من المصائد :

1- مصيدة Rothamsted : صممت لجمع الحشرات الصغيرة بطيئة الطيران مثل حشرات رتبة ثنائية الأجنحة .



2- مصيدة Robinson : وهي ذات كفاءة عالية في جمع الحشرات ذات الحجم الكبير والتي تمتاز بسرعة الطيران مثل حشرات رتبة حرشفية الأجنحة .




ثانياً : مصيدة جمع الخنافس

تتكون من صفيحة معدنية تدفن في الأرض بحيث تكون فوتها في مستوى سطح الأرض ويوضع داخل الصفيحة مادة جاذبة للحشرات التي يراد جمعها مثل المولاس والفواكه المتخرمة تغطي بقطعة من الشاش وتستعمل لجمع الحشرات التي لا تقوى على الطيران مثل الخنافس مثلاً أو الحيوانات مثل الزواحف والفراش .



ثالثاً : مصائد الطعم Bait traps

منها مصيدة الذباب Fly trap التي تتكون من قفص من القماش أسطواني أو مستطيل الشكل قاعده من مخروط من القماش ، ويوضع الطعم في قاعدة المخروط يوجد في قمة المصيدة باب يمكن إستعماله لجمع الذباب الذي يدخل إلى المصيدة .



العوامل التي تؤثر على كفاءة المصائد الضوئية :

1- العوامل الخاصة بالمصيدة :

أ- المكان الذي توضع فيه المصيدة : توضع المصيدة في مكان مكشوف بعيداً عن العوائق كالمباني والأشجار وعند وضع المصيدة في الحقل يجب أن توضع على ارتفاع مستوى النبات .

ب- ارتفاع المصيدة : بعض أنواع الحشرات تطير على ارتفاع عالي بينما البعض الآخر يطير على ارتفاعات منخفضة لذا فإنه يتبعن وضع المصيدة في ارتفاع يتاسب وطيران الحشرات التي يراد جمعها . لقد وجد أن أعلى كفاءة في جمع الحشرات عندما وضعت المصيدة على ارتفاع ثلاثة أقدام ونصف من سطح الأرض .

ج - المسافة بين المصائد : يراعى أن تكون المسافة بين كل مصيدة وأخرى حوالي كيلو متر واحد وذلك لكي لا يتدخل ضوء كل مصيدة مع الأخرى وبالتالي تقل كفاءتها .

2- العوامل الخاصة بمصدر الضوء :

تزداد كفاءة المصيدة في جمع الحشرات حسب العوامل التالية :

أ- طول موجة الضوء والتي تكون في حدود 3650-5660 أنجستروم .

ب- إستعمال لمبات تعطي أشعة فوق بنفسجية ولا تستعمل لمبات العادية .

ج - أن يستعمل حجم أكبر من اللعبات حيث أن ذلك يعطي مساحة سطح أكبر ولمعانها يكون أكثر مقارنة باللعبات الصغيرة .

د- وضع الضوء بالنسبة للمصيدة فإذا وضع الضوء في مستوى أعلى من المصيدة فإن ذلك سيجذب الحشرات الكبيرة سريعة الطيران كما هو الحال عند إستعمال مصيدة روبنسون أما إذا وضع الضوء في مستوى منخفض في المصيدة فإن ذلك يساعد على جذب وجمع الحشرات الصغيرة بطيئة الطيران كما هو الحال عند إستعمال مصيدة روثاميسن .

3- عوامل متعلقة بالحشرات :

تجذب بعض أنواع الحشرات للضوء في فترة نشاطها والتي تكون في معظم أنواع الحشرات بعد غروب الشمس أي في حوالي الساعة السادسة مساءً حيث توجد علاقة طردية لأن أعداد الحشرات بدأت في الزيادة بتقدّم الزمن ثم بدأت تتناقص بعد الساعة العاشرة مساءً .

المواد الجاذبة التي تستخدم في المصائد :

استخدمت أنواع مختلفة من المصائد بغرض وضع بعض المواد الجاذبة للحشرات فيها . هذه المواد الجاذبة تفرزها عدد توج في الحشرة استخلصت هذه المواد من غدد الحشرات وعندما عرف تركيبها الكيميائي حضرت هذه المواد صناعياً . وهناك أنواعاً عديدة من المواد الجاذبة التي تستعمل في المصائد ذكر منها :

أ- المواد الجاذبة الجنسية (Pheromones) : تفرز بواسطة عدد موجودة إما في ذكور أو إناث الحشرات ، أو إفراز هذه المواد بواسطة أحد الجنسين للحشرة لجذب الجنس الآخر للتزاوج من هذه المواد ما هو محضر صناعياً مثل الميدلور Medlure والسيقلور Siglure وتستعملان لجذب بعض أنواع ذباب الفاكهة من الجنس Ceratitis ومادة ميثيل ايوجينيول Methyl Eugenol لجذب ذبابة الفاكهة من الجنس Dacus .

ب- المواد الجاذبة للتغذية Feeding Attractants : تجذب بعض أنواع الحشرات للروائح التي تفرد من الغذاء الذي تتغذى عليه هذه الحشرة فنجد مثلاً ذبابة ثمار الفاكهة تجذب إلى الفواكه المتخرمة وذبابة اللحم تجذب للرائحة التي تفرد من اللحم المتعفن وهكذا . فإذا وضعت هذه المواد داخل المصيدة فإنها ستجذب هذه الأنواع الحشرية .



بـ- الماء المغلي : Boiling Water

يوضع كأس زجاجي أو معدني مملوء بماء من الصنبور على صفيحة حرارية إلى حد الغليان ثم تغمر فيه الحشرات ذات الأجسام الصلبة فقط كالخفافس لمدة 3-5 دقائق لغرض تلين أجسامها وسهولة تصبيرها.

ج - التجميد : Freezing

توضع الحشرات الحية في علبة مغلقة وتوضع في الثلاجة لمدة 24-48 ساعة بعد ذلك تستخرج وتصبر وتنستخدم هذه الطريقة لحفظ الحشرات بصورة مؤقتة.

دـ- الكحول :

توضع الحشرات في كحول بتركيز 70% لعدة ساعات ثم تستخرج وتصبر مع ملاحظة إن هذه الطريقة لا تستخدم للحشرات الرهيفة والرقيقة كالفراشات والعمث وأيضاً يجب أن لا تزيد مدة وضعها على 24 ساعة وذلك تجنباً لتهرب أجسامها.

حفظ وعرض الحشرات :

أولاًً : تحميم الحشرات

تحمل الحشرات التي جمعت على دبابيس من نوع خاص لا يصدأ أو تصلب بإستعمال صلابة Spreader صنعت خصيصاً لهذا الغرض ، حيث تدبس الحشرة في مكان خاص من جسمها حسب النوع وتفرد أجنحتها وتوضع أرجلها بحيث تكون واقفة بشكل معتدل كالحشرات الحية تماماً . أما الأطوار غير الكاملة للحشرات مثل اليرقات فإنها تحفظ في محليل مثل الفورمالين أو كحول 70% .

1- التحميل على دبابيس (التدبيس : (Pinning

بعد جمع الحشرة فإنها تقتل وتوضع على الصلابة بحيث تثبت في مجرى الصلابة مع مراعاة فرد أحجتها وأرجلها وقرني إستشعارها حتى تجف ومن ثم تحمل على دبوس بحيث يغرس الدبوس في معظم الحشرات في مناطق محددة من الجسم حسب الرتب الحشرية وكالآتي :


أ- رتبة حرشفي الأجنحة Lepidoptera : يغرس الدبوس في الحلقة الصدرية الثانية لأنها منطقة التوازن في الحشرة كالفراشات والعت .


ب- رتبة مستقيمة الأجنحة Orthoptera : يغرس الدبوس في مؤخرة ترجة الحلقة الصدرية الأولى على يمين الخط الوسطي للترجمة كالجراد والنطاطات .

ج - رتبة نصفية الأجنحة Hemiptera : يغرس الدبوس في مؤخرة ترجة الحلقة الصدرية الثانية أي في المنطقة التي تسمى Scutellum على يمين الخط الوسطي للترجمة كالبق والسونة .

د- رتبة ثنائية الأجنحة Diptera : كالذباب وتتبع نفس طريقة التدبیس في حرشفي الأجنحة .

ه - رتبة غمدية الأجنحة Coleoptera : يغرس الدبوس في الغمد الأيمن قرب قاعدة الجناح لأن الحلقة الصدرية الثانية تكون غير ظاهرة كالخنافس .






طريقة تدبیس الحشرة

2- تحميل الحشرات الصغيرة :

تحمل الحشرات الصغيرة جداً على ورق مقوى حيث يقطع هذا الورق بأسكال مختلفة (دائريه ومربيه ومثلثه) ثم توضع قطرة من الصمغ أو أي مادة لاصقة ويفضل مادة كندا بلسم وتثبت عليها الحشرة المراد تحميلاً وتفرد أجنحتها وأرجلها تحت المجهر ومن ثم يغرس دبوس في أحد جوانب الورقة لتثبيت الورقة في الصندوق وتدبس ورقة مقوى أخرى في الدبوس ويكتب عليها بعض البيانات الهامة مثل (إسم الشخص الذي قام بالجمع وإن�名 المنطقة التي جمعت منها وإنما العائل النباتي الذي وجدت عليه الحشرة وتأريخ الجمع) ويراعى أن تكتب هذه البيانات بحبر ثابت Indelible Ink ثم توضع الحشرة في صندوق ويكتب إسمها العلمي تحتها . وهناك طريقة لتحميل الحشرات الصغيرة تدعى بطريقة (التحميل المزدوج) ومفادها هو غرز دبوس رفيع في صدر الحشرة ثم تغرز على طرف قطعة من الفلين ويحمل طرفيها الآخر على دبوس عادي وتوضع قصاصة أو قصاصتين من الورق أسفل العينة لكتابه المعلومات الخاصة بالحشرة .

تحفظ كل الحشرات المحملة في صناديق خشبية أعدت خصيصاً لهذا الغرض بحيث يراعى وضع نفاثلين أو بارادوكس في أنبوبة صغيرة تثبت في أحد جوانب أو أركان الصندوق ، وذلك لطرد الحشرات الأخرى ومنعها من الوصول إلى الحشرات داخل الصندوق وحفظها لفترات طويلة .



ثانياً : حفظ الحشرات في محليل :

بعض الحشرات الرخوة كالمن وحوريات الحشرات واليرقات لا يمكن تدبيسها وحفظها جافة لأنها تتكمش وتتشوه ولهذا فإنها تحفظ في محليل لحين الحاجة إليها . ويعتبر الكحول 75% مادة حافظة جيدة ليرقات الحشرات ، مع إضافة قطرات من الجلسرين لمنع تصلب زوائد جسم الحشرة .

1- الكائنات الحية التي تحفظ في المحليل هي :

الحيوانات اللافقارية الصغيرة وأجزاء بعض الحيوانات وأجذتها وكذلك بعض الطحالب والفطريات حيث يختلف تركيز محلول من كائن لآخر بعض الكائنات الحية التي يمكن حفظها في المحليل

2- يمكن حفظ القشريات كجراد البحر والروبيان تبعاً للخطوات التالية :

أ- تسقط حية في كحول 70% أو فورمالين 8%

ب- تحفظ في 70% كحول

3- يمكن حفظ الرخويات كما يلي :

تحفظ بعد غسلها في كحول 70% أو فورمالين 8%

4- يمكن استخدام كحول 70% في حفظ كل من العناكب وأم 44 والعقارب والأسمك الصغيرة وبيوضها والبرمائيات ودورة حياتها .

5- يمكن حفظ أجنة الطيور الصغيرة وأجنة الثدييات كما يلي :

بنقاها بالتتابع في تراكيز من الكحول 70% و 80% و 90% على التوالي وذلك لمنع التقلص غير المرغوب فيه .

أ- حفظ الكائنات الحية في الفورماليين :

1- الكائنات الحية التي تحفظ في الفورماليين هي:-

جميع الحيوانات الفقارية واللافقارية الكبيرة وكذلك أجزاءها وبعض الطحالب والفطريات ويختلف التركيز من كائن إلى آخر حسب نوع الكائن وحجمه وعادة يتراوح التركيز بين 5-10%

2- الخطوات التي تتبع قبل حفظ الكائن الحي في الفورماليين :-

أ- تدون اسم الجامع ، مكان الجمع ، تاريخ الجمع ، أي معلومات يحتاجها الحافظ مثل لون الكائن الحي وقياساته .

ب- تنظيف الكائن الحي

يحفظ الكائن الحي في قارورة فيها فورماليين متعدد الإستخدام أولاً قبل نقله إلى قارورة خاصة به لترسيب بعض الأوساخ والقشور أو أي عالق بالكائن الحي

ج - حقن الحيوان بالفورماليين المركز في الأحشاء يساعد على عدم تعفن أجزاءه الداخلية

د- يجب أن تكون قارورة حفظ الكائن الحي بالفورماليين محكمة الإغلاق لأن الفورماليين يتبخّر في درجة حرارة الغرفة العادلة .

المعلومات الازمة التي توضع على قارورة الحفظ هي:-

(اسم الجامع، مكان الجمع ، التاريخ الميلادي للجمع ، اسم الكائن العلمي وتصنيفه إن أمكن)

ب- الحفظ بواسطة الشرائح المجهرية :

تستخدم هذه الطريقة في حفظ الحشرات الصغيرة جدا كالقمل والبراغيث والمن والثربس . او لحفظ بعض الاجزاء او الزوائد في جسم الحشرة مثل الارجل وقررون الاستشعار والاجنحة واجزاء الفم والثغور التنفسية والقصبات الهوائية وغيرها . يتم تحضير الشرائح المجهرية باتباع الخطوات التالية :

(أ) التفكك :

تغلى العينات (أجزاء الحشرة) في محلول ٥٪ أو ١٥٪ من هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم ، وتعتمد مدة الغليان على مدى صلابة هذه الأجزاء اما بالنسبة لتحضير شرائح مجهرية لحشرة كاملة رهيبة مثل السمك الفضي او البعوض ، تقع الحشرة في محلول هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم البارد او الدافئ لمدة ٢٠ دقيقة . تنتقل العينة من محلول وتتوسع في صحن به ماء للغسل وإزالة الشوائب المتفككة بعناية ، ثم تنقل العينة مرة اخرى إلى ماء يحتوي على قليل من حامض الخلائق التالي .

(ب) إزالة الماء :

تم عملية إزالة الماء من العينة بنقلها من الماء الحامض ووضعها في تركيزات تصاعدية من الكحول ، مع مراعاة تسلسل التركيزات والزمن المحدد لكل تركيز كالتالي :

1- كحول ٣٠٪ لمرة ٥- ١٠ دقائق

2- كحول ٥٠٪ لمرة ٨- ١٠ دقائق

3- كحول ٧٠٪ لمرة ١٠- ١٥ دقيقة

4- كحول ٨٥٪ لمرة ١٥- ٢٠ دقيقة

5- كحول ٩٥٪ لمرة ١٥- ٢٠ دقيقة

6- كحول ١٠٠٪ لمرة ٢٠- ٣٠ دقيقة وينصح عند نقل العينة من تركيز كحولي الى اخر بالضغط بحذر على العينة بواسطة ملقط غير حاد ليخل الكحول انسجة العينة وفي حالة التحضير المجيري للحشرات الدقيقة او الرهيبة يجب تعريضها لتركيزات الكحول بزمن اقل . إذا أردنا صبغ العينات فإنها تترك في الصبغة بعد تمريرها في كحول ٧٠٪ ثم تنقل لباقي التركيزات المذكورة .

(ج) الترويق :

يستعمل الزايلول في عملية الشفافية كما يستخدم البنزين وزيت القرنفل لنفس الغرض . تجفف العينات كبيرة الحجم من الكحول المطلق بوضعها على ورقة ترشيح ثم تنقل مباشرة الى الزايلول من ١٥- ٢٠ دقيقة لتصبح رائقة او شفافة بعض الشيء ويجب الا تبقى العينة لمدة طويلة في محلول الزايلول قبل إعدادها حتى لا تتكسر اجزاؤها .

(د) إعداد العينة على الشريحة :

بعد عملية الترويق تنظف الشريحة الزجاجية جيدا بالكحول المطلق ويوضع في منتصفها كمية قليلة من صمغ كندا بلسم على العينة وتغطى بماء الشريحة الزجاجي بوضع مائل بمساعدة إبرة لتجنب تكوين فقاعات هوائية في العينة ثم توضع الشرائح في فرن لتجف في درجة حرارة تتراوح بين 25-35 م° ، بعد ذلك تلصق بطرف الشريحة بطاقة أو بطاقتين وتكتب البيانات ثم تجفف وتحفظ في علب أو إدراج خاصة بالشرايح .

ج - حفظ البيض :

١- البيض الخالي من الجنين يتم حفظه كما يلي :

أ- يعمل في أحد طرفي البيضة ثقب مناسب

ب- يفرغ محتوى البيضة بواسطة حقنة كبيرة

ج- يغسل داخل البيضة بالماء

د- تطهر من الداخل بواسطة محلول الفورمالين 3%

٢- البيض الذي به جنين يمكن حفظه بالطرق الآتية:

أ. الطريقة الأولى

١- عمل ثقب مناسب في أحد طرفي البيضة

٢- تقطيع الجنين بمقص مناسب

٣- استخراج القطع بواسطة ملقط

٤- غسل البيضة من الداخل بالماء

٥- تطهر البيضة من الداخل بمحلول فورمالين 3%

ب. الطريقة الثانية :

١- عمل ثقب مناسب في احد طرفي البيضة

٢- وضع ماء فيها وترك مدة حتى يتحلل الجنين وتنفك أجزاءه

٣- استخراج محتويات البيضة بواسطة ملقط

٤- غسلها من الداخل بالماء

٥- تطهيرها من الداخل بواسطة محلول الفورمالين ٣%

حفظ البيض يهدف إلى:-

١- مقارنة بيض الحيوانات المختلفة ببعضها

٢- في دراسة وعرض دوارات الحياة

٣- في دراسة بيئه الحيوانات

د- حفظ العظام :

الطريقة الأولى :

أ- غلي الحيوان علياً مناسباً بحيث لا يؤثر على صلابة عظامه

ب- تنظيف العظام من العضلات بالملقط حسب الامكان

الطريقة الثانية :

أ- دفن الحيوان أو عظامه مثل الجمجمة في الأرض لمدة كافية

ب- تنظيف العظام أو الجمجمة من محتوياتها بالملقط

ج- تغلى بالماء لفترة كافية (مناسبة)

الطريقة الثالثة :

توضع العظام والجمجمة في مكان به خنافس خاصة تتغذى على العضلات ، وهذه الطريقة تستخدم

في الجامعات والمتحف .

حفظ العظام يهدف إلى:

أ- دراسة عظام الحيوان ومقارنتها مع بعضها في الحيوان نفسه

ب- مقارنة عظام الحيوانات مع بعضها في علم يسمى التشريح المقارن

ج- تصنيف الحيوانات وخاصة بدراسة عظام جماجتها

د- تحديد نوع الحيوان الحي بدراسة عظامه

ملاحظة : قبل الشروع في تحضير الهيكل العظمي لحيوان ما ينبغي أن تكون هناك صورة توضيحية

جيدة لهيكله العظمي للاعتماد عليها أثناء التحضير والتركيب .

هـ - حفظ بعض الحيوانات ذات الأجسام اللينة :

١- حفظ الديدان

تُغسل بمحلول ملحي ١% أو في الفورمالين ٥% ثم تُحفظ في محلول كحولي ٧٠%

٢- حفظ الحيوانات الرخوية

بعد غسلها وتنظيفها تُحفظ في كحول ٧٠% أو في فورمالين ٨%

٣- حفظ المفصليات

حيث يمكن حفظها أما يلي:-

أ- تصبيرها كالحشرات

ب- بالمحاليل (حيث تُحفظ في محلول بعد قتلها مكون من)

٩٠% كحول : جلسرين : ماء مقطر

٢ : ١ : ٣

٤ - حفظ قنافذ البحر

قطع الأجزاء الفمية و تُسحب الأمعاء والأعضاء الداخلية المتصلة بها ثم يُجفف الحيوان في الشمس.

٥ - حفظ المرجان

أ - في ٥% فورمالين

ب - بالتحفيف في الشمس بعد غسله

٦ - حفظ الإسفنج

أ - ينطاف ويوضع في كحول ٧٠ % أو فورمالين ٨ % لمدة أسبوعين ثم يوضع في كحول ٧ %

ب - يزال ما علق به من شوائب ويُجفف بعد ذلك في مكان ظليل وجاف.

٧ - حفظ القوافع

١. توضع في ماء دافئ مضان إلى كبريات المغنيسيوم لكي تتمدد

٢- توضع في فورمالين ١٠ %

٣- تُحفظ في فورمالين ٨ %

و- حفظ الحيوانات بالتجميد :

الحفظ بالتجميد يهدف إلى:

١- التغلب على عدم توفر الوقت الكافي لحفظ الحيوانات بطرق الحفظ الأخرى

٢- التغلب على عدم توفر مواد الحفظ الأخرى

٣- الحفظ المؤقت

الحيوانات التي يمكن حفظها بالتجميد

جميع الحيوانات يمكن حفظها بالتجميد ، وتخالف مدة الحفظ حسب نوع الكائن الحي.

و للإستفادة منها يتم من خلال:

١- إخراجها من مكان التبريد (التجميد) بوقت كاف

٢- ترك لكي ينصلح منها الثلج ثم تُغسل بالماء

٣- يتم التعامل معها باستخدام قفازات

٤- يستفاد منها كما هو في جميع الحيوانات المحفوظة بالطرق المختلفة

الغاية بالمحفظات

- ١ - محفوظات الفورمالين والمحاليل الأخرى ، يجب أن تكون مقفلة جيداً وفي مكان آمن.
- ٢ - المحفوظات الجافة المختلفة يوضع معها النفالين وبعيداً عن وصول القطط والفئران إليها .

ثالثاً : نفح اليرقات

يمكن حفظ الدور اليرقي للحشرات بلونه الطبيعي وذلك بعد التخلص من محتوياته الداخلية وأحسائه عن طريق ضغط جسم اليرقة بواسطة قلم رصاص ثم تدخل الأبرة الموجودة في نهاية أنبوبة النفح (المنفاخ) في مؤخرة اليرقة ، ويمرر الهواء إلى داخل جسم اليرقة بواسطة المنفاخ . بعد ذلك تربط نهاية اليرقة بخيط رفيع ثم تجف في فرن هاديء وعندما تجف يمرر سلك مثبت على دبوس إلى داخل اليرقة من الناحية الخلفية وتلتصق اليرقة على السلك بمادة لاصقة ، ثم يوضع الدبوس ويثبت في ورق مقوى ويوضع داخل صندوق .

رابعاً : ترتيب المجموعات الحشرية :

أ- الحفظ في صناديق :

نماذج الحشرات التي جمعت ودبست يمكن ترتيبها في صناديق خشبية خاصة حسب رتبها وعائلاتها وأجناسها وأنواعها . فإذا كان الصندوق خاص بالرتبة فإنه يكتب إسم الرتبة في قمة الصندوق ، يليه إسم العائلة وتحت العائلة ثم توضع الحشرة ويكتب تحتها إسم الجنس والنوع . في بعض المجموعات نجد كل أطوار الحشرة كالبيض واليرقات (أو الحوريات) العذارى والكاملات قد حنطت ووضعت في المجموعة . ويزود الصندوق بكرات النفالين لحمايته من الإصابة بحشرات المتاحف . والفائدة منه هو المحافظة على الحشرات من الهواء (منع تكسرها) والمحافظة على النماذج من الحشرات والآفات التي تتغذى عليها وسهولة نقل النماذج ومنع العبث بالحشرات ولمسها وسهولة عرضها .



بـ- الراتنج : Resin

تستخدم حالياً طريقة حديثة لحفظ الحشرات وعرضها بأشكال مختلفة وهي طريقة الحفظ بالراتنج حيث توضع الحشرة في قالب من السليكون ويصب عليها الراتنج وتترك لتتصلب . لكن من مساويء هذه الطريقة هي مكلفة إقتصادياً لكنها تحافظ على الحشرة بشكل دائمي من التلف .



جـ - الورنيش :

تحفظ الحشرات في صندوق الحفظ الخاص بها لكن بعد رشها بمادة الورنيش (ملمع الأخشاب) للحفاظ عليها من التفسخ والإصابة بالأفات .

دـ - حفظ الحشرات في سائل معقم الأيدي :

تملأ علبة زجاجية صغيرة إلى منتصفها بالسائل ثم أدخل الحشرة ببطء وأكمل الحجم ويفضل عدم حفظ الحشرات ذات الأجنحة الكبيرة البارزة كالفراشات وغيرها لأن الكحول يتخلل داخل الأنسجة . أحياناً تتكون فقاعات هوائية في الزجاجة للتخلص منها يجلب قدر ماء ويوضع على نار هادئة وضع فيه

الزجاجة بدون غطاء لمدة 15 دقيقة لتجنب الانفجار وأكمل الحجم بإضافة المعقم وضع ملصق على الزجاجة .



الفصل الخامس

عزل وتنقية وحفظ الأحياء المجهرية

الاحياء المجهرية هي كائنات تتواجد بشكل خلايا مفردة أو متجمعة وتشمل: الفطريات fungi والبكتيريا bacteria والبدائيات protozoa والفايروسات viruses جميع هذه الكائنات تشتراك بكونها

صغيرة للغاية لا ترى بالعين المجردة. ما عدا بعض الحالات مثل الطحالب وبعض mushrooms التي قد يصل طولها إلى عدة أمتار.

الأوساط الزرعية Culture media

وتعني البيئة التي تستعمل لزراعة وإنماء الأحياء المجهرية والتي يجب أن تحتوي على كل المقومات لحياة الأحياء المجهرية ، وتقسم الأحياء المجهرية من حيث محتوياتها إلى :

1- **الأوساط الصناعية Synthetic media** : تستخدم لزراعة أنواع خاصة ومعينة من البكتيريا وتتركب من مواد عضوية وغير عضوية معقدة في مكوناتها معروفة بشكل ومضبوطة كماً ونوعاً

2- **الأوساط الطبيعية Natural media** : تستخدم على مدى واسع من البكتيريا والأحياء الأخرى ويدخل في تركيبها البكتونات ومستخلصات اللحم والخميرة Meat extract yeast والأوساط غنية بالمقومات البيئية وتحضر بشكل جاف من حيث محتوياتها وتقسم من ناحية وظائفها وتطبيقاتها العلمية (تقسم نسبة إلى طبيعة الأحياء المجهرية والغرض من إستعمالها) إلى :

أ- **أوساط العزل Isolation media** : وهي أوساط تحتوي على جميع المقومات الأساسية للنمو

ب- **الأوساط المدعومة أو الغنية Enriched media** : وهذه أوساط تحضر بإضافة مواد غذائية غنية كالدم أو الأمصال الأخرى أو مستخلص أنسجة نباتية أو حيوانية إلى الوسط الزراعي البسيط بحيث إن الوسط الناتج يدعم نمو أفضل للبكتيريا .

ت- **الأوساط الإنتقائية (الاختيارية) Selective media** : تحضر هذه الأوساط بإضافة مواد كيميائية معينة مثل Crystal violet أو الصبغة البنفسجية أو Rose Bengal لمنع نمو مجاميع معينة من البكتيريا من غير أن تثبط الأنواع الأخرى من البكتيريا .

ثـ. الأوساط التفريقية **Defferential media** : هذه الأوساط تحضر بإضافة مواد كيمياوية للوسط الزرعي لإنتاج تغيرات معينة في النمو يمكن من خلالها التمييز بين المجاميع البكتيرية مثل وسط الدم الذي يستخدم للتفرقة بين البكتيريا المحللة للدم عن البكتيريا التي لا تحلله

جـ. الأوساط الإختبارية (التحليلية) **Assay media** : تكون هذه الأوساط لاختبار

المضادات والـ Amino acid والفيتامينات وهي أوساط معرفة كيميائياً وصناعياً

حـ. أوساط لـتعداد البكتيريا **Enuromation media** : وتستخدم لـتعداد البكتيريا في الحليب والماء

خـ. أوساط لـتشخيص البكتيريا **Characterzation media** : وهي أوساط تستخدم لـتحديد نوع النمو الحاصل بالإضافة إلى تحديد قابلية الأحياء على إحداث بعض التغيرات الكيميائية

دـ. أوساط لـالحفظ على البكتيريا **maintenance media** : وهي أوساط بسيطة تستخدم من أجل الحفاظ على حيوية البكتيريا وصفاتها الفيزيولوجية لفترات طويلة ولا تشجع مثل هذه الأوساط على النمو المثالي الجيد

ومن أهم الأوساط التي يمكن تحضيره هو وسط Potato Dextrose Agar (PDA) الخاص بـتنمية الفطريات

Agar : هو منتج بحري مجفف يؤخذ من الأشنات البحرية ، ويدخل في تركيب العديد من الأوساط منها Nutrient Agar ، Agar Agar لغرض تصلبها .

ولتحضير الوسط الزرعي (PDA) نستخدم الطريقة التالية :

1- 200 غم من قطع البطاطا الصغيرة توضع في دورق زجاجي

2- يضاف 200 مل من الماء المقطر إلى الدورق .

3- تسخن على مصباح لهب إلى حد الغليان ولمدة 2/1 ساعة

4- تبرد وتوضع على قطعة قماش وتعصر ثم يؤخذ عصير البطاطا ويوضع في دورق ثان.

5- يضاف 17 غم من السكر الإعتيادي أو سكر الدكستروز

6- يضاف الأكار بحدود 17 غم أيضاً

7- ينقل إلى فلاسك ويغلق بقطن ثم يحفظ في الثلاجة إلى حين إستخدامه

أما إذا كان الوسط جاهز فيذاب منه 39 غم في لتر من الماء المقطر ويعقم بالأوتوكليف لمدة 15 دقيقة

وبدرجة 121 م° وبضغط 15 باوند / إنج 2 .

والوسط الزرعي السائل الخاص بالفطريات فهو PDB يتكون من نفس الكميات السابقة للوسط الصلب لكن بدون إضافة Agar ويعقم بنفس ظروف التعقيم للوسط الصلب لكن لمرتين متتاليتين .

بالنسبة لوسط Nutrient Agar الخاص بتنمية البكتيريا فيتكون من :

بيتون 5 غم / لتر

كلوريد الصوديوم 5 غم / لتر

مستخلص لحم البقر Beef Extract 1.5 غم / لتر

مستخلص الخميرة 1.5 غم / لتر

أكار 15 غم / لتر

أما إذا كان الوسط جاهز فيذاب 28 غم من الوسط في لتر من الماء المقطر ويعقم بجهاز الأوتوكليف

بنفس ظروف التعقيم للوسط السابق (PDA)

كما تتمي البكتيريا على وسط سائل وهو N.B يتكون من نفس مواد الوسط الصلب لكن بدون إضافة

Agar ويعقم بنفس ظروف تعقيم وسط N.A لكن لمرتين متتاليتين .

ملاحظة : 1- قبل وضع الأوساط في جهاز التعقيم توضع على جهاز المزج المغناطيسي الحراري

لإذابتها وعدم تكتلها

2- ممكن تنمية الفطريات على وسط N.A لكن بعد إضافة مضاد حيوي لقتل البكتيريا

التعقيم : Sterilization

إن معظم الدراسات الميكروبيولوجية تعتمد على المزارع النقية أي التي بها نوع واحد من الكائنات الدقيقة وهذه تتطلب لنموها بيئات غذائية معقمة والتعقيم عبارة عن العمليات التي من شأنها قتل أو إزالة كل الكائنات الحية الدقيقة من الوسط المراد تعقيمه سواء كان الوسط بيئة غذائية أو محليل مختلفة أو أماكن أو مسطحات محدودة في أبعادها وأحجامها وعادة يتم التعقيم بإتباع طرق تعتمد على أسس فيزيائية أو كيميائية أو ميكانيكية .

أ- التعقيم بالحرارة الجافة : Dry Heat Sterilization

1- أفران الهواء الساخن : Hot Air Ovens

يُستعمل في هذا الغرض أفران تعرف بأفران الهواء الساخن يسخن فيها الهواء كهربائياً ، أو بإستعمال الغاز فترتفع درجة حرارة الهواء المحيط بالأدوات المراد تعقيمتها حتى تصل درجة تتراوح بين 160-180 م° ويترك هكذا لمدة تتراوح بين 2-3 ساعات يتم بعدها التعقيم .

ويتم قتل الكائنات الحية الدقيقة التي تكون ملوثة للأدوات المعقمة بالحرارة الجافة نتيجة التجفيف السريع الذي يطرأ على خلاياها وكذلك نتيجة لإكسدة المحتويات الخلوية الجافة . وتتبع هذه الطريقة في تعقيم الأدوات الزجاجية مثل أنابيب الإختبار والماسنات والدوارق الفارغة وأطباق البترى وغيرها من الأدوات الزجاجية الأخرى التي يرغب في تعقيمتها .

وعندما نتبع هذه الطريقة لتعقيم الأدوات الزجاجية يراعى أن توضع الماسنات وأطباق بتري في أو عية معدنية أو نحاسية خاصة ذات غطاء يحكم غلقه قبل تعقيمتها ، وتتلخص خطوات التعقيم بهذه الطريقة بأن

توضع الأدوات الزجاجية أو العلب المعدنية المحتوية عليها بالفرن وهو على درجة حرارة الغرفة ثم يحكم قفله ، وترفع درجة حرارة الفرن إلى الدرجة المطلوبة ، وهنا نبدأ في حساب فترة التعقيم . وبإنتهاء الفترة المطلوبة يوقف التسخين ويترك الفرن لبرد تدريجياً حتى درجة حرارة الغرفة تجنباً لكسر الأدوات الزجاجية أو تلوثها بالهواء الجوي .

2- اللهب المباشر : Incineration Heat

عادة يستخدم اللهب المباشر من مصباح بنزن في تعقيم إبر التلقيح المستقيمة أو ذات العقدة ، وبذلك

بسخينها حتى درجة الإحمرار . وعادة تصنع مثل هذه الإبر من أسلاك رفيعة من البلاتين أو خليط من النيكل والكروم . وهذه المعادن عادة تسخن بسرعة وتفقد حرارتها بسرعة فعندما تسخن لدرجة الإحمرار يهلك كل ما يلوثها من الكائنات الحية الدقيقة ، وبعد أن تترك لتبرد لفترة ثوان قليلة تستعمل في تلقيح البيئات المعقمة للحصول على المزارع الندية .

3- التلهيب الكحولي : Alcohol Flaming

يمكن تعقيم بعض الأدوات كالمشرط أو الملقظ أو المقص وذلك بغمر الجسم المراد تعقيمه في كحول أيثانول ثم يعرض للهب المباشر فيتشتعل ما يعلق به من الكحول وي العمل على قتل الكائنات الحية الدقيقة التي تكون عالقة به . وبتكرار هذه العملية أكثر من مرة تزداد كفاءة هذه الطريقة في التعقيم . وتميز هذه الطريقة بسرعة إلا أنه يجب استعمال الأدوات التي تعقم عن هذا الطريق مباشرة بعد تعقيمهها .

ب- التعقيم بالحرارة الرطبة Moist Heat :

يقصد بالتقديم عن طريق الحرارة الرطبة استغلال بخار الماء في إجراء التعقيم بدلاً من الهواء الساخن . وقد يستغل بخار الماء المباشر أو أن يضغط إلى درجة تصل إلى ضعف الضغط الجوي العادي حيث تزداد درجة حرارة البخار تحت الضغط المرتفع . وعادة تكون الحرارة الرطبة أكثر كفاءة في قتل الخلايا الحية من الحرارة الجافة وذلك لأنها أكثر قدرة من التغلغل داخل الخلايا ، كما أنها ذات قدرة أسرع على تجميع وتخثير البروتين الخلوي (تستخدم هذه الطريقة في تعقيم البيئات الغذائية للبكتيريا + السوائل) .

1- معقم أرنولد Arnold sterilizer :

عبارة عن وعاء معدني (شكل فرن الهواء الساخن) مبطن بطبيعة عازلة للحرارة ذو أرفف متقوية لتسهيل تسرب البخار إلى كل أجزاء الجهاز وله فتحة في قمته يوضع بها ترمومتر لقياس درجة الحرارة بداخل الجهاز أثناء التعقيم . ويتم التعقيم في هذا النوع من الأجهزة على ثلاثة فترات في ثلاثة أيام متالية ، ويعرف التعقيم في هذه الحالة بالتعقيم المقطعي . وال فكرة الأساسية في التعقيم المقطعي هو أن الخلايا البكتيرية الخضرية وكذلك بعض الجراثيم الداخلية النابطة تهلك عندما تعرّض لبخار الماء (١٠٠ ٥ م) لمدة ثلاثون دقيقة . أما الجراثيم الداخلية الناضجة وغير النابطة فإنها تقاوم هذه الحرارة حتى ولو تعرضت إليها لمدة طويلة تصل إلى عدة ساعات ، كذلك فإن ترك البيئة بالحضان أو بالغرفة لمدة ٢٤ ساعة يسمح لهذه الجراثيم المقاومة للحرارة بأن تنبت وتحول إلى خلايا خضرية تهلك خلال فترة التعقيم في اليوم التالي .

2- الأوتوكليف : Autoclave

يستغل بخار الماء أيضاً في جهاز الأوتوكليف إلا أن زيادة الضغط داخل الجهاز تزيد من درجة حرارة التعقيم . فمن المعروف أن الماء يغلي على درجة حرارة 100°C تحت الضغط الجوي العادي أما إذا زاد الضغط فوق الماء عن الضغط الجوي فإنه يغلي على درجات أكثر إرتفاعاً . ولما كانت فاعلية الأوتوكليف في التعقيم ترجع إلى الحرارة الرطبة للبخار تحت الضغط وليس إلى الضغط المرتفع بمفرده . لذا فإننا نلمس أهمية ارتفاع الحرارة داخل هذا الجهاز وأن أي عامل يقلل من الحرارة يعتبر مقللاً لكفاءة التعقيم .

كذلك يجب أن نراعي أهمية وصول البخار إلى المادة المراد تعقيمها فإذا لم يصل البخار إلى المادة فإن عملية التعقيم لا تخرج عن كونها عملية تعقيم حراري (121°C) لمدة عشرون دقيقة) الأمر الذي لا يكفي للتعقيم حتى بالحرارة الجافة كما سبق أن بينا ، ويحدث ذلك عادة إذا قفلت الأوعية بسدادات شديدة الإحكام أو قلت مسامية المواد المراد تعقيمها كالكميات الكبيرة من التربة فإن ذلك يعوق وصول البخار إلى داخلها ويشترط عدم إحكام غلق السدادات وأن تغطى الأوعية بسدادات مسامية من القطن أثناء تعقيمها .

ويستعمل الأوتوكليف عادة في تعقيم كثير من البيئات الغذائية السائلة أو المضاد إليها الأجرار ومحاليل السكريات الحادية ومحاليل الأملاح المختلفة ، وكذلك يستعمل الأوتوكليف في قتل المزارع القديمة قبل التخلص منها ، وكذلك في تعقيم الملابس والقفازات وأدوات الجراحة .

و عند التعقيم باستعمال الأوتوكلاف يراعى الآتي:

1- أن تكون كمية الماء الموجودة بالجهاز كافية .

2- التأكد من خروج جميع الهواء الموجود داخل الجهاز قبل قفل الصنبور

3- الوصول إلى الضغط المطلوب والمدة المطلوبة .

4- عدم فتح الصنبور أو الغطاء إلا بعد أن ينخفض ضغط الجهاز إلى الضغط الجوي العادي .

الطرق الميكانيكية المتبعة في التعقيم :

تعتمد هذه الطريقة على إزالة خلايا الكائنات الحية الدقيقة من الوسط الكامنة فيه بطريقة ميكانيكية كالترشيح حيث تحجز الثقوب الدقيقة للمرشحات المستعملة خلايا الكائنات الحية ذات الأقطار التي تزيد عن قطر ثقبها .

الترشيح : Filtration

يُستعمل لذلك مرشحات بكثيرية يتراوح قطر ثقبها بين أقل من ميكرون واحد إلى عدة ميكرونات . ويراعى أن التعقيم بالترشيح لا يتوقف فقط على قطر الثقب ، بل يتوقف أيضاً على الشحن الكهربائية للمرشح وكذلك الشحنة الكهربائية للكائنات الحية الدقيقة المحتوى عليها السائل ، وكذلك على طبيعة ذلك السائل المراد ترشيحه . وهناك العديد من المرشحات تختلف في نوع المادة التي يصنع منها وهي كما يلي :

1- مرشح شمبرلاند Chamberland filter: وهو مصنوع من نوع معين من الخزف أو الصيني .

2- مرشح بيركفيلد Berkefeld filter : وهو مصنوع من الطين الدياتومي.

3- مرشح عجينة باريس Plaster of paris filter : وهو مصنوع من عجينة باريس وهو من الجبس يتكون من كبريتات كالسيوم مع كربونات كالسيوم وأكسيد ماغنيسيوم .

4- مرشح زايتز Seitz filter : عبارة عن أقراص مختلفة الحجم من مادة الأسبستس .

5- مرشح الزجاج المسامي sintered glass filter : والراشح مصنوع من الزجاج المسامي

6- المرشحات الغشائية أو الجزيئية Membrane filter or molecular filter : ومن أمثلتها ما يُعرف Millipore filter والذي يتكون من أغشية رقيقة مصنوعة من استرات السيلوز .

الطرق الكيميائية المتبعة في التعقيم :

يمكن استعمال بعض المواد الكيماوية في أغراض التعقيم وهي في صورة محليل للتعقيم السطحي للمواد التي لا يمكن تعقيمها بالطرق الحرارية .

كحول الإيثيل : Ethyl alcohol

يُستعمل عادة كحول الإيثيل بتركيز يترواح بين ٥٠ - ٧٠٪ في تطهير الأيدي أو المناطق المختلفة في جسم الإنسان والسبب الأساسي للتأثير السام للكحول هو أنه يعمل على تجفيف الخلايا Dehydration حيث يسحب الماء منها علاوة على قدرته على تجميد التخثر Coagulation البروتين الخلوي عندما ينفذ إلى داخل الخلايا وكل التأثيرين يؤديان إلى موت الخلية .

الفينول أو حامض الكربونيك Phenol or Carbolic Acid

يُستعمل محلول هذه المادة بتركيزات تتراوح بين ٢ - ٥٪ للتعقيم السطحي لأرضيات الغرف والعيادات والمخابرات وكذلك في تعقيم أسطح المناضد التي تجرى عليها عمليات العزل والتقطيم لمزارع الكائنات الدقيقة وبعض الأدوات والأجهزة .

كلوريد الزئبقي (HgCl₂)

يُستعمل محلول كلوريد الزئبقي والذي يطلق عليه أيضاً السليماني بتركيز ٠.١٪ في أغراض التعقيم السطحي لكثير من الأشياء مثل تعقيم أسطح المناضد وغيرها كما يُستعمل هذا محلول في التعقيم السطحي للأجزاء النباتية المصابة بأمراض نباتية توطة لعزل الطفيلي المسبب من أنواع النبات الداخلية في حالة نقاء .

أوكسيد الإيثيلين Ethylene Oxide

بعض المواد التي تُستعمل في تحضير بيئات الزراعة تكون حساسة للتعقيم بالطرق الحرارية فمثل هذه المواد يمكن أن تعمق بطريقة كيميائية والمادة التي تُستعمل في التعقيم الكيميائي يجب أن تكون متطربة وكذلك سامة للكائنات الحية الدقيقة وبذلك يمكن إزالتها من المادة المراد تعقيمها بعد المعاملة وأهم مادة استعملت هي أوكسيد الإيثيلين وهي مادة سائلة تغلق على درجة ١٠.٧ ٌ م يمكن أن تصاف إلى المحاليل في صورة سائلة (التركيز النهائي يصل إلى ١ - ٥٪) أو تُستعمل في صورة غازية على حرارة أعلى من درجة الغليان وهي غير ثابتة كيميائياً فتحلل في المحاليل المائية إلى جليكول الإيثيلين وهو غير متطربة وقد يكون له تأثيرات غير مرغوبة ويلاحظ أن أوكسيد الإيثيلين قابل ل الانفجار وسام للإنسان ولذلك يجب أن تتبع إحتياطات خاصة في استعماله ولهذه الأسباب لا يُستعمل كوسيلة روتينية في المختبرات ولكن يُستعمل في الصناعة في تعقيم أطباق بتري المصنوعة من البلاستيك أو أي مواد أخرى من البلاستيك كالمحاقين التي قد تنصهر بدرجات حرارة أعلى من ١٠٠ ٌ م .

أولاً : الفطريات The Fungi

الفطريات هي عبارة عن كائنات حية حقيقية النواة، غير متحركة، ولا تحتوي على صبغة الكلوروفيل الخضراء، مما يعني أنها كائنات متطفلة غير ذاتية التغذية، فهي تعيش متطفلة على بقايا الكائنات الحية، مثل: الحيوانات والنباتات، ولا بد من الإشارة إلى أنها كائنات تنتشر على نطاقٍ واسع، وتعيش في الظروف البيئية الرطبة. تلحق الفطريات المتطفلة بالنباتات أضراراً عظيمة بها تؤدي إلى ذبولها، أو تلفها، أو موتها في بعض الأحيان، وذلك عن طريق إفراز هيدرولازات مذيبة لخلايا الأنسجة النباتية التي تتغذى عليها، وتتعدد أنواعها وتختلف تبعاً لاختلاف نوع النبتة، والترابة، والبيئة التي تنمو فيها **عزل وتنقية الفطريات :**

تعتبر عملية عزل الفطريات ضرورية جداً لها ويأتي ذلك حفاظاً على نمو الفطريات ضمن بيئات نقية والاحتفاظ بها ضمن هذه البيئات وإجراء الدراسات عليها، كقياسات النمو واختبارات التجرائم والإنبات، بالإضافة إلى الكشف عن تاريخ حياة هذه الفطريات وطرق التطفل فيها. تقاوِت طرق عزل الفطريات من بيئاتها والحفظ عليها في حالة النقاء وفقاً لنوع الفطر واحتياجاته البيئية للعيش فيه، كما تعتمد عملية العزل أيضاً على طريقة نمو الفطر، فمثلاً المتطفلة على النباتات الخارجية يسهل عزلها أكثر من تلك التي تنمو ضمن أنسجة النباتات، كما تختلف طرق العزل وفقاً لطور النمو سواء كان ميسيليوم، أو تراكيب ثمرة، واحتمالية حدوث التلوث بين الفطريات والكائنات الأخرى من أكثر الصعوبات التي تواجه الباحث عند الشروع بعملية العزل لذلك لا بد من تعقيم الغرفة والأدوات.

1- العزل من البذور Isolation from seeds

الغرض من العزل :

لمعرفة الفطريات الكلية المتواجدة على البذور أو الفطريات المرضية الخارجية والداخلية .

طرق العزل :

1- بإستخدام طريقة التخافيف (الفطريات على سطح البذور)

2- زراعة البذور مباشرة لمعرفة الأعداد الكلية للفطريات على البذور (سطح وداخل البذور)

3- تعقيم البذور بالفاست (هابيوكلورات الصوديوم NaOH) بتركيز 10% لمدة دقيقتين وذلك لمعرفة الفطريات الداخلية الموجودة في البذور ثم غسلها بالماء المعقم لكي لا ينفذ الفاست وغالباً ما تكون هذه الفطريات ممرضة (داخل البذور)

4- الذور الكبيرة كالباقلاء ممكن أن تكسر إلى أجزاء وتزرع على الأوساط الغذائية .

2- العزل من الأجزاء النباتية Isolation The Fungi From Plant Parts

تعزل الفطريات من الأجزاء النباتية لغرض معرفة الفطريات المتواجدة عليها سواء كانت رمية أو متطفلة

العزل من الأجزاء النباتية الكبيرة

1- الأفرع والجذور الكبيرة .

أ- الطريقة المباشرة : حيث يؤخذ الجزء النباتي وبواسطة مشرط حاد يقشط السطح الخارجي للنموذج ومن ثم يؤخذ من الداخل ويزرع على الوسط الغذائي بدون تعقيم .

ب- تعقيم الجزء النباتي عن طريق غمسه بالكحول وحرقه ثم أخذ جزء من النسيج النباتي أسفل الحرق ويزرع على الوسط الغذائي .

ج - يؤخذ جزء من النسيج المراد زرره على الوسط الغذائي إذ يعمق بالفاسط ثم يغسل بالماء المعقم عدة مرات ثم ينشف على ورق ترشيح معقم ثم يزرع على الوسط الغذائي .

2- البادرات : يعزل من البادرات لمعرفة الفطريات التي أدت إلى موتها و يتم بالطرق التالية :

أ- تغسل تحت ماء جارٍ لمدة 6 ساعات ثم تغسل بماء معقم عدة مرات ثم تزرع أما على الوسط الغذائي أو على طبق يحيى طبقة مائية معقمة رقيقة وتعرف هذه الطريقة بالمزرعة المائية Water Culture وهي مهمة لعزل فطريات الـ *Phytophthora* أو *Pythium* كالفطر *Pythiaceae* وبعد 6-7 أيام أضعها في الوسط .

ب- تعقم البادرات بالفاسط ثم تغسل بماء مقطر معقم عدة مرات ثم تزرع على الوسط الغذائي وهذه الطريقة تفيد في عزل الفطريات الممرضة الأخرى كالفطر *Rhizoctonia solani* أو *Fusarium* .

3- العزل من الثمار Isolation from the fruit


يتم العزل من الثمار لمعرفة الفطريات التي أدت إلى تعفنها ويتم العزل بالطرق التالية :

أ- الثمار المتعفنة كلياً :

والتي يلاحظ عليها النمو الفطري ، يؤخذ بواسطة **Needle** جزء من الغزل الفطري واضح النمو وغير الملوث ويوضع على وسط غذائي مضاد إليه قليل من حامض اللاكتيك أو **Chloromphinicol** (متخصص على البكتيريا + و- صبغة كرام) لأن تعفن الثمار غالباً ما يكون ملوث بالبكتيريا .

ب- الثمرة غير متعفنة كلياً :

يلاحظ على مثل هذه الثمار مناطق رخوة تبدو وكأنها مسلوقة إذ تؤخذ أجزاء من تلك المناطق بحيث تضم القطع المراد زراعتها جزء متعفن والأخر سليم وتزرع على وسط غذائي حاوي على مضاد حيوي أو حامض اللاكتيك إذا كان العزل عام لكل الفطريات أما إذا كان هناك شك إن الفطر المسؤول عن التعفن من **Pythiaceae** فلا يفضل إضافة الحامض أو المضاد لأن هذه العائلة لا تنمو في الوسط الحامضي وكما موضح بالشكل الآتي :




4- العزل من الأوراق : إن الهدف من العزل من الأوراق هو لمعرفة الفطريات المتواجدة عليها وتنم بالطرق التالية :

أ- طريقة التخافيف : إذ يؤخذ 1 غم من الأوراق ويغسل في 9 مل أو في 99 مل فيصبح التخفيف 10/1 أو 1/100 على التوالي ، يؤخذ 1 مل ويوضع طبق عميق ويصب عليه 20 مل من الوسط الغذائي قبل التصلب ويحرك حركة رحوية لمدة دقيقة ثم يوضع في الحاضنة وبعد 3 أيام تلاحظ المستعمرات وتحسب أعدادها .

ب- العزل من موقع محددة كما في التبععات على الأوساط الغذائية إن هذه الطريقة مهمة لمعرفة الفطريات التي أدت إلى التبعع حيث أن البقع الناتجة عن الإصابات الفطرية أو البكتيرية غالباً ما تكون

محاطة بهالة صفراء لذلك عند العزل يجب أن تكون القطع المزروعة على الوسط الغذائي تحوي جزء من البقعة وجزء من الهالة وكما موضح في الشكل التالي :

وسط غذائي



3- العزل على ورق ترشيح معقم :

يؤخذ جزء من البقعة الموجودة على الورقة وتزرع على ورقة ترشيح مرطبة بالماء المعقم في طبق معقم ويفضل أن تعقم العينة المزروعة على ورق الترشيح بالفاسط .

4- العزل من الهواء

إن الغرض من العزل بهذه الطريقة هو :

- أ- معرفة مقدار التلوث البيئي (الهواء) بالفطريات خصوصاً بالقرب من محلات رمي القمامه .
- ب- تقدير كثافة السبورات للفطريات المسببية لأمراض النبات وبناءاً على تلك الكثافات يمكن التنبؤ بظهور الأمراض .
- ج - لدراسة التوأجد الفطري خلال الفصول أو حسب المواقع ..

وتنتمي هذه الطريقة بالوسائل التالية :

- أ- الأوساط الغذائية : حيث ممكن أن تفتح الأطباق الحاوية على الأوساط لمدد معينة (دقيقة واحدة) ومن ثم تحضرن في الحاضنة على درجة حرارة 25 م° .

ب- الأشرطة اللاصقة : وتنتمي أاما باليد أو من خلال الطائرات .

ج - الشفط الهوائي .

5- العزل من التربة :

إن الغرض من هذه الطريقة هو :

أ- معرفة كثافة الفطريات المرضية في التربة وأنواعها .

ب- تلوث التربة بالفطريات المرضية وغير المرضية .


ج - معرفة الفطريات المحللة لأنسجة النباتية والحيوانية في التربة .

وتتم هذه الطريقة بالوسائل التالية :

أ- إستعمال التربة مباشرة حيث يمكن أن تنشر بعض أجزاء التربة على الوسط الغذائي وتوضع في الحاضنة لمدة 3 أيام على درجة حرارة 25 م° ثم تفحص وتشخيص الفطريات .

ب- بإستخدام طريقة التخافيف ، إذ تخفف التربة بالماء المقطر المعقم إذ يمكن وضع 1 غم من التربة في 9 مل من الماء فيكون التخفيف 1/10 ثم يؤخذ 1 مل من هذا التخفيف ويوضع في 9 مل ماء معقم ليصبح التخفيف 1/100 وهذا حتى نصل إلى تخفيف 1/100000 والأفضل أن نأخذ 1/1000 أو 1/10000 . يؤخذ 1 مل من هذين التخفيفين كل على إنفراد ويوضع في طبق معقم ويصب عليه 20 مل من الوسط الغذائي PDA ويحرك الطبق حرفة رحوية لمدة 2 دقيقة ثم يوضع في الحاضنة بعد تصلب الوسط بصورة مقلوبة على درجة حرارة 25 م° وبعد ثلاثة أيام تحسب المستعمرات المتكونة ومن خلالها يمكن معرفة أعداد الجراثيم في 1 غم من التربة حسب المعادلة التالية :

عدد الجراثيم في 1 غم تربة = عدد المستعمرات في مقلوب التخفيف



ج - إستخدام المصائد الحية ، تؤخذ بذور نباتات حساسة كالرشاد والسبانخ والطماطم والسلق وغيرها وترزع في التربة المراد معرفة الفطريات المرضية فيها . إذ تسقى لمرة واحدة وتغلف بالنيلون المثقب ثم

تترك في جو درجة حرارته بحدود $25^{\circ}\text{C} \pm 3$ وبعد 7-10 أيام تحسب أعداد البادرات الميتة والنباتات السليمة ، ومنها يمكن إستخراج البذور المتعفنة ضمن معادلات وحسابات بسيطة .

تزرع البادرات الميتة أما بطريقة المزرعة المائية أو على الأوساط الغذائية لمعرفة الفطريات المرضية وتشخيصها .

د- إستخدام ثمار الخيار والجزر واللفل ، حيث يمكن عمل شقوق في هذه الثمار ووضع تربة فيها وتوضع في الحاضنة وبعد 3 أيام يمكن ملاحظة الفطريات النامية على تلك الثمار وهذه الطريقة مهمة لعزل فطريات *Pythium* والـ *Phytophthora* .

هـ - غسل التربة وإستخراج الشعيرات الجذرية والأجزاء النباتية وزرعها على الأوساط الغذائية وهذه الطريقة مهمة لعزل الفطريات *Macrophomina* ، *Fusarium* ، *Sclerotium* ، *Rhizoctonia* وغيرها .

و- طمر الأجزاء النباتية في التربة بعد ترطيبها كقرون البزايا ، شرائح البطاطا وغيرها وهي تقييد في عزل فطريات *Rhizoctonia* والـ *Pythium* .

ز- طمر قوالب من الوسط الغذائي PDA المغلف بالنايلون المتقب إذ تقييد هذه الطريقة لعزل جميع الفطريات .

ملاحظة : العزل من التربة :

إذا كان العزل عام نستعمل التخافيف ستظهر المتطفلة لعزل المتطفلة إجبارياً نأخذ سنادين مملوءة بالتربة ونضع فيها بذور حساسة للفطريات بشكل صفوف ثم نعطيها رية خفيفة بعدها نغلق السنادين بالنايلون لكي نمنع تبخر الماء ويكون النايلون مثقب لدخول الأوكسجين أيضاً تظهر المتطفلة جزئياً نجلب ثمار نعمل فيها شق أو حفرة ثم ننشر فيها كمية قليلة من التربة ثم نغطيها بالجزء المأخوذ ثم نلفها بالكيس النايلون ونضعها في الحاضنة نجلب PDA بعدها نصلبه نقطعه إلى مكعبات عمره في التربة بعد 24 ساعة نأخذ ثم نضعه في وسط غذائي.

اختبار القدرة الإمراضية للفطريات :

يستخدم الوسط الزرعي W.A.³ لإختبار القدرة الإمراضية للفطريات المأخوذة من مزارع بعمر عشرة أيام ثم تحضن الأطباق في درجة حرارة (25±2)°م وبعد 48 ساعة تزرع الأطباق ببذور الفجل (المعقمة بهايوكلورات الصوديوم بتركيز 10% من التركيز التجاري لمدة دقيقتين والتي تم غسلها بالماء المقطر المعقم مررتين في كل مرة و تركت البذور في الماء مدة دقيقتين ، جففت بوضعها على ورقة ترشيح معقمة) بعدها تتم زراعة البذور في الأطباق البترية 25 بذرة في كل طبق على بعد 1 سم من حافة المستعمرة ، وبشكل دائري حول المستعمرة الفطرية مع معاملة السيطرة من دون فطر ، بعد سبعة أيام تحسب النسبة المئوية للبذور النابضة والبادرات السليمة ، وبعد أسبوعين يتم قياس طول البادرات السليمة ، و حساب الوزن الطري للبادرات السليمة.

اختبار القدرة التضادية بين فطريات المقاومة الأحيائية والفطريات الممرضة

تستعمل تقنية الزرع المزدوج Double culture technique في إطباق بتري حاوية على الوسط الغذائي P.D.A. المعقم ، ولاختبار القدرة التضادية يقسم الطبق على قسمين متساوين ، ويلتحم مركز القسم الأول بقرص قطره (0.5) سم من الفطر الممرض بواسطة ثقب فليني معقم من قرب حواف المستعمرة المنماة على الوسط P.D.A. بعمر 7 أيام أيضا ، أما مركز القسم الثاني من الطبق يلتحم بقرص قطره (0.5) سم من حواف مستعمرة فطر المقاومة الإحيائية بعمر 7 أيام ، كررت كل معاملة ثلاثة مرات ونفذت معاملة للسيطرة ؛ وذلك بتلقيح مركز القسم الأول من الطبق بالفطر الممرض فقط ، وكذلك طبق آخر بفطر المقاومة الإحيائية فقط ، وكل على انفراد (Dewan, 1989). تحضن الأطباق جميعها في الحاضنة بدرجة حرارة (25±2)°م ، ثم يجري قياس معدل النمو القطري للفطريات الممرضة وفطريات المقاومة الإحيائية بعد 5 أيام من الزرع المزدوج ، و تتم حساب النسبة المئوية للتنبیط على وفق معادلة Abbot:

³ وسط الاكر المائي Water Agar (W.A.)

يحضر الوسط باضافة (17) غم من الاكر الى 1 لتر ماء مقطر ثم أضيف إلى الوسط المضاد الحيوي Chloramphenicol بواقع 250 ملغم/لتر. ويعقم بجهاز الموصلة بدرجة حرارة 121 م° وضغط 15 باوند/انج² لمدة 20 دقيقة ، بعدها يترك الوسط ليبرد.

معدل أقطار النمو الفطري في المقارنة – معدل أقطار النمو
الفطري في المعاملة

$$= \% \text{ للتبليط} = \frac{\text{معدل أقطار النمو الفطري في المقارنة}}{100 \times \text{معدل أقطار النمو الفطري في المعاملة}}$$

اختبار لمعرفة توافق البكتيريا مع فطريات المقاومة الإحيائية بعد خمسة أيام من زراعتها على وسط زرعي P.D.A في درجة حرارة $25 \pm 2^\circ\text{C}$

تستعمل تقنية الزرع المزدوج Double culture technique في الأطباق ، يقسم الطبق إلى قسمين متساوين ، ويلقيح مركز الطبق بالبكتيريا ، وذلك بأخذ قطرة من التركيز 68×10^4 بطرف إبرة معقمة وبطريقة التخطيط المتعرج أما مركز كل قسم يلقيح بقرص قطره (0.5) سم من فطر المقاومة الإحيائية بواسطة ثاقب فليني معقم من قرب حواف المستعمرة المنمرة على الوسط P.D.A بعمر 7 أيام ، تكرر كل معامله ثلاث مرات و تنفذ معامله السيطرة ، وذلك بتلقيح مركز القسم الأول من الطبق بالفطر فقط ، وكذلك طبق آخر بالبكتيريا فقط ، وكل على انفراد. تحضن الأطباق جميعها في الحاضنة بدرجة حرارة $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$ ، ثم يجري قياس معدل النمو القطري للفطريات بعد 5 أيام من الزراعة وامتداد النموات البكتيرية ، ويتم حساب النسبة المئوية للتبليط على وفق معادلة Abbot بحسب ما جاء به شعبان والملاح (1993)

معدل أقطار النمو الفطري في المقارنة – معدل أقطار النمو
الفطري في المعاملة

$$= \% \text{ للتبليط} = \frac{\text{معدل أقطار النمو الفطري في المقارنة}}{100 \times \text{معدل أقطار النمو الفطري في المعاملة}}$$

ومن ثم يتم حساب النسبة المئوية للتوافق وكما يأتي :

$$\% \text{ للتوافق} = 100 - \% \text{ للتبليط}$$

اختبار قدرة الفطريات المعزولة في إذابة الفسفور :

يستخدم لهذا الغرض وسطي آكار مستخلص البطاطا PDA ومارتن Martin والمذكورة تراكيبيها في الجدول الآتي ، مع إضافة قطرة من صبغة (Rose Bengal) إذ تم تحضير محلولين معقمين مكونين من 10% من كل من K₂HPO₄, CaCl₂. حيث أخذ 5 مل من محلول الأول و10 مل من محلول الثاني

وأضيفا إلى الوسطين الزرعين المذكورين بعد مزجهما آنياً ثم صبت الأوساط في الأطباق وتركت لكي تتصلب وزرعت بنماذج الفطريات المراد اختبارها والمعزولة من منطقة الدراسة على تلك الأوساط بإستخدام الثاقب الفليني وحصنت على درجة حرارة 28 م° ولمدة (24 ، 48 ، 72 ، 96 ، 120) ساعة وإستدل على قدرتها في إذابة الفسفور من خلال تكون حالة شفافة محيطة بمستعمرة الفطر.

ملاحظة : تضاف قطرات من صبغة (Rose – Bengal) إلى وسط مارتن وكذلك وسط (PDA) ليتحول لونه إلى الأحمر.

الوزن	المكونات	الوزن	المكونات
200 غم	Potato	10 غم	Glucose
20 غم	D-Glucose	5 غم	Pepton
15 غم	Agar	1 غم	K2HPO4
		0.5 غم	MgSO4.7H2O
		30 غم	Streptomycin
		15 غم	Agar
		0.035 غم	Rose Bengal
1.000 مل	D.W.	1000 مل	D.W.

حفظ الفطريات :

إن عملية حفظ الفطريات تعتبر عملية تخزين لبعض أنواع الفطريات لفترات زمنية متفاوتة تختلف مدتها بإختلاف نوع الفطر وطريقة الحفظ مع وجوب الإحتفاظ بالخواص الأساسية والفعالة قدر الإمكان وتحفظ الفطريات بعدة تقنيات منها :

1- الحفظ على البذور :

أ- الطريقة الأولى :

تحضر بذور نظيفة لنبات الدخن أو الشيلم أو غيرها وتنقع بالماء لمدة 6 ساعات ثم توضع على ورق نشاف بعد ترشيحها للتخلص من الماء الحر ، بعدها توزع البذور في قناني زجاجية بواقع (50) غم ، لكل زجاجة ثم تسد فوهاتها بسدادات قطنية ، وتدخل إلى جهاز الموصدة في درجة حرارة 121 م° وضغط 15 باوند/انج² لمدة ساعة ثم تخرج وتترك لتبرد ، يكرر التعقيم في اليوم التالي لمدة ساعة أيضا (Dewan، 1989) ، بعدها تخرج ، وتترك لتبرد ويستعمل هذا الوسط في تحضير اللقاحات الفطرية بكميات مناسبة وتبقى الفطريات في هذا الوسط لمدة شهر .

ب- الطريقة الثانية :

تغسل بذور أحد محاصيل الحبوب كالشعير أو الشوفان أو القمح ويضاف لها كلورامفينيكول 250 غم / مل ماء ومن ثم يزال الماء وتعقم الحبوب لمدة ساعة بدرجة 12 م° على مدى يومين متتاليين وتلقيح بالفطر وتحضن في 23 – 27 م° لمدة 7 – 10 أيام وتخزن في 25 م° وتصل فترة الحفظ إلى 10 سنوات .

2. الحفظ بالكلسيرون Glycerol :

يتم تحضير وسط زراعي ملقي بالفطر ومن ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة في جو معقم ووضعها في أنابيب اختبار تحوي على ماء مقطر وقسم تحوي على 15% كليسيرول و50% كليسيرول وتحضير وسط زراعي ملقي بالفطر في أنابيب بصورة مائلة وتغمر أيضاً بالماء المقطر و15% كليسيرول و50% كليسيرول ويحفظ في درجة 4 م° . ويتم اختبار نشاط الفطر كل 6 أشهر وحتى 30 شهر .

3- الحفظ باستخدام الوسط الغذائي السائل :

حيث يحظر بنفس طريقة تحضير الوسط PDA لكن بدون إضافة الأكار ويفيد هذا الوسط في حفظ العديد من الفطريات مثل Beauveria spp. و Aspergillus spp. وغيرها .

4- الحفظ على الرمل :

أ- الطريقة الأولى :

يغسل الرمل لإزالة الملح والطين ويوضع في أكياس حرارية خاصة أو زجاجات 60 مل من الرمل أو الطمي ثم يعقم 20 دقيقة عند 120 م° ويعقم مرتين ويضاف له 20% من الماء المقطر المعقم ثم يلقيح بالفطر المطلوب

بكمية 1 مل من معلق الفطر إلى كل زجاجة أو كيس وبعد 2 – 14 يوم من النمو تغلق جيداً وتخزن في 4 م° . وهذه الطريقة مهمة لحفظ أنواع عديدة من الفطريات كما في الفطر *Rhizoctonia* spp. و *Fusarium* spp. حيث يتم حفظ الفطريات بهذه الطريقة لعدة سنين .

5- الحفظ بالماء المقطر :

أ- الطريقة الأولى :

تغمس نهاية عصا زجاجية بالماء المقطر وتدحرج على سطح وسط زراعي نامي بالفطر المراد حفظه ، وتغمس العصا في أنبوب إختبار يحتوي على 3 – 5 مل ماء مقطر معقم ويسد بإحكام بعطايا بلاستيك ويحفظ في درجة حرارة الغرفة في مساحة خالية من الغبار . ولإعادة نمو الفطريات تغمس نهاية عصا زجاجية بالمعلق المائي ويلقح بها وسط زراعي ويحضن . يمكن للفطريات أن تحفظ بهذه الطريقة لمدة 10 سنوات أو أكثر عدا بعض الفطريات الزيكوتية التي يمكن أن تبقى لعدة أشهر فقط .

ب- الطريقة الثانية :

توجد طريقة أخرى للخزن بالماء المقطر وهي تنمية الفطر على وسط إلى أن يكون سبورات بعدها يضاف عليه 6 – 7 مل ماء مقطر معقم وتكشط الطبقة السطحية للوسط الزراعي ومن ثم يفرغ في قنينة زجاجية معقمة وتخزن في 25 م° .

6- حفظ الفطريات بالزيوت :

تعتبر من أقدم وأبسط الطرق في الحفظ حيث تستمر فترة الحفظ بها لمدة 32 عام وتحفظ في درجة حرارة الغرفة (15-20) م° ومن فوائد هذه الطريقة هي منع نمو بعض العناكب على العزلات الفطرية وأيضاً حماية العزلات من الجفاف . يتم تعقيم الزيوت المعدنية أو البارافين السائل بالأوتوكليف لمدة ساعتين وبضغط 15 باوند وإذا وجدت رطوبة في الزيت يوضع في فرن جاف عند 170 م° لمدة 1 – 2 ساعة (هذه الطريقة اختيارية حسب وجود الرطوبة) . ثم تتمى فطريات على أوساط زراعية مائلة في أنابيب إختبار وتغطى بحوالي 10 ملم من الزيت وتحفظ الأنابيب بوضع رأسى عند حرارة الغرفة (15 – 20 م° و 12 م° لأنواع المزيد من الزيت إذا لزم الأمر . ولإستعادة نشاط الفطر تؤخذ قطعة صغيرة من المستعمرة الفطرية ووضعها على وسط زراعي آخر بعد زوال الزيت .

7- حفظ الفطريات على المخلفات النباتية :

تستخدم أيضاً المخلفات النباتية في حفظ الفطريات بنفس طريقة الحفظ على البذور حيث تغسل المخلفات وتنقع لمدة 6 ساعات ثم تعقم بجهاز الأتوكليف لمدة ساعة وفي اليوم التالي أيضاً تعقم لمدة ساعة وبعد أن تبرد تلقيح بالفطر المراد حفظه ثم تحضن وبعد نمو الفطر عليها تخزن في الثلاجة .

8- حفظ الفطريات بالوسط المائي :

يحضر وسط PDA ويوضع في أنابيب إختبار بصورة مائلة ويلقح بالفطر ثم يوضع بالحاضنة لنمو الفطر ثم ينقل في الثلاجة بدرجة 20 م° وأيضاً هذه الطريقة تحفظ الفطر لعدة سنين .

9- الحفظ بالنایتروجين السائل :

بعد زراعة الفطر في أطباق بتري يحضر بدرجة 24 م° لمدة 14 يوم ثم ينقل إلى الفريزر ويحفظ في 4 م° بعد ذلك تنقل الأطباق إلى جهاز النايتروجين السائل للحفظ . تعتبر هذه الطريقة غير مرغوبة بسبب كلفتها الإقتصادية العالية والحد الشديد عند التعامل مع النايتروجين السائل .

10- حفظ الفطريات بالتجميد :

يحضر 20% من محلول الحليب الخالي من الدسم ويعقم بالأتوكليف عند 116 م° لمدة 20 دقيقة في أنابيب إختبار سعة 10 مل كل أنبوب ، ومن ثم يخزن عند 2 - 8 م° . يحضر عالق بوغي وذلك بإضافة 2 مل من محلول الحليب للأنبوب أو الطبق الزراعي الحاوي على الفطر ، ومن ثم يضاف العالق مرة أخرى إلى الأنابيب الحاوي على ما تبقى من محلول الحليب وزع 0.2 مل من المعلق في كل أنبوب .

ملاحظة: يجب أن لا تترك الأبوااغ في محلول الحليب لأكثر من ساعتين وذلك لمنع إنباتها .

بعد غلق الأنابيب بالقطن توضع في أمبرولات زجاجية خارجية مغلقة بإحكام وتوضع في جهاز التبريد - الجاف . ولإنباتات الفطريات مرة أخرى أنقل العالق المحفوظ إلى 5 مل من الماء المقطر المعقم في أنبوب إختبار .

11- حفظ الفطريات بأوراق الترشيح :

أ- قطع أوراق ترشيح إلى مربعات صغيرة وتعقم بالأتوكليف وتوضع على سطح وسط آكار



ب- تؤخذ أقراص من وسط زرعي آخر نامي عليه فطر وتوضع فوق أوراق الترشيح . (يحتاج الفطر إلى 10

- 15 يوم لملأ الطبق)



ج - بعد أن يبدأ الفطر بالنمو على ورق الترشيح يتم فصل الأوراق عن الوسط وتوضع في أطباق بتري جديدة خالية من الوسط .

د- تحضن الأطباق الحاوية على الأوراق في الحاضنة لمدة 20 – 30 يوم لغرض تجفيفها . وتعتبر عملية التجفيف مهمة جداً حيث إذا كانت سريعة تموت الفطريات وإذا بطيئة تتلوث الفطريات بفطريات أخرى أو بكتيريا .

ه - بعد جفاف الأوراق والفطر الذي عليها توضع 10 – 12 قطعة من ورق الترشيح في كيس شفاف لامع معقم ويخزن بدرجة 4 م° وأحياناً ممكן أن يخزن بدرجة 20 م° . تستمر فترة الخزن بهذه الطريقة 5 – 10 سنوات .



و- عند الحاجة إلى إكثار الفطر تؤخذ قطعة ورق ترشيح وتوضع على وسط زرعي جديد وتحضن لكي ينمو الفطر .



حفظ الأكياس في الثلاجة

12- حفظ الفطريات على الخشب :

تجلب قطع صغيرة من خشب الزان غير المعالج (بقطر 12 ملم وسمك 6 ملم) تضاف إلى وسط مستخلص الشعير السائل (60) قطعة من الخشب لكل 100 مل وسط وتعقم لمدة 20 دقيقة بالأوتوكيلف بدرجة 121 م° ويكرر التعقيم مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة . ثم تؤخذ 15 قطعة من الخشب في طبق بتري حاوي على وسط زراعي ويلقح بالفطر ويغلف بالبارافيلم ثم بعد 10 – 15 يوم تنتقل قطع الخشب الملقحة إلى أنابيب اختبار معقمة تحتوي على 6 – 7 مل من 2% مستخلص الشعير المخمر وتغلق الأنابيب بالقطن وتحضر لأسبوع واحد تقريباً ويستبدل القطن بعد ذلك بالسليفان أو البارافيلم وتخزن في 4 م° . ولإعادة تنمية الفطر تستخرج قطعة من الخشب وتوضع على وسط آكار ويغلق الأنبوب المخزون ويعاد للثلاجة .

13- الحفظ بطريقة شرائط الآكار :

يزرع فطر على وسط آكار ويقطع الوسط إلى شرائح بطول 1 سم ثم توضع في أطباق معقمة خالية وبعد أسبوع واحد في درجة حرارة الغرفة سوف تجف القطع ، تنتقل بعد ذلك إلى أمبولات معقمة ومغلقة وتحفظ لمدة تصل إلى 3 – 5 سنة .

14- حفظ الفطريات على الحشرات أو الأنسجة النباتية :

تحفظ الحشرات والأنسجة المصابة بالفطريات وذلك بتجفيفها وتجميدها وخرزها عند الحاجة .

15- حفظ الفطريات بواسطة السيليكا جل :

تستخدم هذه الطريقة لحفظ السبورات عند عدم توفر النايتروجين السائل حيث وجد إن سبورات الفطر المحملة على هلام السيليكا والمضاف لها حليب خالي من الدسم تبقى حية لمدة 4 – 5 سنوات .

تملاً أنابيب ذو أغطية محكمة الإغلاق بـ 6 – 22 حبة من السيليكا الخالية من الصبغات وتعقم بالحرارة الجافة لمدة 90 دقيقة عند 180 °م وتخزن في حاويات مغلقة بإحكام . بعدها يتم عمل عالق سبوري 10% من بودرة الحليب خالي الدسم في ماء مقطر مبرد مسبقاً إلى 4 °م كذلك تبرد السيليكا إلى 4 °م وتوضع في حمام مائي – ثلاجي . يضاف معلق الأبوااغ إلى السيليكا (0.5 مل / 4 غم سيليكا) ويترك في الحمام لمدة 30 دقيقة ثم تخزن الأنابيب في حرارة الغرفة لمدة أسبوع إلى أسبوعين ثم ترج الأنابيب وتوضع في حاويات محكمة الغلق عند 4 °م .

16- حفظ الفطريات بالتجفيف :

تحفظ الفطريات بهذه الطريقة لأكثر من ستة أشهر كما تستخدم أيضاً في حفظ الخماائر حيث تملاً أمبرولات زجاجية بالوسط Sabouraud Glucose Agar وذلك بكمية 1 مل من G.A. ثم 2% من Sabouraud ثم تعقم بالأوتوكليف وتلقيح بالفطر المراد حفظه وتوضع في الحاضنة وعندما يملأ الفطر سطح الأمبرولة تجمد الأمبرولات بدرجة 70 °م ومن ثم تجفف بتقريغ الهواء بـ 15 – 25 باسكال وتغلق فوهة الأمبرولات جيداً وتخزن في درجة حرارة الغرفة .

حساب نسبة إنبات البذور :

س ١ إحسب النسبة المئوية لحيوية البذور والنسبة المئوية لتعفن البذور وموت البادرات قبل البزوغ وموت البادرات بعد البزوغ والنسبة الكلية لموت البادرات علماً أنه لديك 75 بذرة طماطم فقط .

الحل ١١ تؤخذ عينة من البذور ولتكن 10 بذرات وتنميها في طبق بتري يحتوي على قطن مبلل أو ورق ترشيح لمعرفة النسبة المئوية لحيوية البذور وبعد ذلك نمت 8 فقط

10 8

100 ×

$$80 = 10 \backslash 800 \text{ النسبة المئوية لحيوية البذور}$$

وعدد البذور التي نزرعها في الحقل من أصل 65 بذرة هو :

$$65 \times$$

$$100 \quad 80$$

$$52 = 100 \backslash 5200$$

نزرع 52 بذرة وبعد يومين نشاهد عدد البادرات فقط 40 بذرة و 12 بذرة ماتت

$$52 \quad 12$$

$$100 \times$$

$$23.07 = 52 \backslash 1200$$

وبعد مرور أسبوع شوهدت 15 بادرة متوفة (ميتة) من أصل 40

$$40 \quad 15$$

$$100 \times$$

$$37.5 = 40 \backslash 1500$$

إذن النسبة الكلية لموت البادرات وتعفن البذور هي :

$$27 = 12 + 15$$

$$52 \quad 27$$

$$100 \times$$

51.9 % = 52 \ 2700 النسبة المئوية الكلية لتعفن البذور وموت البادرات

ثانياً : البكتيريا The Bacteria

كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية منها المكورات والعصيات والحلزوني وهي تتجمع مع بعضها وتأخذ أشكالاً متعددة مثل عقد أو سبحة فتسمى مكورات عقدية أو على شكل عنقود فتسمى مكورات عنقودية. تتراوح أبعاد البكتيريا بين 0.5-5 ميكرومتر مع أن التنوع الواسع للبكتيريا يمكن أن يظهر تعدد أشكال كبير جداً. تدرس البكتيريا في ما يدعى علم البكتيريا أو البacteriology الذي يعتبر فرعاً من فروع علم الأحياء الدقيقة. كانت البكتيريا من أولى أشكال الحياة التي ظهرت على سطح الأرض وهي موجودة في معظم المواطن على هذا الكوكب. كما تستوطن التربة، الماء، ينابيع المياه الحارة الحمضية والكبريتية، المخلفات الإشعاعي، والأجزاء العميقة من القشرة الأرضية. أيضاً تعيش البكتيريا في النباتات والحيوانات كما تزدهر في المركبات الفضائية المأهولة بالبشر.

Cultural Characterization

إن عملية وصف المستعمرات البكتيرية تتضمن دراسة مظهرية Morphological لهذه المستعمرات وحسب الوسط الذي تتمى عليه وكالآتي :

1- صفات المزارع البكتيرية في الأوساط الزرعية الصلبة : Agar Plate Colonies


وتتضمن هذه الصفات ما يلي :

أ- الحجم Size : إذ تتراوح أحجام المستعمرات بين الصغيرة جداً (جزء من ملم) ومستعمرات كبيرة (5-10) ملم .

ب - الشكل Shape : ويمكن ملاحظة ذلك بالصفات فالمستعمرات أما أن تكون دائيرية Circular



وغير منتظمة Irrigular



أو أن تكون خيطية Filamentous




وأن تكون حبيبية Granular


ج - الحافة Edg / Margin : وتكون الحافات بالأشكال التالية :



(a) حافة دائرية كاملة Entire



(b) حافة متموجة Undulate




(c) حافة مسننة Serrate



(d) حافة خيطية Filamentous

ء - الإرتفاع Elevation أما أن يكون :



1- مرتفع Raised



2- محدب Convex



3- محدب ومرتفع من المركز Unbonate



4- عالي التحدب Pulvinate


ه - اللون / Color الصبغات : وتتراوح ألوان المستعمرات من اللون الأحمر والبني والأصفر والبنفسجي

و - الإضاءة Optical features : إذ تكون بعض المستعمرات لامعة أو شفافة أو معتمة

ز - القوامية Consistency : بعض المستعمرات تكون مائية أو لزجة أو غشائية أو صلبة

2- صفات المستعمرات في الأوساط السائلة : Nutrient Broth

ومن أهم صفاتها كمية النمو Amount of growth حيث يكون النمو متساوياً أو متوزعاً بشكل قشرة أو راسب أو حبيبي أو بشكل حلقة .



Scarab عکر
Cloudy سحابی
No Growth حیاتی راسپ
Clear حلقه قشرة
Ring حلقة
Pelicle حبیبی
Granular نسخ سالب

وبالإشارة للكمية نضع سالب إذا لا يوجد نمو و + إذا النمو قليل و ++ إذا النمو متوسط و +++ إذا النمو كثيف .

عزل البكتيريا من البيئة

A- طريقة قطرة المعلقة Hanging Drop Slide

1- تعقيم اليد والمناصل بالمطهر قبل البدء بالعمل.

2- تنظيف شريحة قطرة المعلقة بالماء والصابون وتجفف جيدا مع الغطاء.

3- تتبع الخطوات التالية :

أ- بإستخدام عيدان خشبية ضع قطرات من الفازلين على زوايا الغطاء .

ب- ضع مرتين من Loop من المزرعة السائلة للبكتيريا وسط الغطاء .

ج - إقلب الشريحة ذات التقعر وثبتها على الغطاء .

د- إقلب الشريحة وإفحصها تحت العدسة الزيتية .

4- افحص تحت قوة التكبير 11 ثم حول على قوة التكبير الاعلى. ثم سجل ما تشاهد .

* يجب الاسراع في فحص العينة وذلك لأن التأخير قد يؤدي إلى تكافف الماء المحصور بين الغطاء

والشريحة وبالتالي عدم وضوح الرؤية اضافة إلى تباطؤ حركة البكتيريا مع مرور الوقت

بـ- الفلورا الطبيعية للجلد :

1- تمسح منطقة الجلد بقطعة قطن مشبعة بالكحول بتركيز 71 % دقة وتطهير المنطقة من الاحياء المجهرية غير الموطنة Transient organisms والتي لا تشكل جزء من الفلورا الطبيعية

2- ترك لتجف

3- ترطيب الـ Swab بالسللين ويمسح الجلد في منطقة محددة لمدة 15 ثانية.

4- يفتح الطبق تحت ظروف معقمة ويلقح سطح الاكار بواسطة مسحة القطني ويتم التخلص من المسحة بوضعها في بيكر يحتوي على ديتول.

5- يحضن الطبق في الحاضنة لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة 37 ° م.

6- تفحص الاطباق وتدرس انواع المستعمرات واشكالها ما الوانها، قوامها.. اما لدراسة الفلورا في الهواء يترك الطبق مفتوح في المختبر لمدة نصف ساعة ثم يغلق ويهضن بنفس الطريقة.


عزل البكتيريا في المزارع النقية Isolation of pure culture

إن عملية عزل البكتيريا بعد دراستها مظاهرياً وتشخيصها هو العامل الأساسي في إنجاز البحث المخبرية بشكل دقيق وتوجد تقنيات مختلفة خاصة بهذه العملية ومن أهم هذه الطرق :

1- العزل بعمل خطوط Streak – plate

2- العزل بواسطة النشر Spread – plate

وتستخدم في هذه الطريقة نقل عينات أو نماذج البكتيريا بواسطة الناقل Loop المعقم إلى أطباق تحتوي على أوساط جاهزة Agar متصلب ويمكن استخدام طريقة النشر حيث تستخدم عصا زجاجية على هيئة حرف L والغرض من عملية النشر والتخطيط هو تخفيض تركيز البكتيريا بحيث تصبح البكتيريا منعزلة عن بعضها البعض . وتوجد تقنيات مختلفة للحصول على مستعمرات معزولة إذ تعتبر كل مستعمرة معزولة هي عبارة عن جيل ناتج من خلية واحدة (مستعمرة ندية) وبذلك يمكن نقل أي جزء من هذه المستعمرة الندية إلى أطباق أخرى للحصول على مزارع بكتيرية أخرى .



عزل البكتيريا من التربة :

أخذ العينات :

1- نستعمل أنبوبة معدنية بطول 30 سم ويراعى تعقيم الأنبوبة قبل أخذ العينة وغالباً ما تكون العينات سطحية على بعد 10-15 سم من سطح التربة وتوضع العينات مباشرة في أكياس بلاستيك أو أواني خاصة نظيفة .

2- تؤخذ 5 عينات بطريقة عشوائية لنوع واحد من الأراضي .

3- تجفف العينات في الهواء

4- تمرر خلال منخل سعة ثقوبها 5 سم لإزالة الحصى والأحجار وجذور النباتات ثم تمرر خلال منخل سعة ثقوبها 1 ملم ثم توضع في أوعية محكمة الغلق .

5- تحفظ العينات على درجات حرارة منخفضة أثناء التخزين وتحلل في أقرب وقت ممكن (أقل من أسبوعين)

6- تخلط العينات الخمس للأرض الواحدة جيداً ثم تقسم إلى قسمين أو ثلاثة ويؤخذ منها 10 ملغم لتحضير معلق الأرض .

7- يرج المعلق لمدة 15 دقيقة بواسطة جهاز رج لضمان تفريغ الأحياء الدقيقة عن حبيبات التربة .

8- يلزم أن تقدر في البيئة نسبة الرطوبة قبل تحضير المعلق حتى يمكن حساب النتائج على أساس الوزن الجاف للبيئة .

تحضير المزارع البكتيرية بإستخدام عملية التخافيف (الصب بالأطباق)

بعد جلب نماذج التربة من الحقل مباشرة يتمأخذ العينة الخاصة بالبحث وإجراء الخطوات التالية على هذه العينات من خلال حساب العدد الكلي للبكتيريا بإستخدام تقنية Plate count Agar technique وكما يلي :


أولاً : تحضير الوسط الزراعي :

في البداية يبدأ العمل مختبرياً بتحضير الأوساط الخاصة بتنمية البكتيريا وهو وسط N.A.

ثانياً : تحضير التخافيف :

أ- يؤخذ غم واحد من التربة الطازجة Freash ونوضع في test tube يحتوي على 10 مل من الماء المقطر والمعقم ومحكم الغلق

ب- بعد رج الأنابيب الأول بهدوء إلى أن يتمزج نموذج التربة ثم نسحب من وسطه 1 مل وننقله إلى الأنابيب الثاني الذي يحوي 9 مل من الماء المقطر والمعقم وهكذا نستمر بالعملية إلى الأنابيب السادس بحيث تصبح التخافيف كالتالي



ثالثاً : عملية الصب في الأطباق وحساب العدد الكلي للبكتيريا :

أ- تحضر 6 أطباق نظيفة ومعقمة مقابل كل تخفيف

ب- يسحب 1 مل من كل تخفيف ويوضع في وسط الطبق

ت- يضاف 15 مل من الوسط إلى كل طبق من الأطباق الستة

ث- تحرك الأطباق بإتجاه عقارب الساعة حركة خفيفة وعكس إتجاه عقارب الساعة

ج- تترك الأطباق لمدة نصف ساعة إلى أن تتصلب ثم تقلب وتوضع وهي مقلوبة داخل الحاضنة

وتترك لمدة (48 – 72) ساعة ثم تلاحظ النموات البكتيرية وتدون الملاحظات .

حساب البكتيريا :

العدد البكتيري = عدد المستعمرات × مقلوب التخفيض

$$^5 10 \times 2 = ^3 10 \times 200 =$$

$$^5 10 \times 4 = ^4 10 \times 40 =$$

$$^5 10 \times 4 + ^5 10 \times 2$$

$$cfu / g ^5 10 \times 3 = \underline{\hspace{10mm}}$$

2

Colony forming unit / gm

وحدة مكونة للمستعمرات / غم

إذا كانت تربة فهو غم وإذا سائل مل وإذا حصلت هذه الحالة 10^{-4} / 0 فهي أقل من 1000

ملاحظة :

الطريقة السابقة هي لفحص الخلايا الحية فقط أما الطريقة الميكروسكوبية فهي لفحص الخلايا الميتة والحياة دون تمييز .

تقدير بكتيريا النايتروباكتر *Nitrobacter* والنايتروسوموناس *Nitrosomonas* (بكتيريا النترجة) :

إن بكتيريا النايتروباكتر هي المسئولة عن أكسدة الأمونيوم إلى نتریت كما في المعادلة :

Oxid



nitrosomonas

حيث تم استخدام أنابيب تحتوي على 3 مل من الوسط الغذائي Ammonium bicarbonate كما تم استخدام أنابيب إختبار أخرى تحوي 9 مل من الماء المقطر (لغرض إجراء التخافيف) والمأخوذ

وإعداد تخفيف من 10^{-1} - 10^{-6} ثم تلقيح كل 5 أنابيب تحتوي على الوسط الغذائي بوحدة مل من كل تخفيف وبذا يكون عدد الأنابيب الملقحة لكل نموذج تربة (20) وتوضع هذه الأنابيب في الحاضنة على درجة حرارة 28 ° ولمدة 4 أسابيع مع نموذج للمقارنة (أنابيب تحتوي على الوسط الغذائي السائل بدون تلقيح للمقارنة) ويتم الكشف عن النتريت No2 بإستخدام كاشف (Gress - losvay) والذي يتكون من :

∞ - napthalamin - 1

Sulfo Ironic acid - 2

3- خلات الصوديوم $\text{CH}_3\text{CooNa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ والذي تحضر في المختبر وتخلط آنها أثناء التجربة وبكميات متساوية يضاف 3 قطرات من المزيج إلى كل أنبوبة حيث يلاحظ تحول اللون من الرائق إلى الأحمر الأرجواني وهذا يدل على وجود النتريت ويسمى بالكشف الموجب إلى بكتيريا النيتروسومonas أما الأنابيب التي تعطي كشف سالب يبقى لونها رائق وينظم جدول يستخرج منه العدد الأكثر إحتمالاً (MPN) حيث يضرب الرقم المستخرج من الجدول في مقلوب التخفيف الأوسط وبذلك نحصل على العدد الأكثر إحتمال ببكتيريا النيتروسومonas في غرام واحد تربة رطبة ثم يتحول إلى غرام واحد تربة جافة .

يتم الكشف عن النترات بإستخدام كمية قليلة من كاشف آخر بشكل مسحوق من الخارصين والنحاس وأوكسيد المنغنيز إذا تطور اللون أرجواني موجب وإذا لا سالب أي لا توجد بكتيريا .

عد بكتيريا النترجة :

اعتمدت طريقة الإحتمال الأعظم (MPN) والموصوفة من قبل (Alexander and Clark, 1965) في عد بكتيريا النترجة كل من *Nitrobacter*, *Nitrosomonas* وبإستخدام الأوساط الزرعية الآتية وتحضين الأنابيب الحاوية على تلك الأوساط الزرعية على درجة حرارة 28 ° ولمدة أربعة أسابيع والكشف عن النترات بإستخدام كاشف Griss-losvay حيث عد تكون اللون الأحمر الأرجواني عند إضافة الكاشف دليلاً موجباً لوجود النترات ، كما وأضيف كاشف مكون من مسحوق خليط Zn و Cu وأوكسيد المنغنيز MnO_2 للكشف عن النترات المتكونة من تحول النتريت إذ عد تطور الوسط في الأنابيب إلى الأرجواني فحصاً موجباً لوجود النترات .

مكونات الوسط الغذائي Nitrobacter لتنمية بكتيريا *Nitrate-calcium carbonate* ، والوسط
الغذائي *Nitrosomonas Ammonium – bicarbonate*

المكونات	الوزن	المكونات	الوزن
KNO ₂	0.06 غم	(NH ₄) ₂ SO ₄	0.5 غم
K ₂ HPO ₄	1.0 غم	K ₂ HPO ₄	1.0 غم
NaCl	0.3 غم	NaCl	0.3 غم
MgSO ₄ .7H ₂ O	0.1 غم	MgSO ₄ .7H ₂ O	0.03 غم
FeSO ₄ .7H ₂ O	0.03 غم	FeSO ₄ .7H ₂ O	0.3 غم
CaCO ₃	1.0 غم	CaCO ₃	7.5 غم
CaCl ₂	0.2 غم	CaCl ₂	1.000 مل
D.W.	1.000 مل	D.W.	

عزل بكتيريا الرايزوبيوم Isolation of *Rhizobium*

من المعلوم إن بكتيريا *Rhizobium* تنتشر في العقد الجذرية للنباتات البقولية والجت وعليه من الضروري عزل هذه البكتيريا لأغراض

1- تقطع جذور نباتات الباقلاء ثم تغسل عدة مرات بالماء المقطر المعقم بعد إزالة دقائق التربة منها وتكرر هذه العملية عدة مرات .

2- توضع الجذور في دورق كبير ثم يضاف إليها محلول (HgCl₂) 0.001 أو باستخدام الكحول ولمدة 10 دقائق .

3- تنقل العقد بعد فصلها من الجذور (لونها وردي) وتغمر بالماء المقطر المعقم لعدة مرات .

4- يستخدم الملقط العريض وذلك للضغط على العقد وإخراج محتوياتها من البكتيريا (Rhizobium) و تبدأ عملية التشخيص.

5- يستخدم الوسط Agar Yeast Extract Manitol أو N. A. حيث نبدأ بنشر ما تم إستخراجه من العقد على الوسط أعلاه والذي يتم حضانته في 28 ° م ولمدة (3-4) أيام.

6- تؤخذ النموات بعد إخراجها من الحاضنة وتنقل بواسطة Loop على Slide ويتم تصبيغها بصبغة كرام Gram Stain صبغة تشخيصية وحسب الخطوات التالية :

1- 3 قطرات من صبغة Crystal Violet لمنطقة 30 ثانية .

2- 3 قطرات من صبغة Lughole's Iodine (محلول مثبت) لمنطقة 30 ثانية ولا يغسل بالماء .

3- إضافة أسيتون أو Al-cohol كمذيب 3-3 قطرات لمنطقة 30 ثانية ويفصل بالماء .

4- الصبغة المعادلة Sefranine (اللون الوردي) 3-3 قطرات لمنطقة 30 ثانية ويفصل بالماء فإذا ما أحنت الشريحة باللون البنفسجي فالبكتيريا موجبة للصبغة وإذا تحول اللون وردي فالبكتيريا سالبة للصبغة وهذه الطريقة تستخدم في تشخيص أعداد كبيرة من البكتيريا .

الفحص المجهرى للبكتيريا

A- تحضير المسحة Smear Preparation

أول وأهم خطوة في طريق التصبيغ هو تحضير المسحة

تحضير المسحة وفائدة كل خطوة:

1- تنظيف الشريحة بالماء والصابون لإزالة الاوساخ والدهون العالقة وتجفف.

2- بواسطة قلم التأشير ترسم دائرة صغيرة أو مربع على أحد جهات الشريحة وذلك لتحديد مكان عينة البكتيريا على الشريحة.

3- في حالة اخذ عينة بكتيريا من وسط سائل يعمق الـ loop ثم تنقل قطرة من الوسط السائل (بعد رجه) وتوضع ضمن الدائرة المرسومة تفرش على شكل طبقة رقيقة وتترك لتجف في الهواء.

اما في حالة اخذ عينة من وسط صلب فينقل جزء من المستعمرة بواسطة الـ loop الى قطرة من ماء الحنفية وتخلط جيدا وتفرش بشكل طبقة رقيقة ضمن الدائرة المرسومة ويعقم الـ Loop ثم تبرد على حافة

الوسط الصلب. تترك لتجف بالهواء لمدة 5 - 11 دقيقة (مع مراعاة ان تكون المسحة رقيقة لكي تصبح الخلايا بشكل متساو).

4- تثبت المسحة بتمرير الشريحة 3 مرات فوق لهب بنزين بحيث لا ترتفع حرارة الشريحة عند لمسها باليد بعد كل مرة تمرر على اللهب وهي اهم خطوة في تحضير المسحة إذ تعمل على :

1- تثبيت أو التصاق العالق بالبكتيريا لكي لا نفقد ها خلال الغسل عند التصبيغ.

2- إذا كانت البكتيريا مرضية فقد امراضيتها أي تفقد خطورتها وتصبح غير قادرة على الاصابة.

3- تبقى البكتيريا محافظة على شكلها وحجمها عند اجراء التثبيت بالصورة الصحيحة

SMEAR : هو تحضير مجفف لخلايا البكتيريا على الشريحة الزجاجية في نهاية عملية التثبيت تصبح الشريحة جاهزة للتصبيغ

يتم فحص البكتيريا باستخدام الميكروسكوب عن طريق تصبيغها بصبغات وهي :

أ- الصبغة البسيطة :

تعد طريقة التصبيغ البسيط من اسرع واسهل طرق تصبيغ البكتيريا سميت بهذا الاسم لأننا نستخدم نوع واحد من الاصباغ في خطوة واحدة فقط. ان معظم الصبغات التي تستخدم في الاحياء المجهرية تعد املاح من نوعين:

1- املاح حامضية وهي التي يكون فيها الايون الحامل للصبغة أو اللون (chromophore) سالب الشحنة (anion) مثل : sodium+ eosinate الصبغة في هذه الحالة هي الأيوسين

2- املاح قاعدية يكون فيها الكروموفور موجب الشحنة (cation) مثل : methylene blue+ chloride الصبغة في هذه الحالة هي المثلين الازرق

النوع الاول من الاصباغ هي الحامضية بمعنى ان الكروموفور الحامضي يتحد مع القاعدة مثل الـ NaOH لتكون مركب ملحي هو الصبغة .

النوع الثاني من الأصباغ هي القاعدية إذ تتفاعل مع حامض مثل HCl ليعطي المركب الملحي أو الصبغة. إذا الأصباغ الحامضية هي التي تحمل شحنة سالبة (على الكروموفور) والقاعدية هي التي تحمل شحنة موجبة (على الكروموفور أيضاً).

اما البكتيريا فقد تحتوي بداخلها على العديد من المكونات الحامضية (سالبة الشحنة) مثل الحوامض النوويه السكريات المتعددة الحامضية بروتينات ... الخ كما تحتوي ايضا على مكونات ذات طبيعة قاعدية (موجبة الشحنة) ولكن من المعروف ان الحصيلة النهائية للشحنات Net charge على جسم البكتيريا ككل هي الشحنة السالبة أي تتصرف البكتيريا بصورة عامة كجسم سالب تجاه الصبغات .

إذا الأصباغ القاعدية Positive Stains مثل Crystal basic fuchsin و Methylene blue الخ تتجذب إلى الخلايا البكتيريا وبالتالي تصطحب بها. أما الأصباغ الحامضية violet الخ تتجذب إلى الماء و بالتالي تصطحب بها. أما الأصباغ ذات الشحنة السالبة negative stains ذات الشحنة السالبة تتنافر مع الشحنة السالبة على الخلية البكتيرية ومن ثم ترفضها البكتيريا لتصطحب الخلفية فقط.

طريقة عمل Positive Stains

1- تنظيف الشرحة بالماء والصابون

ملاحظة: حتى الشرائح غير المستعملة يجب تنظيفها لأنها مطلية بمواد حافظة.

2 - بواسطة قلم التأشير ارسم دائرتين في وسط الشرحة.

3- بواسطة ال Loop انقل قطرة ماء وضعها وسط كل دائرة.

4- يعمق ال loop ثم يبرد. إذا كانت المزرعة صلبة انقل كمية قليلة جدا من مستعمرة بكتيريا عصوية وامزجها جيدا مع قطرة الماء. هذه العملية تعمل على تكثيف افراد المستعمرة المترابطة مع بعضها للحصول على خلايا مفردة. يعمق ال loop مرة اخرى وكرر العملية نفسها لمزرعة بكتيريا كروية. أما إذا كانت مزرعة البكتيريا سائلة فلا داعي لقطرة الماء.

5- بواسطة ال loop يتم فرش عالق البكتيريا ضمن الدائرة على شكل طبقة رقيقة. ترك لتجف في الهواء، ثم تمرر فوق لهب بنزين بالاستعانة بملقط لغرض التثبيت.

6- تغمر الشرحة بأحد الصبغات القاعدية مثل المثيلين الازرق لمدة دقيقة واحدة.

7- تغسل الشرحة بماء الحنفيه وتجف بوضع الشرحة بين ورقتي ترشيح والضغط الخفيف

عليهما. افحص تحت المجهر .

طريقة عمل Negative stain :

1- ضع قطرة ماء على شريحة نظيفة وامزج معها جزء قليل من البكتيريا الى ان تصبح القطرة عكرة.

2- أضف حملة Loop من صبغة حامضية مثل نكروسين وامزجها مع الخليط اعلاه لكي تكون طبقة رقيقة.

3- جفف في الهواء وافحص تحت المجهر.

ملاحظة: عند فحص الشرائح المصبوغة يفضل البدء بالعدسة الشبيهة X10 ثم 40 X وأخيراً العدسة الرئيسية.

بـ- الصبغات التفرقية : Differential stains

عند فحص قطرة عالق بكتيريا سواء على شريحة اعتيادية (wet mount) أو بطريقة القطرة المعلقة لاحظنا (شكل البكتيريا، حجمها، حركتها، وترتيبها) ان كانت مسبحية ، ثنائية، عنقودية الخ .

ولكن من مساوىء هذه التحضيرات الحية هي ان الشريحة سريعة الجفاف تحت تأثير حرارة المصدر الضوئي للمجهر اضافة إلى خطورة تلوث اليدين بالبكتيريا الحية. ممكن تلافي هذا الاخطاء باستخدام طرق التصبير حيث تقتل البكتيريا عند تحضير المسحة خلال عملية التثبيت بالحرارة أو بفعل الاصباغ القاتلة للبكتيريا. لذلك، عند الانتهاء من التصبير ممكن الاكتفاء بغسل الشريحة بالماء والصابون. وأخيراً ممكن الاحتفاظ بالشريحة لفترات اطول.

1- صبغة كرام Gram Stain

سميت هذه الصبغة بالصبغة العظيمة لأنها من أهم وأكثر الصبغات استخداماً، يذكر أن التصنيف الحالي للبكتيريا يشمل 1000 جنس مع 5000 نوع إضافة إلى الأعداد الجديدة التي تكتشف سنويًا. لذلك اعتمدت هذه الصبغة خطوة أولى في تشخيص البكتيريا ومنذ اكتشافها من قبل العالم Christian Gram عام 1883 تصنف هذه الصبغة الأجناس البكتيرية إلى مجموعتين كبيرتين هما:

1- بكتيريا موجبة لصبغة كرام G+ بنفسجية اللون مثل المكورات Coccis مثل *Staphylococcus aureus*

1- بعد تحضير الأطباق الجاهزة من المزارع البكتيرية تحضر مسحات للبكتيريا ونقلها بإستخدام معقم إلى Slid Loop وبحجم 1 سـ²

2- توضع الشريحة بشكل مائل ونضيف الصبغة البنفسجية Crystal violet بحدود 5 قطرات وتنترك لمدة نصف دقيقة

3- تغسل الشريحة بالماء المقطر جيداً

4- يضاف إلى الشريحة محلول اليود ولمدة نصف دقيقة Lugol's Iodine

5- أسكب اليود بدون غسل الشريحة

6- ضع قطرات من الكحول المزيل للألوان لمدة 15 ثانية Alcohols

7- تغسل الشريحة بشكل جيد

8- ضع عدة قطرات أو 5 من صبغة السفرانين Safranin (الصبغة المعادلة) لمدة نصف دقيقة

9- إغسل الشريحة بشكل جيد بالماء وأنتركها لتجف وذلك بإستخدام ورق النشاف

10- أنقل الشريحة إلى المجهر وضع عليها قطرة من زيت السدر Cedar وثم فحص البكتيريا مجهرياً بإستخدام العدسة الزيتية

ج - الصبغة السالبة :

1- ضع قطرة من المعلق البكتيري على الشريحة

2- ضع قطرة من صبغة النجروسين (أو الحبر الشيني) فوق المعلق ثم إخلطهم جيداً .

3- أفرد الخليط على الشريحة بإستخدام شريحة أخرى (مسحة) تكوين غشاء تدريجي .

4- يترك ليجف في الهواء ثم يتم الفحص .

د- تصبيغ الجراثيم :

1- تحضير الفلم البكتيري وتنبيته على الشريحة (يمكن الحصول عليه وذلك بوضع مزرعة البكتيريا المختلطة في حمام مائي بحيث يكون سطح الماء فيه أعلى من سطح الخليط في الأنبوة وسخنها لدرجة 80 م° محافظاً على هذه الدرجة لمدة 15 دقيقة حتى يتم قتل الخلايا الخضرية غير المكونة للجراثيم . أنقل مسحة من البكتيريا بواسطة إبرة معقمة إلى سطح الوسط الغذائي الصلب . أحفظ الأطباق مقلوبة في الحاضنة عند درجة 30 م° لمدة 24-48 ساعة فتحصل على مجموعات من البكتيريا المكونة للجراثيم فقط . أعمل صبغة جرام لمستعمرة معزولة وعند التأكد من نقاوتها لقح أنبوبة آكار مائل وحضنها في درجة 30 م° ليومين وبذلك تحصل على مزرعة نقية من البكتيريا المكونة للجراثيم).

2- نضيف أخضر الملاكيت لمدة 5 دقائق مع التسخين (مراجعة إضافة الصبغة كلما حدث تبخّر للصبغة)

3- غسل الشريحة بتيار خفيف من الماء بعد التخلص من الزيادة من الصبغة .

4- إضافة صبغة السفرانين لمدة 30 ثانية ثم تغسل الشريحة

5- تجفف الشريحة ثم تفحص .

أشكال البكتيريا The Bacterial forms

في العزلات البكتيرية النقية والمحضرة بطريقة النقل على أواسط جديدة أو باستخدام الثاقب الفليني أو بإستخدام طريقة النشر أو الخطوط ومن الأشكال البكتيرية التي تشخيص في تلك الأوساط النقية :

1- العصبيات *Bacilli*

2- المكورات *Cocci*

3- المكورات الثنائية *Diplococci*

4- الحلزونيات *Spirilla*

5- الضمات *Vibrios*

6- المكورات المسبحية *Streptococci*

7- المكورات العنقودية *Staphylococci*

8- الحلزونيات الطويلة *Spirochates*

9- البكتيريا الراقصة (الخيطيات) *Actinomycetes*

الاختبارات الكيموية حيوية :

1- اختبار الكاتلizer :

يجري هذا الاختبار للتحري عن وجود أنزيم الكاتلizer الذي يحلل بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2 إلى أوكسجين وماء وتستعمل لهذا الفحص طريقة (Norris وآخرون ، 1981). إذ يتم نقل جزء من المستعمرة البكتيرية النامية على الوسط Nutrient Agar إلى شريحة زجاجية أضيف إليها 1-2 قطرة من محلول بيروكسيد الهيدروجين ، إن ظهور فقاعات غازية يدل على أن النتيجة موجبة.

2- اختبار تحلل النشا :

يجري هذا الاختبار للكشف عن تحلل النشا بإضافة محلول اليود إلى الوسط الزراعي الملحق مسبقاً بالللاج البكتيري للبكتيريا وتحضر الأطباق بدرجة حرارة $27 \pm 1^\circ\text{C}$ لمدة 72 ساعة وتعمر الطبق بمحلول كاشف اليود ، إن ظهور مناطق شفافة حول المستعمرة يدل على تحلل النشا (Symbert ، 1981، Krieg).

3- اختبار إنتاج الاندول :

يحضر وسط البeton لغرض التحري عن جذور الاندول من الحامض الاميني Tryptophan ، إذ تلقي الأنابيب الحاوية على الوسط بالللاج البكتيري وتحضر الأطباق بدرجة حرارة $27 \pm 1^\circ\text{C}$ لمدة 72 ساعة ، نضيف بعد ذلك بضع قطرات من كاشف كوفاكس ، إن تكون حلقة بلون وردي يدل على ايجابية الاختبار (Carlson و Yokayama ، 1974).

4- اختبار تحلل الجيلاتين :

يتم تلقيح الإطباق الحاوية على وسط الجيلاتين الصلب بالللاج البكتيري وتحضر الأطباق بدرجة حرارة $27 \pm 1^\circ\text{C}$ لمدة 72 ساعة ، يستعمل كاشف فرايزر لهذا الاختبار حيث يسبب عتمة الوسط ، إن ظهور مناطق شفافة حول المستعمرة دلالة على ايجابية الاختبار وإنتاج أنزيم (Gelatinase) . (Harrigan).

حفظ البكتيريا :

1- الحفظ في الوسط السائل :

ممكن حفظ البكتيريا في الوسط السائل لمدة طويلة قد تصل إلى السنة حيث يحضر وسط زراعي سائل N.B. بنفس طريقة التحضير المذكورة سابقاً ويلقح بالبكتيريا وبعد نمو البكتيريا يحفظ في الثلاجة .

2- الحفظ في الوسط الصلب المائي :

تعد من أشهر الطرق لحفظ البكتيريا والفطريات لمدة طويلة جداً حيث يحضر وسط زراعي صلب N.A. لكن يصب في أنابيب اختبار وتوضع بصورة مائلة إلى أن يتصلب الوسط جيداً وبعدها يلقح بالبكتيريا ويحضر ومن ثم يحفظ في الثلاجة .

3- الحفظ بالجليسروول :

يمكن حفظ البكتيريا بالجليسروول 30% - 50% في 80°C.

ملاحظة: يمكن استخدام الطرق المذكورة في حفظ الفطريات وتطبيقاتها في حفظ البكتيريا.

ثالثاً : الفايروسات The Viruses

الفايروس هو عامل ممرض صغير لا يمكنه التكاثر إلا داخل خلايا كائن حي آخر. الفايروسات صغيرة جداً ولا يمكن مشاهدتها بالمجهر الضوئي. تصيب الفايروسات جميع أنواع الكائنات الحية، من الحيوانات والنباتات إلى البكتيريا على الرغم من أن هناك الملايين من الأنواع المختلفة لم يتم وصف إلا حوالي 5.000 من الفايروسات بالتفصيل وذلك منذ الاكتشاف الأولي لفيروس تبرقش التابع من قبل مارتينوس بيجيرينك عام 1898. الفايروسات موجودة تقريباً في كل النظم الإيكولوجية على الأرض، وتعتبر هذه الهياكل الدقيقة (الفايروسات) الكيان البيولوجي الأكثر وفرة في الطبيعة. دراسة الفايروسات معروفة بعلم الفايروسات، وهو تخصص فرعي في علم الأحياء الدقيقة.

الكشف عن الفايروسات :

تم في مختبر وقاية النبات حالياً فقط تكنية النباتات الكاشفة للكشف عن الفايروسات المنتشرة في الحقول الزراعية وتكون هذه التقنية كالتالي :

تزرع بذور نباتات خاصة تستخدم في الكشف عن الفايروس وكما مبينة في الجدول اللاحق في أصص بلاستيكية (قطر 20 سم وإرتفاع 20 سم) بعد تعقيم البذور بالفالست (هابيوكلورات الصوديوم) 15% وتملأ الأصص بترابة مزيجية معقمة بجهاز التعقيم البخاري (Autoclave) وبتموس بنسبة 1:2 . وبعد نمو البادرات في مرحلة (3-5) ورقة تنقل إلى أصص أخرى بقطر 10 سم وتحضن في غرفة نمو بدرجة حرارة (22-28)°C وشدة إضاءة 800 لوكس وبمدة إضاءة (16 ساعة ضوء و8 ساعات ظلام) لحين استخدامها في وقت لاحق .

الاسم العلمي	اسم النبات	ت
<i>Lycopersicon esculentum</i>	الطماطم	1
<i>Datura stramonium L.</i>	الداتوره	2
<i>Nicotiana glotinosa L.</i>	التبغ	3
<i>Nicotiana tabacum var. Samsun</i>		4
<i>Nicotiana tabacum var. Xanthi</i>		5

<i>Nicotiana tabacum</i> var. White <i>Burley</i>		6
<i>Solanum nigrum</i> L.	عنيب الذيب	7
<i>Solanum melongena</i>	الباذنجان	8
<i>Physalis floridana</i>	نبات المنطاد	9
<i>Cucumis sativus</i>		10
<i>Chenopodium amaranticolor</i>	الزريج	11
<i>Chenopodium murale</i>	الرغليله	12
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>Battle</i>	الفاصولياء	13
	القرع	14
<i>Gomphrena globosa</i> L.	ورد الدكمة	15

عملية العدوى :

تؤخذ أجزاء من النبات المصاب أو المشكوك بإصابته بالفايروس ويُسحق بمدق خزفي ثم تمسح أوراق النبات الكاشف بعصير النبات المصاب بعد تعفيرها بمادة الكربوراند ثم ترش الأوراق بالماء المقطر بعد 2-1 دقيقة من العدوى وتوضع في البيت البلاستيكي للاحظة ظهور الأعراض .

الفصل السادس

الحلم والعناكب

مقدمة : الفرق بين العناكب والحشرات

تعتبر شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda أكبر شعبة في عالم الحيوان والتي تضم عدد من الأصناف أحدها العنكبوتيات Arachnida والتي تميز عن باقي أصناف شعبة المفصليات وبالأخص الحشرات بأن جسمها يتكون من منطقتين عكس الحشرات التي تتكون من ثلاثة مناطق ولا تملك العنكبوتيات قرون إسنشuar بعكس الحشرات التي لديها زوج من قرون الحشرات كما تملك العنكبوتيات أربعة أزواج من الأرجل بخلاف الحشرات التي تملك ثلاثة أزواج فقط . وتنفس العنكبوتيات بواسطة الرئات الكتابية وجهاز الإخراج فيها هو أنابيب ماليجي أو غدد حرقفية وأحياناً الإنثنين معاً في حين الحشرات يكون تنفسها بالقصبات الهوائية وجهازها الإخراجي هو أنابيب ماليجي فقط . تشمل العنكبوتيات العنكبوت والحلم والقراد وغيرها .

جمع الحلم من النباتات :

يجمع الحلم من النباتات بفرشة ناعمة وبمساعدة عدسة يدوية وقد يساعد ترطيب طرف الفرشاة على إنتقالها من النباتات ومن ثم ينقل الحلم إلى وحدة التربية لإجراء الدراسات المختبرية عليه أو وضعه في قارورة تحوي مادة حافظة (70 - 80 % كحول) لإجراء الدراسات عليه . هذا إذا كانت الأجزاء النباتية المتواجد عليها الحلم صعبة الإزالة أما إذا تواجد على الأوراق مثلاً فبإمكان قص الأوراق والأجزاء النباتية ووضعها في كيس بلاستيك ويفضل وضع هذه الأكياس الحاوية على الأوراق في صندوق حاوي على ثلج وذلك لتقليل حركة الحلم ومنع جفاف الأوراق وتقليل إفراط الأداء الطبيعية له .

تجمع أفراد الحلم سريع الحركة والكبير الحجم بواسطة شفاط صغير ، أما إذا كان الحلم صغير جداً ولا يمكن رؤيته في أوراق النبات نقوم بهز الورقة أو الغصن على صينية أو قطعة من الورق المقوى وتضرب عليها النباتات باليد أو بالعصا هذه الطريقة من مزاياها هو جمع أكبر عدد من الحلم لكن من مساوئها هو إختلاط مختلف أنواع الحلم المتواجد على مختلف النباتات .

يتم جمع حلم الصدأ والحلم الأريوفي حر المعيشة بواسطة سكب سائل رقيق من السوربيتول (25%) كحول الآيزوبروبيل مع عدد قليل من بلورات اليود) على الورقة المصابة أو جزء من النبات المصابة في بقعة صغيرة والتي يمكن فحصها تحت المجهر ، يمكن جمع الحلم الغدي Gall من خلال اختيار أجزاء من النبات ووضعها في كيس ورقي صغير لفحصه في وقت لاحق . أفضل طريقة لحفظ على

الحلم الغدي عن طريق تجفيفه في أكياس ورقية ويمكن إستعادة الحلم المخنط بسهولة ووضعه على شرائح حتى بعد مرور عدة سنوات . ويمكن جمع الحلم أيضاً عن طريق غسل النباتات المصابة بالماء الساخن . وبإمكان إضافة بعض قطرات من المنظفات إلى الماء .

عند رج الأجزاء النباتية المصابة في وعاء يحوي ماء يسقط الحلم من النبات في الماء ويفصل بواسطة مناخل مختلفة الأحجام إعتماداً على حجم الحلم .

جمع الحلم من / في الطبقة السفلية :

يمكن جمع أعداد كبيرة من الحلم من الطبقات السفلية للنباتات الأرضية بواسطة جهاز تفريغ يدوى . ويمكن فحص شباك التفريغ مباشرة تحت المجهر أو العدسة كما يمكن ضرب محتويات الشبكة في صينية سوداء أو بيضاء ويتم فرز الحلم بفرشاة شعرية ناعمة . أما إذا يوجد الكثير من الطمي وكتل التربة تغسل الصينية بماء ساخن وتفصل بالطرق السابقة . وتستخرج كميات كبيرة من الحلم من النباتات الأرضية والتربة بإستخدام قمع برليزي والذي يعد من أحسن الطرق لاستخلاص الحلم .

أشياء يجب ملاحظتها عند الجمع :

عند جمع الحلم لغرض التشخيص تجمع عينة كبيرة وبمختلف الأحجام والأعمار (الحوريات والكاملات ذكور وإناث) خصوصاً حلم الغبار الذي تكون ذكوره مطلوبة لتحديد الأنواع . كما يذكر الموقع وتاريخ الجمع وإن اسم الجامع والنبات العائل والإسم العلمي بدلاً من الإسم المحلي كما ينبغي ملاحظة أعراض الإصابة أو العادات الغذائية واللون وبالخصوص الحلم النباتي .

قتل العينة :

يقتل الحلم الحي عن طريق سكب كمية صغيرة من الماء المغلي حيث تتمدد زوائد الحلم بالكامل وبالتالي تسهيل الدراسات المجهرية . وبالإمكان قتل الحلم بمحلول من الميثانول وحامض الخليك (جزأين لكل مادة وجزء ماء مقطر) حيث يساعد الحلم على مد أرجله ويفضل نقل الحلم الميت من محلول إلى حافظة إعتيادية لتخزينه مدة أسبوع .

حفظ العينة :

يخزن الحلم في قوارير صغيرة تحوي على كحول 70 - 80 % ، كما إن إضافة 5% من الغليسيرول ينصح بها لمنع الحلم من الجفاف إذا كان الكحول يتبخّر . وتستخدم مادة حافظة أخرى هي سائل أودمانس Oudemans (وهو خليط من 87 جزء كحول و 5 أجزاء جليسيرين و 8 أجزاء من حامض الأسيتيك) .

تحضير الحلم للدراسة المجهرية :

1- ترويق العينات :

بعض أنواع الحلم تكون غامقة جداً حيث المحتوى الجسمى لها عالى لذلك من الضروري ترويق العينة قبل وضعها على الشريحة الزجاجية وفحصها . يستخدم اللاكتوفينول وهو عامل ترويق قوى مكون من (50 جزء حامض اللاكتيك و 25 جزء من بلورات الفينول و 25 جزء ماء مقطر) أما بالنسبة للحلم الرقيق فيستخدم حامض اللاكتيك فقط للترويق . وتروق العينات بوضعها في المواد السابقة أعلاه لمدة أسبوع بدرجة حرارة الغرفة وإذا كان الحلم كبير الحجم وصلب يستحسن ثقب جسمه بدبوس حشرات ناعم . ولتسريع عملية الترويق تسخن العينة في محلول الترويق على هيتر حيث يمكن ترويق أكثر من عينة بهذه الطريقة وبعدة ساعات أو دقائق إعتماداً على درجة حرارة اللوح وصلابة الحلم كما ينبغي الحرص على عدم ترويق العينة فوق الحد المقرر . وتنقل العينات الطيرية إلى ماء مقطر لغسلها قبل وضعها على الشرائح .

توضع قطرة من المادة المثبتة في وسط الشريحة ويضاف لها الحلم بواسطة دبوس حشرات ناعم بحيث يتجه ظهر الحلم للأعلى والعينات الأخرى يقلب الحلم على الجانب الظاهري بحيث تكون البطن للأعلى . في بعض أنواع الحلم تلتف الأرجل نحو الـ Idiosoma إذا لم تقتل بالطرق السابقة . وتغطى الشريحة الحاملة للنموذج بغطاء (قطر 13 ملم مناسب لأغلب العث) ويحرك الغطاء برفق لضبط العينة .

تحضير الشرائح الدائمة :

توجد عدة أدوات لعمل الشرائح الدائمة للحلم وهي :

أولاً⁴ : وسط Hoyer

يتكون من : ماء مقطر 25 مل

صمع عربي 15 مل

كلورال هايدريت 100 غم

غليسيرين 10 مل

⁴ هذا الوسط شديد السمية لذا ينبغي توخي الحذر عند استخدامه .

يفضل أن يكون الصمغ العربي بشكل بلورات وليس مسحوق وتخلط المكونات بدرجة حرارة الغرفة ويصفى السائل الناتج بعدة طبقات من الشاش أو الحرير هذا الوسط سهل الإستخدام . إذا كانت العينات مغسولة بحامض اللاكتيك فيجب غسلها أو نقعها بالماء المقطر لإزالة الحامض والأنسجة الذائبة قبل وضع العينات في وسط هوير . يجب الأخذ بنظر الإعتبار إتجاه وضع النموذج فمثلاً توضع ذكور حلم الـ *Tetranychus* بشكل جانبي على الشريحة بحيث تكون آلة السفاد ظاهرة على الجانب .

خطوات تحضير الشريحة الدائمة :

- 1- ضع نقطة صغيرة جداً من وسط هوير على الشريحة وأنشرها إلى طبقة رقيقة إلى حد ما .
- 2- ضع الحلم فوق الوسط بمساعدة الدبابيس على الجانب كما يجب أن يكون هناك وسط كافي على الشريحة لطلاء الحلم .
- 3- قبل وضع الغطاء الزجاجي قم بتجفيف الشريحة لفترة قصيرة إلى أن يتلتصق الحلم بقوه ويكون التجفيف في فرن درجة حرارته 40 م° لمدة 3 ساعات أو في درجة حرارة الغرفة لكن لفترات أطول .
- 4- ضع قطرة من وسط هوير على قمة العينة وأنزل عليها الغطاء الزجاجي ببطف .

ثانياً : وسط لاكتوفينول *Lactophenol*

يتكون من : كحول بولي فينول 10 غم

ماء مقطر 40 – 60 مل

حامض اللاكتيك 85 – 92 % 35 غم

فينول 1% محلول مائي 25 مل

جيليسرين 10 مل

كلورال هايدريت 100 غم

يحضر بنفس طريقة تحضير الوسط السابق كما يجب تخزينه بزجاجة بنية اللون .

ثالثاً : الوسط المعتمد على الراتنج :

مثل كندا بلسم ويبارال Euparal يمكن صناعة شرائح دائمة منها ولكن بصورة محدودة وليس شائعة ومن عيوبها يكون النموذج غير واضح في الفحص المجهري ولكن توجد دراسة لـ Saito *et al.* (1993) أظهرت إن كندا بلسم يعمل جيداً على عنكبوت الغبار وبعض أنواع الصغيرة .

تجفيف الشرائح :

تجفف الشرائح المصنوعة من المواد القابلة للذوبان في الماء تماماً وذلك في فرن ساخن 40 – 50 °C لمدة أسبوع أو أسبوعين . ويغلف غطاء الشريحة بمادة عازلة مثل Glyceel و Euparal و Glyptal بواسطة فرشاة صغيرة تطوق الغطاء الزجاجي للشريحة .



الفصل السابع

الديدان الثعبانية

المقدمة :

بشكل عام هي حيوانات لاققارية دودية الشكل غالباً وتوجد في كل مكان على سطح الكرة الأرضية أينما توفرت الرطوبة وبذلك فهي تعتبر ثاني أكبر المجموعات الحيوانية عديدة الخلايا بعد مجموعة الحشرات . والنيماتودا المتطفلة على النبات على وجه الخصوص لا تشكل أكثر من 10% من المجموع العام للنيماتودا على وجه البساطة ، وهي تتغذى إجبارياً على النباتات بإختلاف أنواعها وأغلبها متطفلات على المجموع الجذري ، والقليل منها يتغذى على المجموع الخضري .


طرق جمع العينات للفحص النيماتودي :

هناك أمور يجب أخذ النظر بها عند جمع عينات النيماتودا هي :

- 1- تجمع وإنشار النيماتودا يعود بالأساس للنظام الجذري للنبات العائلي والسلوك الموسمي للنيماتودا .
- 2- نوع المحصول وتاريخ زراعته .
- 3- المساحات النباتية لمختلف الأصناف .
- 4- رطوبة التربة .
- 5- إجهاد التربة .
- 6- نوع التربة .
- 7- درجة الحرارة والتغييرات الموسمية .

أولاًً : أدوات جمع العينات

يجب أن تشتمل أدوات جمع العينات بصورة أساسية على فأس وجاروف وأسطوانة أخذ العينات من التربة (أوكر) وأكياس بلاستيك وقلم للكتابة على البلاستيك ومقص تقطيم ومن الضروري وجود صندوق مبرد لحفظ العينات ويفضل أيضاً وجود كاميرا لتصوير الأعراض في مكان ظهورها .



ثانياً : أخذ العينات

تؤخذ عينات التربة للفحص النيماتودي عندما تكون رطوبة الحقل بالدرجة التي تسمح بإنبات البذور ، ولا تصلح الأرض الجافة أو الغడقة لأخذ عينات منها للفحص النيماتودي . كما لا تؤخذ العينات من أطراف الحقل أو الأحواض ولا من المناطق الموبوءة بالحشائش أو المتاخمة لطرق السيارات ، إذ إن إغلال صحة النباتات بهذه المناطق يعود في الغالب إلى أسباب غير طفيلية . ولا تؤخذ كذلك من تحت النباتات الميتة أو حولها أو من وسط البقع المصابة ، ولكن تؤخذ من تحت وحول النباتات الضعيفة أو المريضة ، ويفضل أن تكون من عند حواف البقع المصابة . ولا ننسى أن نأخذ عينات أخرى من تحت وحول النباتات السليمة للمقارنة والمساعدة في تأكيد التشخيص المرضي . ولا بد من أن تؤخذ العينات في الوقت المناسب ، وهو الوقت الذي تكون فيه النيماتودا في أوج نشاطها ، فقياساً على أجواننا العربية عموماً نجد أن نيماتودا حوصلات الحبوب في أوائل فصل الشتاء .

هذا وتختلف طريقة أخذ العينات للفحص النيماتودي من التربة حسب نوع الأرض ، والمحصول المنزرع والأعراض المرضية الظاهرة كما يلي :

1- إذا كان الحقل غير مزروع أو مزروع بمسطح أخضر أو بمحاصيل عشبية في أحواض ، فينقسم إلى أقسام كل منها يساوي 2 هكتار تقريباً ويؤخذ من كل قسم عدد من العينات يتتناسب مع المساحة المراد دراستها كما هو موضح بالجدول الآتي :

جدول رقم (2) عدد العينات الواجب جمعها من مساحات مختلفة

عدد العينات	المساحة (م ²)
6 - 4	100
9 - 7	300

12 – 10	500
27 – 20	400
30 – 28	5000
50 – 45	10000

تؤخذ العينات بطريقة السير المتعرج (الزكراك) داخل القسم المعين من الأرض ، ويستخدم لذلك إسطوانة أخذ العينات وعادة ما نتخلص من الجزء العلوي للعينة (5 سم العليا من الإسطوانة) لاحتوائه على بعض الحشائش والمواد الدبالية المتساقطة على سطح التربة . وفي النهاية تخلط العينات مع بعضها ، ويؤخذ منها عينة واحدة لتمثل القسم ككل وتسمى بالعينة المركبة . أما إذا لم يتتوفر لدينا إسطوانة أخذ العينات فإننا نستطيع أن نستخدم الجاروف والفأس الصغير حيث نكشط الطبقة السطحية من التربة بعمق 5 سم لخلوها تقريباً من النباتات ، ونأخذ العينة العينة من عمق 15-20 سم بالإضافة بالفأس والجاروف ثم نضعها في كيس بلاستيكي وندون عليها جميع المعلومات الازمة ويجب ملاحظة ألا يقل وزن العينة عن نصف كيلو جرام .


و عموماً يجب الوضع في الإعتبار أن العمق المناسب دائماً لأخذ عينات التربة هو عمق الجذور في حالة النباتات العشبية والحوالية ، وعمق الجذور المغذية (الرفيعة) في حالة الشجيرات والأشجار ويفضل دائماً أخذ جزء من الجذور من عينة التربة أو إزالة التربة من حول الجذر برفق وأخذ الجذر بأكمله من التربة وذلك في حالة النباتات الحولية .

2- إذا كانت الأرض مزروعة بمحاصيل عشبية (حوالية) في خطوط فإن العينات تؤخذ من بطن الخط حيث تزرع النباتات عادة وعلى بعد 5-10 سم من ساق النبات وبعمق الجذور ، وبنفس الكيفية السابقة .

3- إذا كانت الأرض المراد جمع العينات منها مزروعة بالأشجار والشجيرات فتتبع كل الشروط السابق ذكرها من حيث رطوبة التربة وخلافه مع مراعاة أن تكون الأشجار والشجيرات في حالة نمو ، وتحوز العينات من على مماس محيط دائرة نصف قطرها حوالي نصف متر من جذع الشجرة أو الشجيرة (أو من مماس محيط دائرة النمو الخضري للشجرة) ، مع الأخذ في الإعتبار أن العمق المحدد هنا هو عمق الجذور المغذية (الرفيعة) ، وأن السير بين الأشجار يكون أيضاً بطريقة السير المتعرج (الزكراك) . ويجب الانتباه إلى عدم الخلط بين جذور الأشجار وجذور الحشائش التي قد تكون موجودة حولها ، ففي حالة أشجار الموالح مثلاً يمكن ملاحظة رائحة الجذور الرفيعة والتي تشبه إلى حد كبير رائحة الأوراق .

4- عند جمع عينات من شجرة واحدة مصابة ، نقوم بعمل دائرتين متداخلتين حول جذع الشجرة بحيث يكون نصف قطر الداخلية منها حوالي نصف المتر (من الجذع) ، والخارجية حوالي المتر ، ثم نأخذ العينات من عمق الجذور المغذية وبطريقة السير المتعرج حول الشجرة فنأخذ عينة من الدائرة الخارجية ثم عينة من الدائرة الداخلية وهكذا دواليك حول الشجرة . وفي النهاية تخلط العينات مع بعضها خلطاً جيداً ، ويؤخذ منها عينة واحدة مركبة تمثل الشجرة ككل .

5- إذا كانت العينة المراد فحصها من الجذور فتؤخذ مع التربة وتدمج معها في نفس الكيس لأن التربة تساعد علىبقاء الجذور فترة أطول . وتكون حوالي 25-100 غم إعتماداً على نوع المحصول .



أشكال أخذ العينات من الحقل

توضع العينات في صناديق مبردة لعدم تعريضها لضوء الشمس المباشر أو لدرجات الحرارة العالية ، وإذا لم تستخلص النيماتودا منها مباشرة فإنها تحفظ في الثلاجة العادي على درجة حرارة 8-5 م° لمدة لا تتجاوز الأسبوع . وتنثبت عليها المعلومات التالية :

- 1- إسم المحصول والصنف
- 2- تاريخ أخذ العينة
- 3- الموقع (الإحداثيات)
- 4- المحصول السابق
- 5- عدد الألواح .

طرق إستخلاص النيماتودا من التربة والنبات :

أولاً : طرق إستخلاص النيماتودا من التربة :

هناك طرق متعددة لاستخلاص النيماتودا من التربة تعتمد على اختلاف الظروف ونوع العينة ونوع النيماتودا وفق الجدول التالي :

عينة الجذور والأوراق		عينة التربة		الطريقة
الثابتة	المتنقلة	الثابتة	المتنقلة	
	×		×	طبق بيرمان
		×	×	المناخل
×	×			النفع
×	×			الحصن

تحضير العينات :

تخلط التربة الجافة خلطاً جيداً وتزال كتل الأحجار والجذور عن طريق مناخل خشنة (1-2) ملم وتوزن 100 غم تربة .

1- طريقة طبق بيرمان :

وتسمى أيضاً بقمع بيرمان أو طبق وايت ، تصلح هذه الطريقة لاستخلاص النيماتودا النشطة من عينات التربة أساساً ، وكذلك من أجزاء الجذور التي تحتوي على بيض ويرقات نيماتودا تعقد الجذور وبعض أنواع نيماتودا الحوصلات ، وأيضاً النيماتودا الداخلية المتحركة من عينات الجذور .

المميزات :

1- لا تتطلب معدات خاصة وصعبة .

2- عملها بسيط .

3- تستخدم لاستخلاص أصناف واسعة من النيماتودا المتحركة .

المساويء :

1- لا تستخلص النيماتودا الكبيرة والبطيئة الحركة .

2- يكون الإستخلاص ردئاً إذا كان المحتوى الطيني للتربة عالي .

3- تستغرق فترة الإستخلاص 3-4 أيام .

الأدوات :

1- طبق عادي (بلاستيكي أو معدني من الحديد الذي لا يصدأ) ذو حافة مرتفعة قائمة .

2- طبق أو وعاء آخر مماثل ولكن أقل من السابق في القطر ، وله أربع أرجل بإرتفاع 5-2 ملم ، وذو قاع مثقب (يمكن استخدام شبك من السلك يجهز على هيئة الطبق أو الوعاء المطلوب) على أن يكون قطر الثقوب سواء في الطبق أو الشبك حوالي 0.5 – 1 ملم .

3- مناديل ورقية غير معطرة أو شاش .

4- كأس زجاجي أو بلاستيكي .

5- ماصة زجاجية أو بلاستيكية .

طريقة العمل :

1- أخلط عينة التربة خلطاً جيداً ، وخذ منها وزناً أو حجماً معلوماً مناسباً ول يكن 100-250 غم أو سم 3 .

2- بطن الطبق المثقب أو المشبك (إيهما توفر لديك) بواسطة قطعة من الشاش أو المناديل الورقية ، ثم ضع كمية التربة الموزونة فوقه .

3- ضع الطبق أو الشبك بما يحتويه من تربة داخل الطبق العادي (الأكبر قطراً بقليل) ، وإذا كان الطبق المثقب أو الشبك ليس له أرجل فيمكنك أن تلحم به قطعتين من السلك المعدني (قطر 5-2 ملم) أو تضعهما تحته داخل الطبق العادي ليرتكز عليهما ، وهذا الإجراء ضروري جداً للحفاظ على قدر مناسب من التهوية بالجهاز .

4- أضف قدرأً مناسباً من الماء إلى الطبق السفلي ببطء حتى يغمر الماء (بالكاد) سطح التربة ولا تزد عن ذلك ، وحافظ دائماً على هذا المستوى من الماء بإضافة ماء جديد بدلأً من الماء المتاخر .

5- أحفظ الجهاز على درجة حرارة الغرفة (21-24) م° وعلمه بغطاء غير محكم من ورق القصدير أو بلاستيك لتقليل التبخر ، وراقبه يومياً لإضافة الماء كلما لزم الأمر (مع ملاحظة إن إضافة الماء تتم إلى الطبق السفلي فقط) .


6- يجمع الماء من الطبق السفلي والذي يحتوي على النيماتودا بعد ثلاثة أيام بواسطة تيار خفيف من الماء إلى كأس ، ويضاف ماء جديد وتكرر هذه العملية كل (3-2) أيام ولمدة أسبوعين حتى يمكن جمع أكبر قدر من النيماتودا بالعينة .

7- يقلب الماء المتجمع من الأطباق جيداً وذلك بنفخ الهواء خلاله بواسطة ماصة ، ثم يؤخذ منه 1 مل ويوضع في طبق زجاجي صغير أو شريحة العد النيماتودي ويفحص تحت المجهر .



استخلاص النيماتودا من الجذور بطريقة طبق بيرمان

بإمكان صناعة طبق بيرمان يدوياً وبشكل بسيط من خلال جلب مشبك بلاستيكي ووضعه على إطار من البلاستيك أو الألمنيوم بحيث يصبح أشبه بالمنخل لكن مع مراعاة رفعه بواسطة ثلاثة أو أربعة أقدام لضمان إنتقال النيماتودا من العينة إلى الطبق السفلي بواسطة الماء كما في الصورة أدناه .



2- طريقة الصب والمناخل :

تعتمد هذه الطريقة على اختلاف الوزن النوعي لكل من النيماتودا ومكونات التربة وهي تتطلب خبرة نوعاً ما ومناخل غالية الثمن قليلاً ، ولكنها من الطرق الشائعة خاصة عندما تجمع معها طريقة أطباق بيرمان لتنقية المعلق غير النظيف الناتج منها .

الأدوات :

1- عدد من السطول البلاستيكية أو المعدنية .

2- ثلاثة مناخيل قطر 20 سم وسعة ثقوبها 20 ، 100 ، 400 ثقب / البوصة الطولية .

3- كؤوس زجاجية أو بلاستيكية .

4- قارورة غسيل .

5- ملعقة معدنية أو أداة تقليب .

6- ماصة زجاجية .

طريقة العمل :

1- أخلط عينة التربة جيداً وخذ منها وزناً أو حجماً معلوماً مناسباً ولتكن 100-250 غم أو سـ3 .

2- ضع العينة في سطل وصب عليها كمية كافية من الماء حتى يصل الحجم النهائي إلى ثلاثة أرباع الإناء ، ثم قلب تقليباً جيداً حتى تتقن كل التربة المتماسكة ويصبح الماء والتربة في السطل عبارة عن معلق متجانس ثم أترك العينة لمدة 10-20 ثانية حتى ترسب حبيبات التربة الثقيلة .

3- مرر المعلق عدا حبيبات التربة الراسبة من خلال المنخل 20 ثقب / بوصة إلى سطل آخر نظيف ، ثم أغسل المحتويات فوق المنخل بتيار خفيف من الماء قبل أن ترفعه من فوق السطل وبعد ذلك أغسل المنخل بتيار من الماء من الخلف وأعده لمكانه .

4- قلب محتويات السطل السابق جيداً وأتركها لتترسب لمدة 30 ثانية وأنشاء ذلك ضع المنخل سعة 100 ثقب / بوصة فوق المنخل 400 ثقب / بوصة ، وأمسك بهما بإحدى يديك جاعلاً الإصبع الوسطي أو السبابية لهذه اليد بينما يميل المنخل العلوي على السفلي بزاوية حادة قدرها 35-40 درجة . ثم مرر المعلق باليد الأخرى عدا الراسب - بعد إنقضاء 30 ثانية بالضبط في المنخل العلوي (100 ثقب / بوصة) .

5- بينما لا تزال المناخل في وضعها السابق تماماً ، إغسل محتويات المنخل سعة 100 ثقب بواسطة تيار خفيف من الماء ، ثم أنقل هذه المحتويات نعلاً كمياً إلى كأس بواسطة تيار خفيف من الماء يسلط من خلف المنخل هذه المرة بـاستخدام قارورة غسيل للبحث فيها عن حوصلات نيماتودا التحوصل إن وجدت .

6- إغسل محتويات المنخل 400 ثقب بتيار خفيف من الماء مع التحريك المستمر لمحتوياته بأنامل أصابعك حتى يصبح الماء المار من المنخل رائقاً ، حيث يعني ذلك أن حبيبات التربة التي مازالت على المنخل صغيرة الحجم بالدرجة التي لن تسمح لها بالمرور من ثقبه ، وكن حريصاً جداً ورفيقاً في تعاملك مع شبكة المنخل في هذه الخطوة كي لا تمزقها وخاصة أن هذا المنخل أعلى سرعاً من سابقيه .

7- أنقل المحتويات المتجمعة فوق المنخل 400 ثقب في الخطوة السابقة مع قليل من الماء نعلاً كمياً إلى كأس نظيفة بواسطة تيار خفيف من الماء يسلط من خلف المنخل تماماً كما فعلت في الخطوة رقم 5 .

8- إذا كانت المحتويات التي جمعتها في الخطوة السابقة رائقة فيمكنك أن تقلبها جيداً وتأخذ منها 1 مل للفحص أما إذا كانت غير رائقة (وهذا هو المتوقع في أغلب الأحوال) فيمكنك تنقيتها بـاستخدام طريقة طبق بيرمان السابق وصفها مع مراعاة أنك ستضع محتويات الكأس في الطبق المبطن بالمناديل الورقية أو الشاش وستستمر في باقي العمل كما سبق تماماً وفي هذه الحالة تكون قد إستخدمت طريقة الجمع بين أطباق بيرمان والمناخل .

ثانياً : طرق إستخلاص النيماتودا من الأنسجة النباتية :

هناك عدة طرق لإستخلاص النيماتودا من الأنسجة النباتية المصابة بها ولكننا سنقتصر على أبسطها :

1- طريقة تمزيق الأنسجة :

تفيد هذه الطريقة في الكشف عن جميع أنواع النيماتودا التي تتطفل داخل الأنسجة النباتية وفيها تمرق الأجزاء النباتية المصابة إلى قطع صغيرة جداً بواسطة أبرة ومشروط تشريح حاد أو أبرتى تشريح حادتين في طبق زجاجي صغير مع قليل من الماء ، ثم تفحص تحت مجهر التشريح (مجهر بسيط) وبفضل إجراء التمزيق أثناء الفحص تحت المجهر .

2- طريقة النقع :

قطع الأجزاء النباتية المصابة كالجذور مثلاً بعد غسلها بالماء الجاري إلى قطع صغيرة بطول 1-2 سم وتوضع في طبق بتري مزود بورق ترشيح مبلل بالماء ثم يضاف قليل من الماء يكفي لتشبع جو الطبق بالرطوبة دون غمرها ، وتحفظ على درجة حرارة مناسبة لنشاط النيماتودا (30°م) لمدة 24 ساعة . وبعد ذلك تزال كمية الماء المحتوية على النيماتودا بواسطة تيار خفيف من الماء بإستعمال زجاجة الغسيل إلى كأس وتضاف كمية جديدة من الماء إلى الطبق كما سبق ، وترك لمدة 24 ساعة أخرى وهكذا ، وفي النهاية يؤخذ مل واحد من الماء المتجمع في الكأس للفحص . وتعتبر هذه الطريقة من أنساب الطرق لاستخلاص نيماتودا السوق والأبصال والنيماتودا الحافرة ونيماتودا التقرح .

3- طريقة التحضين :

توضع الأجزاء النباتية بعد غسلها بالماء الجاري وتقطيعها إلى قطع صغيرة في دوارق زجاجية نظيفة ، ويضاف إليها قليل من الماء يكفي لتغطيتها أو قليل من محلول مضاد حيوي إذا كان يخشى عليها من التحلل أو التعفن بفعل الكائنات الحية الدقيقة (يمكن استخدام محلول من مادة الأربيتان 10 ملغم / لتر ماء أو محلول من كبريتات الإستربوتومايسين 50 ملغم / لتر ماء) .

توضع الدوارق بعد ذلك في مكان دافئ (30°م) لمدة ثلاثة أيام لتنشط خلالها النيماتودا ، وتحرك خارجة إلى الماء أو محلول ، وعندئذ تنقل محتويات الدوارق نقلأً كمياً إلى كأس مع غسل الدوارق بالماء وإستقبال ماء الغسيل أيضاً في كأس التجميع وتمرر محتويات كأس التجميع من خلال منخلين متراكبين عدد ثقوب العلوي منهما 100 والسفلي 400 ثقب / بوصة ثم تنقل محتويات المنخل 400 ثقب /

بوصة إلى كأس نظيف بواسطة تيار خفيف من الماء يسلط من خلف المنخل بـاستخدام قارورة غسيل ومن ثم تفحص مجهرياً .

الفحص المباشر للأنسجة النباتية :

بـالإمكان فحص النيماتودا مباشرة تحت المجهر وتشخيصها وذلك بالخطوات التالية :

- 1- اغسل النسيج النباتي تحت ماء جاري بلطف أو وضع النسيج في ماء مغلي لدقائق معدودة وذلك لإزالة التربة والكتل الأخرى .
- 2- قطع النسيج النباتي إلى قطع بحجم 2 سم .
- 3- ضع النسيج داخل طبق بتري مفتوح يحتوي على ماء .
- 4- إفتح أو مزق النسيج بإبرة وملقط لخروج النيماتودا من النسيج هذا إذا كانت النيماتودا ثابتة ومتطرفة داخلياً أما إذا كانت النيماتودا متحركة فيترك الطبق ليلة كاملة أو أكثر .
- 5- تفحص النيماتودا بعد ذلك تحت المجهر .

طرق أخرى لـالاستخلاص :

أ- طريقة جهاز الطرد المركزي : Centrifugation Technique

- 1- بعد التأكيد من سلامـة إجراءات أخذ العينة وطريقة الحفظ يتم خلط العينة خطاً جيداً .
- 2- يؤخذ حوالي 50 سم³ من التربة .
- 3- يحضر دورق يوضع عليه مصفاة صغيرة .
- 4- توضع عينة التربة في المصفاة وتغسل بالماء .
- 5- ترك العينة لمدة 30 ثانية حتى تترسب حبيبات التربة الكبيرة .
- 6- تصفى محتويات الدورق في مصفاة ذات ثقوب 325 بوصة .
- 7- توضع العينة في أنبوبة جهاز الطرد المركزي ويـشغل الجهاز لمدة 4 دقائق على سرعة 3600 دورة في الدقيقة .
- 8- يتم إستخراج العينة من الجهاز ويـتم التخلص من الجزء العلوي من العينة بـمـنتـهـى الدـقـة .

9- يتم الإحتفاظ بالتربة الراکدة في قاع الأنبوة .

10- يضاف محلول سكري (بتركيز 500 غرام سكر لكل لتر ماء) إلى أنبوبة الطرد المركزي التي تحتوي على التربة .

11- نرج الأنبوة جيداً لخلط محلول السكري مع التربة .

12- توضع في الجهاز لمدة 4 دقائق وبـ 3600 دورة في الدقيقة وتعاد الخطوة لجميع عينات النيماتودا .

13- تستخرج العينة من الجهاز وسوف نشاهد طبقتين هما طبقة الماء العلوية وهي التي تحتوي على النيماتودا عالقة في محلول السكري وطبقة التربة .

14- يتم إضافة محتوى الأنبوة في منخل النيماتودا الضيق 5000 ثقب في البوصة الطولية .

15- تغسل العينة وتضاف إلى طبق بتري لفحصها مجهرياً .

ب- طريقة الخلط الكهربائي :

ملاحظة : تستخدم هذه الطريقة لعينة الجذور فقط

1- يتم الإكتفاء بحوالي 2 غرام من كل عينة ويفضل الجذور الرقيقة الرفيعة .

2- توزن العينة ويجلب طبق بلاستيكي عميق وسلك مشبك .

3- يوضع السلك داخل الطبق .

4- توضع ورقة كلينكس على المشبك والطبق .

5- يضاف ماء إلى الكلينكس .

6- توضع العينة في خلاط المنزل ويضاف إليها ثلث من حجم زجاجة الخلط بالماء ويتم تشغيل الخلط لمدة 2 دقيقة .

7- تصب العينة في المنخل المعد ويغسل الخلط جيداً للتخلص من بقايا الجذور .

8- يغسل المنخل وتجمع العينة في أحد أركانه .

9- تضاف محتويات المنخل في الطبق الذي تم إعداده مسبقاً .

10- يتم إغلاق ورقة الكلينكس على العينة وتترك لمدة 24 – 48 ساعة في المختبر بعدها يتم التخلص من ورقة الكلينكس وعليها الجذور وتصب محتويات الطبق في المنخل ثم إلى طبق بتري وتفحص مجهرياً .

ملاحظات عامة :

- 1- تكون النيماتودا صعبة التصبيغ والمعاملة لكونها تتواجد في وسط سائل .
- 2- إن استخدام مجهر التشريح أفضل بكثير من المجهر المركب في الفحص .
- 3- في حالة حساب أعداد النيماتودا توضع قطرات صابون في العينة لمنع طفوها على السطح .

قتل النيماتودا :

أفضل درجة حرارة لقتل النيماتودا هي 55 – 65 م° أما إذا ارتفعت الحرارة أكثر فإن محتويات جسمها تتحل وتتشوه مما يؤدي إلى صعوبة تشخيصها وبعد قتل النيماتودا يمكن تصبيغها بصبغات خاصة وبالإمكان أيضاً قتلها وتصبيغها بنفس الوقت . ويضاف الماء الساخن بحجم مساوي لحجم العينة في الأنابيب أو وضع الأنابيب الذي يحوي العينة في ماء مغلي لمدة 1-2 دقيقة مع التأكد عدم إنقلاب العينة داخل الماء .

قتل وتصبيغ النيماتودا في وقت واحد :

ضع إحدى الصبغات المذكورة لاحقاً في كأس وسخنها إلى حد الغليان أو أغمر الكأس الحاوي على الصبغة بالماء المغلي ثم ضع حجم متساوي من الصبغة الحارة والعينة في أنابيب مثلاً 2 مل صبغة + 2 مل عينة أو ضع النيماتودا على شريحة زجاجية وأضف إليها 2-3 مل من الصبغة الحارة .

حفظ النيماتودا :

تحفظ العينات بوضع قطرات قليلة من الفورمالديهيد (الفورمالين) على العينة بعد قتلها بالحرارة (2-3 قطرات فورمالين لكل 7 مل من العينة) . وفيما يلي جدول بالصبغات المستخدمة في حفظ النيماتودا :

الملحوظات	الكمية	المواد المكونة لها	إسم الصبغة
من مزايا هذه الصبغة هو بقاءها لفترة طويلة دون أن تجف العينة	2 مل	Triethanolamine	TAF
	7 مل	%40 فورمالين	
	91 مل	ماء مقطر	

تحافظ هذه الصبغة على تركيب النيماتودا بالرغم من إنها تفقد لونها بمرور الوقت	10 مل	فورمالين 40%	4:1 FA
	1 مل	حامض البروبونك Glacial acetic acid	
	89 مل	ماء مقطر	
تفضل هذه الصبغة في حفظ النيماتودا من الجفاف حتى وإن خزنت العينة بصورة خاطئة.	10 مل	فورمالين 40%	كلسيروول فورمالين
	1 مل	كلسيروول	
	89 مل	ماء مقطر	

أما إذا كانت النيماتودا مستقرة في أنسجة الجذور أو الدرنات فتووضع عينة صغيرة من النسيج النباتي المصاب داخل وعاء زجاجي يحتوي على اللاكتوفينول أو اللاكتوغليسيرول . يمكن شراء اللاكتوفينول بصورة جاهزة أو يصنع بخلط أحجام متساوية من الكلسيروول وحامض اللاكتيك والماء المقطر (لاكتوغليسيرول) مع إذابة كمية قليلة من الفينول في المحلول (1%).⁵

التصبيغ :

تكون النيماتودا المستقرة في الأنسجة النباتية أسهل في التصبيغ من النيماتودا الحرة وعند التصبيغ فإن الأنسجة النباتية لا تتصبغ النيماتودا هي التي تتصبغ فقط . تتكون صبغة النيماتودا من (لاكتوكليسيرول + 0.1% من الصبغة الزرقاء أو 0.05 - 0.1% حامض الفوشين) ثم توضع في دورق يحوي على محلول متساوي من الغليسيرول والماء المقطر + بعض قطرات من حامض اللبنيك (اللاكتيك أسيد) وذلك لإزالة اللون . وقبل البدء بعملية التصبيغ يتم القيام بالخطوات التالية :

1- غسل الأجزاء النباتية بلطف وتجفف عن طريق ضربها بمنديل ورقي .

2- قطع الجذور السميكة أو الكبيرة والدرنات إلى قطع صغيرة وضع القطع في قطعة من الشاش وأربطها جيداً بشكل صرة .

3- ضع محلول الصبغة في كأس وسخنه لحد الغليان .

4- ضع أكياس الشاش داخل الصبغة المغلية وأتركها لمدة 3 دقائق إعتماداً على سمك الجذر .

⁵ الفينول مادة سامة جداً لذلك يفضل استخدام اللاكتوكليسيرول فقط بالرغم من عدم احتفاظه بالعينة لفترة طويلة.

5- أخرج الأكياس وأشطفها بماء حارٍ .

6- ضع الأكياس في القاصر (محلول ترويق) وأنركها ليلة كاملة .

7- ضع الجذور جنباً إلى جنب على شريحة زجاجية وأضغط عليها برفق بإستخدام شريحة أخرى وشاهد تحت المجهر سوف ترى إن النيماتودا إصطبغت بالأحمر (الفوشين) أو بالأزرق (الصبغة الزرقاء) .

فحص ومشاهدة كتل بيض نيماتودا تعقد الجذور :

تصبغ الصبغة Phloxine B الكتلة الهلامية التي تحيط بالبيض فيزداد وضوحاً وبالإمكان حسابه وت تكون هذه الصبغة من 15 مل (قطرات صغيرة جداً) من الصبغة المذكورة + لتر من الماء ، حيث توضع الجذور المغسولة في صينية أو طبق (يفضل أبيض) حاوي على الصبغة وتترك الجذور لمدة 15 - 20 دقيقة ومن ثم إحسب كتل البيض (الوردية - الحمراء) .



الفصل الثامن

الأدغال

عبارة عن نباتات عشبية تنمو بصورة طبيعية دون تدخل الإنسان وتنافس المحاصيل الاقتصادية على متطلبات النمو المهمة (ماء، عناصر غذائية، ضوء، مكان.....الخ) بحيث تسبب أضرار اقتصادية كبيرة لها .

إعداد عينات الأدغال لحفظ في المختبر :

1- الجمع :

يجب أن تكون العينة النباتية المختارة كاملة ما أمكن، حيث يجب أن تحتوي على المجموع الجذري ويحتوي المجموع الخضري على الأوراق والأزهار وعند جمع العينات يستعان ببعض الأدوات الخاصة بالحفر، فتستخرج العينة ثم توضع بأكياس لحفظها على رطوبتها لحين الانتهاء من جمع كل العينات .

2- التجفيف والكبس :

يستحسن تجفيف العينة فور جمعها وتفرد على أوراق صحف أو ورق نشاف وترتب الأوراق والأزهار بحيث يمكن التعرف على كل جوانبها عند الدراسة ثم ترص العينات بعناية داخل جهاز ضاغط لضغط العينات أو توضع داخل كتاب.

3- التحميل :

بعد جفاف العينة يتم لصقها على ورق مقوى حسب المقاييس وتلصق بغراء ويوضع عليها ورق جرائد ثم يوضع عليها ثقل حتى تتم عملية اللصق وجفاف الغراء .

4- بطاقة البيانات :

توجد في الركن الأيمن السفلي لورقة التحميل بطاقة يكتب عليها تصنيف العينة في المملكة النباتية (الشعبة، القسم، الرتبة الفصيلة، الجنس والنوع) كما يكتب عليها المنطقة التي جمعت منها العينة وتاريخ ومكان الجمع.

5- الحفظ والتخزين :

بعد إتمام كل العمليات السالفة الذكر تصبح العينة معدة للتبويب ، حيث توضع العينات النباتية ضمن فصائلها ثم أجناسها وأنواعها وترتب تبعاً للفلورا ، ثم توضع في دوالib خاصه حيث يتم نقلها بعناية حتى لا تنهش وتتكسر .

المكونات الفعالة في النباتات :

تعد الكثير من نباتات الأدغال نباتات طيبة وذلك لإحتواها على مجموعة من المواد التي يعزى إليها التأثير الطبي أو الفسيولوجي والذي بوجوده يعتبر النبات نبات طبي . وقد قسمت محتويات النبات على أساس فاعليتها إلى قسمين رئيسيين هما :

أولاً : المكونات غير الفعالة : Inert Constituents

وهي المواد التي ليس لها تأثير طبي أو فسيولوجي مثل السлиз والجنين والسوبرين ومعظم مكونات خلايا النبات .

ثانياً : المكونات الفعالة : Active Constituents

وهي المواد التي يعزى إليها التأثير الطبي أو الفسيولوجي للنبات ولها قيمتها الدوائية . وقد قسمت المواد الفعالة على أساس صفاتها الكيميائية أو الطبيعية إلى مجموعات كل مجموعة تتشابه في معظم هذه الصفات ومجموعات المواد الفعالة هي :

1- الزيوت الطيارة Volatile Oils

2- الجليكوسيدات Glycosides

3- الصابونيات Saponins

4- التانينات Tannins

5- القلويدات Alkaloids

6- الشحميات Lipids

7- الكربوهيدرات Carbohydrates

8- الراتنجات Resins and Resin Combinations

طريقة إستخلاص المركبات من النبات :

جمع عينات النبات

تجمع أوراق النبات المراد إستخلاص المركبات منه و تجف في ظروف المختبر ،ثم تطحن

للحصول على مسحوق ناعم ويحفظ المسحوق في أكياس نايلون في الثلاجة لحين.

ملاحظة : عند جلب العينة النباتية للمختبر توضع في ماء دافيء وبعدها يجف النبات ويؤخذ الوزن الجاف له ثم يطحن بهاون خزفي أو عقيق ثم تخل الأجزاء المطحونة بمنخل بلاستيك بعدها تجرى عمليات الإستخلاص على المادة .

تحضير المستخلصات المائية :

1- مستخلص الماء البارد :

لتحضير مستخلص الماء البارد لأي نبات وذلك حسب طريقة المنصور(1995). المحورة عن Harborne (1973). مع إجراء بعض التحويل بزيادة مدة الاستخلاص الى 24 ساعة، حيث اخذ 10 غم من المسحوق الناعم للأوراق المجففة ووضعت في دورق سعة (500) مل يحتوي على (200) مل ماء مقطر ثم جرى خلط المحتويات بواسطة الرجاج المغناطيسي Magnetic stirrer لمدة 10 دقائق بعدها ترك المزيج لمدة 24 ساعة بعد تغطيته ،ثم رشح محلول بواسطة طبقتين من قماش التول ثم ورق الترشيح .أهمل الراسب وأخذ الراشح ووضع في جهاز الطرد المركزي وبسرعة 3000 دوره/دقيقة ولمدة 15 دقيقة للحصول على محلول رائق ،ثم وضع محلول في الفرن الكهربائي على درجة حرارة 45 م° لتبيخ الماء والحصول على المادة الخام الجافة.أخذ 2 غم من المادة الخام الجافة وأذيبت في 100 مل/ماء مقطر وبذا أصبح تركيز محلول الناتج 2 % أو ما يعادل 20 ملغم/مل ومنه حضرت التراكيز (10,5,2.5) ملغم/مل التي عمليت بها الحشرة فضلا عن الماء المقطر الذي يمثل معاملة السيطرة وهو تركيز (0) .

2- مستخلص الماء الحار :

أ- الطريقة الأولى :

يحضر مستخلص الماء المغلي بنفس خطوات الاستخلاص السابقة ولكن يستبدل الماء المقطر البارد بماء مغلي.

بـ- الطريقة الثانية :

تم تحضير المستخلص المائي الحار بالطريقة التالية تؤخذ عينة من النبات بوزن 250 غم وخلطها بـ 250 مل ماء مقطر معقم مغلي، وترك لمدة 10 دقائق ، ثم يمزج الخليط بالخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق ويرشح المزيج بوساطة قطعة قماش الململ وبعدة طيات ويجمع الراشح بقنينة زجاجية (الحيدر، 1996).

3- 4 تحضير مستخلص المذيبات العضوية

يحضر مستخلص المذيبات العضوية لأي نبات حسب طريقة Ladd وجماعته (1978) ، حيث تم اختيار ثلاثة مذيبات عضوية مختلفة القطبية وهي (الكحول الاثيلي كمذيب قطبي ، و خلات الايثيل كمذيب متوسط القطبية والهكسان كمذيب لاقطبي) (Harborne 1984) .

تؤخذ 10 غرام من مسحوق اوراق النبات، وتوضع في جهاز الاستخلاص (السكسوليت) ، ثم تسكب 200 مل من الكحول الاثيلي ويستمر استخلاص العينة النباتية لمدة 24 ساعة . يؤخذ الراشح ويركز بالمبخر الدوار بدرجة حرارة 40-45 م° ثم تجفف العينة بالفرن الكهربائي بدرجة حرارة 40-45 م° ، وتكرر العملية نفسها بالنسبة لمذيب خلات الايثيل والهكسان كلًا على حدة وللعينة نفسها . ولغرض اختبار تأثير مستخلص المادة الجافة الناتجة من الاستخلاص بالمذيبات العضوية ، اتبعت طريقة الريبيعي (1999) وذلك باخذ 2 غرام من المادة الجافة المستخلصة بالكحول الاثيلي وأذيب في 3 مل من الكحول الاثيلي وأكمل الحجم إلى 100 مل بالماء المقطر ، فأصبح تركيز محلول الأساس Stock Solution 2 % أو ما يعادل 20 ملغم / مل ، ومنه تم تحضير التراكيز 2.5 و 5 و 10 ملغم / مل أما معاملة السيطرة وكانت 3 مل من كحول اثنيلي وأكمل الحجم إلى 100 مل بالماء المقطر . أما العينة المستخلصة بخلافات الايثيل ، تم اخذ 2 غرام من المادة المستخلصة بهذا المذيب وأذيب في 1.5 مل خلات الايثيل مع 1.5 مل كحول اثنيلي لإذابة العينة النباتية التي استخلصت بمذيب خلات الايثيل ثم أكمل الحجم إلى 100 مل بالماء المقطر فأصبح تركيز محلول الأساس 2 % أو ما يعادل 20 ملغم / مل ومنه تم تحضير التراكيز السابقة ، أما معاملات السيطرة تمت بأخذ 1.5 مل خلات الايثيل مزج مع 1.5 مل كحول الايثيلي وأكمل الحجم إلى 100 مل بالماء المقطر . اخذ أيضًا 2 غم من المادة الجافة المستخلصة بمذيب الهكسان وأذيب في 1.5 مل هكسان مع 1.5 مل كحول اثنيلي وأكمل الحجم إلى 100 مل بالماء المقطر ، فأصبح تركيز محلول الأساس Stock Solution 2 % أو ما يعادل 20 ملغم / مل ومنه تم تحضير التراكيز السابقة نفسها . أما معاملة السيطرة وكانت 1.5 مل كحول اثنيلي مزجت مع 1.5 مل هكسان وأكمل الحجم إلى 100 مل بالماء المقطر .

طريقة إستخلاص الزيوت الطيارة بطريقة التقطير بالبخار :

في هذه الطريقة توضع النباتات المراد تقطيرها في أو عية شبكية بطريقة تسمح لبخار الماء أن يتخللها ويستخلص منها الزيوت الطيارة فيحملها إلى أنابيب التكثيف فتحول إلى الحالة السائلة وتنفصل من الماء بسهولة . في هذه الطريقة تستعمل غلايات خاصة لتوليد بخار الماء الذي يندفع بضغط معين من خلال أنابيب خاصة إلى وعاء التقطير .

طريقة إستخلاص المركبات الفينولية :

تتبع طريقة Gayon (1972) في إستخلاص المركبات الفينولية حيث يؤخذ 20 غم من أي جزء نباتي جاف ومطحون ويوضع في دورق زجاجي سعة 1000 سم³ ثم يضاف إليه 400 مل من 2% من حامض الخليك ويربط الدورق بجهاز المكثف العاكس Reflex Condenser ويوضع في حمام مائي بدرجة 70 م° لمدة 8 ساعات وبعد الإنتهاء يترك محلول ليبرد ثم يرشح بإستخدام قماش التول ويوضع الراشح في قمع الفصل ويضاف إليه حجم مساوٍ له من propanol – n ثم يضاف كمية مناسبة من كلوريد الصوديوم NaCl إلى القمع مع الرج إلى أن يصل إلى حالة التشبع حيث تتكون طبقتان في قمع الفصل . تؤخذ الطبقة العليا التي تحتوي على الفينولات المذابة بالبربوفانول ويجرى لها عملية تركيز بواسطة المبخر الدوار تحت حرارة 70 م° .

إن محلول المركز يتضمن مواد فينولية بالإضافة إلى بلورات ملحية للكلوريد الصوديوم ويتم حساب وزن المواد الفينولية وذلك بإيجاد وزن العينة المجففة بعد التركيز (F1) ثم إذابتها بحجم مناسب من مذيب AE عندها سوف تذوب المواد الفينولية وتتكلل البلورات الملحية (لأنها لا تذوب بالمذيبات العضوية) بعدها ينقل محلول الفينولي الذائب بالماصة إلى قنينة أخرى أما الباقي فيجفف ويستخرج وزنه (F2) فيكون وزن المواد الفينولية يساوي F1 – F2 .

طريقة إستخلاص المركبات القلوانية :

تتبع طريقة السامرائي (1983) في إستخلاص القلوانيات من أوراق النباتات ، حيث وضع 10 غم من الجزء النباتي الجاف والمطحون في حاوية الإستخلاص Thimble ويدخل في جهاز السكسوليت ثم يضاف له 200 مل من الكحول الأثيلي ويجرى الإستخلاص لمدة 24 ساعة . وبعد إنتهاء المدة يجفف المستخلص بالمبخر الدوار ثم تذاب المادة الجافة الناتجة في 5 مل من الكحول الأثيلي بعدها يضاف إلى المستخلص الكحولي 30 مل من حامض الكبريتيك 2% ثم يستخدم المبخر الدوار مرة ثانية للتخلص من الكحول الأثيلي فيتبقى محلول الحامضي والذي يعدل إلى pH = 9 بإضافة هيدروكسيد الأمونيوم

10%. بعدها ينقل المحلول إلى قمع الفصل ويجرى إستخلاص القلوانيات بإستخدام مذيب الكلوروفورم لأربع مرات متتالية وبعد كل مرة (والتي يستخدم فيها 10 مل من الكلوروفورم) تجمع الطبقة السفلية من قمع الفصل والتي هي طبقة الكلوروفورم القلوانية وتجف مرة أخرى بالمixer الدوار للحصول على المستخلص الجاف القلواني الخام .

طريقة إستخلاص المركبات التربينية :

يتم إعتماد طريقة Harborne (1984) لغرض إستخلاص المركبات التربينية . إذ يوضع 20 غم من الجزء النباتي الجاف في حاوية الإستخلاص ويدخل في جهاز السكسوليت ويضاف له 200 مل من الكلوروفورم ويجرى الإستخلاص لمدة 24 ساعة. بعدها يجف المستخلص الناتج بالمixer الدوار وينقل إلى الفرن الكهربائي بدرجة 50 مْ ليجف ثم تحفظ العينة الجافة في الثلاجة لحين الإستعمال .



الفصل التاسع

نقص العناصر



دور العناصر الكبرى والصغرى في تغذية النبات :

تختلف الأراضي بدرجة خصوبتها حسب عوامل عديدة، والتغذية الجيدة تعتمد أساساً على التوازن ما بين العناصر الغذائية التي يحتاج إليها النبات سواء أكانت هذه العناصر متوفرة أصلاً في التربة أو مضافة على شكل أسمدة. وكلما اقتربت درجة التوازن ما بين هذه العناصر الغذائية بالكم والكيف من الحد الأمثل لحاجة النبات كلما حصلنا على إنتاج أفضل شرط توفر العوامل الازمة الأخرى. وعند نقص كمية أحد هذه العناصر الغذائية، فإن تأثيره يكون واضحًا على النبات سواء بمظاهر خارجية مرئية على النبات (تغير لون الأوراق مثلاً) أو بشكل غير مباشر بتأثيره على الإنتاج.

طرق تشخيص نقص العناصر:

تحليل التربة :

يفيد تحليل التربة ومعرفة محتواها من العناصر الغذائية لمعرفة نقص العناصر الكبرى الذي ظهرت أعراضه على النبات أو التي قد تظهر بعد فترة من حياة النبات. إن الحد الحرث Threshold limit وهو الشكل الذي يوجد به كل عنصر منها أصبحا معروفيين، وكذلك التداخلات بين هذه العناصر وتأثير بقية العوامل عليها. أما بالنسبة للعناصر الصغرى فإن هذه الطريقة لا يمكن الاعتماد عليها كلياً لمعرفة نقص العناصر نظراً لعدم معرفة الحد الحرث والشكل الذي يوجد به العنصر بشكل صالح للامتصاص في التربة كذلك كل التأثيرات الأخرى عليه بشكل كامل وقد ظهرت أعراض نقص بعض العناصر على

نباتات نامية على تربة تحتوي كميات من هذه العناصر أكبر بكثير من تربة أخرى لم تظهر على مزروعاتها أية أعراض.

تحليل النبات :

حتى اليوم لا يمكن الاعتماد على هذه الطريقة بشكل كامل لتشخيص أعراض نقص العناصر وخاصة الصغرى منها وذلك لأن الحد الحرج من كل عنصر ضمن النبات ما زال غير معروف بشكل كامل كما أن الشكل الذي يوجد به العنصر في النبات ونسبة كل عنصر إلى غيره ما زال يكتنفه الكثير من الغموض، فقد تظهر كميات من عنصر ما في أوراق مصابة أكبر من الكميات الموجودة في أوراق سليمة. إضافة إلى أن المتطلبات النباتية لأي من العناصر هذه تختلف من نبات لآخر ومن فترة لأخرى ضمن النبات الواحد خلال فترة حياته.

المظاهر الخارجية :

رغم التطور الكبير في أجهزة التحليل المخبرى، لا تزال هذه الطريقة تعتبر من أهم الطرق لتشخيص نقص العناصر الغذائية على النباتات، وذلك لأن لكل عنصر تأثير معين أو مجموعة من التأثيرات على كل نبات وعند غياب هذا العنصر أو انخفاض مستواه عن الحد الحرج لعدم توفره في التربة أو بسبب التداخلات مع عناصر أخرى فإنه تظهر على النبات علامات نقص خاصة به متميزة في كثير من الأحيان من الأعراض التي يسببها عنصر آخر. وقد تختلط الأمور في بعض الأحيان وخاصة في المراحل الأولى لظهور الأعراض كالاصفار مثلًا الذي يلاحظ أحياناً في بداية النمو قد يكون سببه أكثر من عنصر إلا أنه لا يثبت أن يتميز بعد فترة وجية وهذه الطريقة تحتاج إلى تدريب جيد وممارسة طويلة.

تنقسم العناصر إلى قسمين:


العناصر الكبرى :

وتشمل تسعه عناصر وهي : الكربون والأوكسجين والميدروجين والنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والكالسيوم . يحصل النبات على الكاربون والأوكسجين من الهواء والميدروجين من الماء بينما تزود التربة النبات بالعناصر الأخرى .

العناصر الصغرى :

وتشمل تسعه عناصر هي :البورون، الحديد، النحاس، الزنك، المنغنيز، الموليبيدينوم، الكلور، النيكل . يضاف الكوبالت أحياناً لهذه المجموعة نظراً لاستعماله في تثبيت النيتروجين.

مفتاح تشخيص أعراض نقص العناصر الكبرى في النبات





لا يوجد شحوب بين العروق فقط
يوجد شحوب عام للورقة وبقع
متاخرة كما توجد حدود متقطعة بين
الأنسجة الحية والميتة

نعم

نَصْ عَنْصَرِ الْكُلُورِ (Cl)

مفتاح تشخيص أعراض نقص العناصر الصغرى في النبات

تصاب الأوراق الجديدة أو الصغيرة وتكون الأعراض متمركزة

← البرعم الطرفي يبقى حي

نعم

شحوٰب عاد لله، قة ولیس،

بيان العروق

كلا

نحو

الأملاة الافتية خضراء

تصبح الأوداية الفتة للبر عـمـ الطـفـيـ

خضراع فاتحة عند القاعدة وتكون ملتوية

وهشة وتموت عند نقطة النمو وشحوب

~ 140 ~



القديمة والفتية تصبح شاحبة في المرحلة التالية من النقص)

نعم

نقص عنصر المنغنيز (Mn)

أعراض نقص العناصر في النبات :

العناصر الكبرى :

١- النايتروجين (N2) :

يدخل النايتروجين في بناء المواد البروتينية ويعتبر أهم مكونات البروتوبلازم كما يدخل في تركيب اليخصوص ويدخل في تركيب أكثر مكونات الأزهار والثمار وأيضاً يتحكم في قدرة النبات على امتصاص الفوسفور والبوتاسيوم. وتظهر أعراض النقص على الأوراق السفلية للنبات بشكل تقرن وبطء نمو وتخر الأوراق القديمة في حالات النقص الشديدة . أما النقص في محاصيل الحبوب فيظهر على الأوراق لون أصفر يبدأ من طرف الورقة ويمتد إلى الخلف على شكل حرف V .

إن نقص كميات النايتروجين في محاصيل الحبوب سوف يحصل قلة في عدد الأسطاء وتكون الساقان نحيلة ورؤوس السنابيل قليلة وكمية البروتين منخفضة في الحبوب . أما النقص الحاصل في حقول البطاطا فيظهر تجعد على الأوراق ويقل حجم الدرنات . إن الحقل الذي يعاني من نقص في عنصر النايتروجين يظهر عليه النقص بالكامل .



أعراض نقص عنصر النايتروجين

2- الفسفور (P) :

تحتاج النباتات لعنصر الفسفور لإنتاج الطاقة ATP والسكريات والأحماض النوويّة . وعادةً ما تظهر الأعراض على النباتات الصغيرة التي تحتاج الفسفور بصورة أكثر من الناضجة . تحول النباتات التي تعاني من النقص بشكل عام إلى اللون الأخضر الداكن (الأوراق والسيقان) وتصاب بالتقزم . تتأثر الأوراق القديمة أولاً وقد تكتسب اللون الأرجواني بسبب تراكم السكريات وتصبح قمة الورقة بنية اللون وتموت . وتكون النباتات ضعيفة وتأخر في النضج كما تتمدد الورقة وسطح الورقة أيضاً مما يتسبب في إلتلاف الأوراق وصغر حجمها . تكون أعراض النقص في الجذور إستطاله الأوراق بإتجاه الأعلى وفي البطاطا تلف الأوراق للأعلى أيضاً وعلى الدرنات بقع داخلية بنية اللون غالباً ما تظهر من قلب الدرنة أما في نبات الذرة تظهر الأعراض على النباتات الصغيرة حيث تحول الأوراق إلى اللون الأرجواني .



أعراض نقص عنصر الفسفور

3- البوتاسيوم (K) :

تستخدم النباتات البوتاسيوم في تنشيط الإنزيمات والتمثيل الضوئي وتكوين البروتين ونقل السكر . لا يتسبب نقص البوتاسيوم المباشر في ظهور أعراض واضحة ، في البداية لا يوجد سوى إنخفاض في معدل النمو أما في المراحل المتأخرة يحدث شحوب في الكلوروفيل وتنخر . يظهر على الأوراق القديمة تبرقش مركزي أو مساحات شاحبة مع حرق حواف الأوراق . تبدأ أعراض الشحوب عادة على طرف الأوراق لكن خلافاً للأعراض الناجمة عن نقص عنصر النيتروجين حيث يتقدم شحوب الكلوروفيل في حالة نقص عنصر البوتاسيوم على طول حواف الأوراق نحو قاعدة الورقة وعادة ما يترك الضلع الأوسط حي وأخضر . ومع تقدم النقص تصبح الورقة صفراء بالكامل . قد تظهر بقع متاخرة صغيرة بيضاء أو صفراء على طول حواف الورقة . وهناك مؤشر آخر على نقص البوتاسيوم هو قلة القش أو ضعف في سيقان الذرة وصغر حجم الحبوب مما يؤدي إلى ظهور مشاكل في النبات وإنخفاض مقاومته للأمراض ،

و عند إصابة المحاصيل الشتوية المعمرة والحلوية بالنقص تقل صلابتها في تحمل ظروف البرد . و عند إصابة الشعير يقل عدد الأسطاء وتتحفظ نسبة البروتين في الحبوب وتبعد النباتات ذابلة . أما في الجت تظهر بقع بيضاء على حواف الأوراق بسبب تراكم السكر ، وبالنسبة للمحاصيل الجذرية كالبنجر والبطاطا تكون درناتها صغيرة الحجم .



أعراض نقص عنصر البوتاسيوم

4- الكلور (Cl) :

يحتاج النبات إلى عنصر الكلور لإنقاص الأوراق ودخوله في عملية البناء الضوئي . تظهر أعراض النقص بشكل شحوب في الكلوروфيل وتنخر بقعي على طول الأوراق وظهور خطوط حادة بين الأنسجة الحية والميتة ، وتأكل حواف الأوراق والنظام الجذري متفرع بشدة في محاصيل الحبوب المصابة .
أعراض نقص عنصر الكلور محددة للغاية ويمكن أن تختلط بسهولة مع أمراض الأوراق .

5- المغنيسيوم (Mg) :

هو الجزيء المركزي في الكلوروфил وهو عامل مشترك مهم لإنقاص الطاقة ATP . تشمل أعراض نقص المغنيسيوم شحوب كلوروфيلي بين عروق الورقة وتصبح حواف الأوراق صفراء أو ضاربة إلى الأحمر - البنفسجي في حين يبقى العرق الوسطي أخضر اللون . عند حصول نقص في نبات القمح تظهر لطخ خضراء مصفرة مبرقشة ، أما في الجت فتلتف الأوراق ويصبح السطح السفلي لها ضارب للحمرة ، وبالنسبة للبطاطا تكون قاسية وعروقها ملتوية .



أعراض نقص عنصر المغنيسيوم على الطماطم

6- الموليبدينيوم (Mo) :

يعتبر كإنزيم فعال في النبات وله دور في تثبيت النايتروجين في البقوليات لذلك بسبب هذا الترابط الوثيق بين العنصرين تكون أعراض نقص الموليبدينيوم في النبات أشبه بأعراض نقص النايتروجين مع حدوث تczم في النمو وشحوب كلوروفيلي في البقوليات . تتضمن الأعراض الأخرى لنقص الموليبدينيوم شحوب الأوراق التي قد تكون محترقة ولملقة بشكل كوب . كما تظهر الأوراق أيضاً سميكة وهشة وفي النهاية تسقط ولا يبقى منها سوى العرق الوسطي .

العنصر الصغرى :

1- الكبريت (S) :

بما إن الكبريت هو مكون أساسى لبعض الأحماض الأمينية والبروتينات فإن نقصه يؤدي إلى تثبيط البروتين وتصنيع الكلوروفيل . من الصعب تشخيص نقص الكبريت لأنها تتشابه مع أعراض نقص عنصري النايتروجين والموليبدينيوم . تظهر أعراض النقص على الأوراق الفتية مما يتسبب ذلك في تحويلها إلى اللون الأصفر ، عند تقدم النمو يكون النبات بأكمله أخضر شاحب ولا توجد بقع مميزة أو خطوط وتكون النباتات ضعيفة وصغيرة والسيقان رقيقة .

2- البيرون (B) :

الوظيفة الأساسية للبيرون هي تكوين جدار الخلية والأنسجة النباتية وتكون الأعراض بهيئة شحوب الأوراق الفتية وموت البراعم الطرفية وتصبح الأوراق بتقدم الوقت بنية غامقة وتطور الأعراض إلى تخر الأوراق في بعض الحالات . قد تتكون بقع صفراء مبيضة في قاعدة الأوراق وبسبب الخل في نمو

جدار الخلية تصبح الأوراق والسيقان مشوهة و هشة والأوراق الطرفية سميكة و ملقة . تنمو النباتات التي تعاني من النقص ببطء وتكون متقرمة نتيجة لقصر المسافة بين العقدتين حيث توجد الأوراق ، كما إن البورون يميل إلى التراكم في الأنسجة التكاثرية فقد تفشل البراعم الزهرية في التكوين أو تكون مشوهة إذا تكونت وإذا حدث تلف تكون قابلية البذور على الإنبات ضعيفة . عند إصابة الجت بنقص البورون تكون الأعراض بشكل تورد الأوراق وإصفرار الأوراق العليا وضعف في التزهير . أما البنجر السكري يتوقف نمو الأوراق وتلف الأوراق الفتية وتحول إلى اللون البني أو الأسود وفي المراحل المتأخرة من النقص يبدأ التاج والجذور بالتعفن مما يؤثر على جميع النبات والجزء السليم من البنجر يكون قليل السكر.

3- الحديد (Fe)

يلعب الحديد دوراً مهماً في تنفس النبات وتفاعلات البناء الضوئي ونقصه يقلل من إنتاج الكلوروفيل ويمكن تمييز الأعراض عن طريق شحوب بين عروق الورقة ، وهناك تمييز واضح بين العروق والمساحات الشاحبة في الأوراق الفتية وتطور النقص تصبح الأوراق صفراء مبيضة بالكامل وتختفي وينمو النبات ببطيء كما إنه عند مشاهدة الحقل من بعيد تظهر مناطق صفراء غير منتظمة .

4- الزنك (Zn)

تحتاج النباتات إلى الزنك لإنتاج هرمون النمو وخصوصاً إستطالة السلاميات . حيث تظهر الأعراض في البداية على الأوراق الوسطى بشكل شحوب بين العروق خصوصاً عند المنتصف بين حافة الورقة والصلع الوسطي مما يؤدي إلى ظهور تخطيط وتشوهات . وظهور مساحات خضراء شاحبة صفراء أو بيضاء كما يسبب النقص الشديد في الزنك إلى تحول أوراق الأشجار للون الرمادي وتسقط قبل أوانها . ولأن الخارصين يلعب دور مهم في إستطالة العقد لذلك فإن النباتات يحدث فيها نقرم شديد . كما يضعف الإزهار وتكون البذور . عند النقص في نبات الجت يصغر حجم الأوراق وتظهر عليها أشرطة برونزية أو رمادية ، وفي محاصيل الحبوب يقل إنتاج الأشطاء ويكون شكل الحبوب غير طبيعي ، وعند رؤية الحقل من مسافة بعيدة تظهر أعراض الإصابة في مناطق محددة وليس جميع الحقل وتقل الكفاءة التناسلية للماشية المتغذية على نباتات تعاني من نقص الخارصين .

5- الكالسيوم (Ca)

هو أحد مكونات جدران الخلايا النباتية وينظم بناء جدار الخلية لذلك فإن نقصه يؤدي إلى تشوه الأوراق وتحولها إلى اللون الأخضر الداكن وتصبح أطرافها جافة أو هشة وتموت في النهاية والسيقان نحيلة والإنبات ضعيف .

6- النحاس (Cu) :

يحتاج النبات لهذا العنصر إنتاج الكلوروفيل وفي التنفس وتلقيح البروتين وبالتالي فإن نقصه يعرض النباتات إلى شحوب كلوروفيلى في الأوراق الفتية وتوقف نموها والتأخير في النضج ، وعند إصابة محاصيل الحبوب يحدث تأخر في تكوين الأسطاء وتصبغ للحبوب باللون البني وصغر حجمها ويكون إنتاج الحبوب ضعيف وعند النقص الشديد لا تتكون رؤوس السنابل كما إن النباتات تكون عرضة للإصابة بالأمراض خصوصاً مرض الأرغوت . عند بداية النقص تكون الأعراض محيرة في الحقل حيث تكون عبارة عن لطخ غير منتظمة مع وجود تصبغ باللون البني وهو أكثر الأعراض وضوحاً خصوصاً على حوامل القمح . ويحدث نفس الشيء في نقص النحاس كما في نقص الزنك تقل الكفاءة التنسالية للماشية عند تناولها نباتات مصابة بنقص النحاس .

7- المنغنيز (Mn) :

إن أكثر العضويات الخلوية حساسية لنقص المنغنيز هي البلاستيدات الخضراء ومن الأعراض الشائعة لهذا العنصر هي شحوب بين العروق في الأوراق الفتية وبخلاف نقص الحديد لا يوجد تمييز حاد بين العروق والمساحات التي بينها ولكن الشحوب منتشر أكثر . هناك عدة أعراض نقص المنغنيز في الأراضي المزروعة بالمحاصيل مما نقط رمادية في الشوفان وبقع رطبة في البزاليا وخطوط بيضاء في القمح وبقع بنية بين العروق في الشعير .

8- النيكل (Ni) :

تحتاج النباتات للنيكل لإنبات البذور بشكل صحيح وأيضاً يدخل في أيض البقوليات والنباتات الأخرى . تشمل أعراض النقص في النباتات شحوب بين العروق في الأوراق الفتية وتنتطور إلى تنخر الأنسجة النباتية كما أن إنبات البذور ضعيف وإنخفاض في إنتاجية المحاصيل .

المصادر :

- البرناوي ، عمر . المعاشرة النباتية . مركز البحث العلمي والتكنولوجيا للمناطق الجافة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . www.crstra.dz .
- بيرقدار ، نصرت . 1994. الأمان والسلامة في مختبرات الكيمياء . المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب - المملكة العربية السعودية - الرياض . 367 صفحة .
- الحيدر ، حامد جعفر أبو بكر . 1996 . تأثير المستخلصات النباتية لبعض نباتات الأدغال (الأعشاب) في زراعة الأنسجة ونمو النبات . رسالة ماجستير - كلية الزراعة - جامعة بغداد - العراق .
- خفاجي ، رضوان محمد توفيق . 2010. أساسيات تصنيف الحشرات . الطبعة الأولى - الخرطوم - مطبعة الجزيرة . المكتبة الوطنية - السودان .
- الربيعي ، هادي مزعل . 1999 . تأثير مستخلصات نبات الداتورة *Datura innoxia* في بعض جوانب الأداء الحياني للذبابة المنزلية *Musca domestica* أطروحة دكتوراه . كلية العلوم / جامعة بابل 126 صفحة .
- السامرائي ، خلود وهيب عبود . 1983. توزيع القلويدات وأهميتها التصنيفية في بعض الأنواع البرية من العائلة البازنجانية Solanaceae في العراق . رسالة ماجстير . كلية العلوم / جامعة بغداد .
- الطائي ، أنمار أحمد و شبابه عبد اللطيف بهجت . 2007. الأحياء المجهرية العملي - المرحلة الثانية . جمهورية العراق - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الموصل - كلية العلوم - قسم علوم الحياة .
- عبد القادر ، عمر حامد محمد . 2012. التحضيرات المجهرية Microtechniques عملی مقرري 261-261 جین الضوئی والإلكترونی . المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود - كلية العلوم - قسم الحيوان .
- فنش ، ماجدة . مادة علم تحضير العينات الحيوانية - الجزء العملي BIO 356 . المملكة العربية السعودية - جامعة الملك عبد العزيز - كلية العلوم - قسم الأحياء .

- مشهور ، وجدي عبد المنعم و مجدى اسماعيل مصطفى . 2007 . الميكروبولوجيا الزراعية . مركز التعليم المفتوح . كلية الزراعة - جامعة عين شمس . جمهورية مصر العربية . 229 صفحة.

- المنصور ، ناصر عبد علي . 1995 . تأثير مستخلصات مختلفة من نبات قرن الغزال

في حياثة الذبابة البيضاء *Bemisia tabaci*. اطروحة دكتوراه/كلية *Ibicella lutea*

العلوم/جامعة البصرة. 124 صفحة.

- النعmani ، وليد بن الحبشي ، يسرى بنت ناصر الجوية و جميلة بنت خميس الأبروية . 2012 .
الزجاجيات في مختبر العلوم . وزارة التربية والتعليم – سلطنة عمان . الطبعة الأولى .

- هارون ، سناء . أطلس الأمراض النيماتودية . كلية الزراعة (الفيوم) – جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية . 247 صفحة .

- ونس ، أحمد لطفي إبراهيم . دليل إحتياطات الأمن والسلامة في المختبرات الكيميائية . جمهورية مصر العربية - كلية الزراعة - جامعة دمياط .

- Bunse, T. & G. K. Steigleder. 1991. The Preservation of fungal cultures by Lyophilization. Mycoses 34, 173 – 176 .

- Coyne, D.L. ; J.M. Nicol and B. Claudius- Cole . 2014. Practical Nematology : A field and Laboratory Guide. International Institute of Tropical Agriculture. Oyo State, Nigeria.

- Diogo, Hilda Conceição ; Aldo Sarpieri & Mário Cesar Pires. 2005. Fungi Preservation in Distilled Water. An Bras Dermatol. 80 (6) : 591-4.
Brazll.

- Gayon, P.R. 1972. Plant Phenolics. Oliver and Boyd. Edinburgh, 254 pp.

- Harborne, J. B. 1973. Phytochemical method.Halsted prees.John Wiely and Sons,New York.

- Harborne,J.B. 1984 . Phytochmicals methods : A guide to modern

techniques of plant analysis . 2nd ed . Chapman and Hull . London , Uk.

- **Harris, James. 2016.** How to Preserve Fungal Cultures.

<http://hardydiagnostics.com/wp-content/uploads/2016/05/Saving-fungal-Cultures-Sterile-Water-By-Harris.pdf>

- **Homolka, Ladislav. 2013.** Methods of Cryopreservation in Fungi. Laboratory Protocols in Fungal Biology. Current Methods in Fungal Biology. Springer Science + Business Media. 604 P.

- **Laboratory Biosafety Manual. 3rd ed. 2004.** World Health Organization Geneva.

- **Laboratory Safety Design Guide. 2015.** September.

- **Ladd , J. L. ; Jacobson , M. and Buriff , C. R. 1978 .** Japanese beetles extracts from neem tree seeds as feeding deterrents . J. Econ. Entomol . (71) : 810-813 .

- **McCauley, Ann ; Clain Jones & Jeff Jacobsen .2011.** Plant Nutrient Functions and Deficiency and Toxicity Symptoms . Montana State University Extension. June 2011.

- **Mueller, Gregory M. ; Gerald F. Bills & Mercedes S. Foster. 2004.** Biodiversity of Fungi. Inventory and Monitoring Methods. Elsevier Academic Press.

Norris , J.R.R. Berkeleg , C. W. Longan, N. A. and. A. G. Donnel .1981.
the general Bacillus and spores Lactobacillus In the prokaryotes starr M,P. stop J.Tuber HG Balows A .And schelgel , HG ,eds springer verlag co , Berlin Heidelbrg , Newyoerk vol (2):174-1772.

- **Paul, Jai Shankar ; K. L. Tiwari & S. K. Jadhav.** 2015. Long Term
Preservation of Commerical Important Fungi in Glycerol at 4 C .
International Journal of Biological Chemistry 9 (2) : 79 – 85 .

- **School Chemistry Laboratory Safety Guide.** 2007. U.S. Consumer
safety Product Commission. Department of Health & Human
Services .

- **S-Laboratory Environmental Good Practice Guide For Laboratories.**
October 2011. S-Lab (Safe, Successful and Sustainable
Laboratories) initiative of HEEPI (Higher Education for
Environmental Performance Improvement)

- **Symbert, R.M. and N.R. Krieg . 1981.** General characterization in manual
of methods for bacteriology. Gerhard, P murry , R.G.E, costilow ,
R.N. Nester, E.w, Wood, W.A. Krieg. N.R. and Phillips, G.W(eds) .
American Society of microbiology Washignton. 410-443.

- **Yokayama, M.T. and J.R. Carlson . 1974.** Dissimition of tryptophan and
related Indole compound by ruminal microorganisms in vitro
.Appl. Microbiol. 27:540.